

Adhesive AC

Gebrauchsinformation

DE

Lesen Sie vor der Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Produktbeschreibung

COLTENE Adhesive AC ist ein autoklavierbares Adhäsiv für Dentalabformmassen auf A-Silikonbasis. Es ist geeignet für Kunststoffabformlöffel aus Acrylaten, Polystyrol, Polycarbonaten.

Zweckbestimmung

Eine dünne Schicht von COLTENE Adhesive AC dient zur Haftvermittlung zwischen Abformmaterial und Abformlöffel. Es verhindert das Loslösen des Abformmaterials vom Abformlöffel bei der Entnahme.

Zusammensetzung

Hauptbestandteile: Polydimethylsiloxanocopolymer

Indikationen

Wird in Kombination mit Medizinprodukten verwendet.

Kontraindikationen

- Bei bekannten Allergien auf den Hauptbestandteil von COLTENE Adhesive AC ist auf eine Anwendung zu verzichten.
- COLTENE Adhesive AC ist für Metalllöffel und einige Kunststofflöffel ungeeignet, im Zweifelsfall ist die Eignung zu prüfen.

Sicherheitshinweise

⚠️ GEFÄHR

- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



GHS02 GHS07

⚠️ WARNUNG

Enthält Ethylacetat.

Nur in gut belüfteten Räumen verwenden!

Von offenen Flammen fernhalten!

Immer mit Handschuhen arbeiten.

Die Verwendung von COLTENE Adhesive AC darf ausschließlich von Fachpersonal wie Zahnärzten und zahnmedizinischen Fachangestellten mit spezieller Qualifikation durchgeführt werden.

HINWEIS

Aufgrund der irreversiblen Verbindung zwischen additionsvernetzenden Silikonen und Kunststoffabformlöffel, sind die mit COLTENE Adhesive AC eingesprützten Kunststoffabformlöffel nach dem Abformen nicht mehr verwendbar.

Neben- und Wechselwirkungen

Es sind keine schädlichen Neben- und Wechselwirkungen bei Patienten und Praxispersonal bekannt.

Anwender / Patientengruppe

Anwendung erfolgt durch zahnmedizinischem Fachpersonal. Geeignet für alle Patientengruppen.

Anwendung

Sauberen und trockenen Kunststoffabformlöffel aus kurzer Distanz mit einer möglichst dünnen, gleichmäßigen Schicht COLTENE Adhesive AC besprühen (2 – 3 Hübe) und mindestens 1 Minute trocknen lassen oder mit Druckluft trocken blasen.

REINIGUNG & DESINFEKTION

Löffelreinigung

Eine Löffelreinigung ist für Einweg-Abformlöffel nicht vorgesehen.

Haltbarkeit & Lagerung

COLTENE Adhesive AC erfüllt den vorgesehenen Zweck mindestens bis zum Verfalldatum, das auf den Behältnissen aufgeführt ist, bei gut verschlossener Flasche, 15-23 °C / 59-73 °F und 50 % relativer Feuchte.

Haltbarkeit nach erster Öffnung 3 Monate.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

Meldepflicht

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt stehenden aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde umgehend zu melden.

For SDS see
www.coltene.com



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Marking of Conformity Europe



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal Manufacturer



Importer



Expiry Date



RX only



European Authorized Representative



Flame



Exclamation Mark



Batch Code



Medical Device



Reference Number



Unique Device Identifier

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 **COLTENE**