

Adhesive

Gebrauchsinformation

DE

Lesen Sie vor der Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Produktbeschreibung

COLTENE Adhesive ist ein Universal-Adhäsiv für Dentalabformmassen auf Silikonbasis (A- und C-Silikone). Es kann für sämtliche herkömmliche Abformlöffel (z.B. Metall) verwendet werden.

Zweckbestimmung

Eine dünne Schicht von COLTENE Adhesive dient zur Haftvermittlung zwischen Abformmaterial und Abformlöffel. Es verhindert das Loslösen des Abformmaterials vom Abformlöffel bei der Entnahme.

Zusammensetzung

Hauptbestandteile: Polysiloxan, Farbstoff

Indikationen

Wird in Kombination mit Medizinprodukten verwendet.

Kontraindikationen

Bei bekannten Allergien auf die Hauptbestandteile von COLTENE Adhesive ist auf eine Anwendung zu verzichten.

Sicherheitshinweise

⚠️ GEFÄHR

- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P370+P378 Bei Brand: Wassernebel, Kohlendioxid oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden.
- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- P501 Inhalt/Behälter an sicherem Ort entsorgen.



GHS02 GHS09

⚠️ WARNUNG

Enthält Hexamethyldisiloxan.

Nur in gut belüfteten Räumen verwenden!

Von offenen Flammen fernhalten!

Immer mit Handschuhen arbeiten.

Flasche nach Gebrauch sofort schließen!

Die Verwendung von COLTENE Adhesive darf ausschließlich von Fachpersonal wie Zahnärzten und zahnmedizinischen Fachangestellten mit spezieller Qualifikation durchgeführt werden.

Neben- und Wechselwirkungen

Es sind keine schädlichen Neben- und Wechselwirkungen bei Patienten und Praxispersonal bekannt.

Anwender / Patientengruppe

Anwendung erfolgt durch zahnmedizinischem Fachpersonal. Geeignet für alle Patientengruppen.

ANWENDUNG

Sauberen und trockenen Abformlöffel mit einer möglichst dünnen Schicht COLTENE Adhesive bestreichen und mind. 1 Min trocknen lassen oder mit Druckluft trocken blasen.

Flasche nach Gebrauch sofort schließen!

REINIGUNG & DESINFEKTION

Löffelreinigung

Ausgehärtetes Abformmaterial kann mit einem stumpfen Instrument entfernt werden. Durch Einlegen in han-

delsübliche Universal-Lösungsmittel oder Leichtbenzin löst sich das COLTENE Adhesive auf. Lösungsmittel sollten nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Löffel wie üblich reinigen und desinfizieren.

Haltbarkeit & Lagerung

COLTENE Adhesive erfüllt den vorgesehenen Zweck mindestens bis zum Verfalldatum, das auf den Behältern aufgeführt ist, bei gut verschlossener Flasche, 15-23 °C / 59-73 °F und 50 % relativer Feuchte. Haltbarkeit nach erster Öffnung 3 Monate.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

Meldepflicht

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt stehenden aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde umgehend zu melden.

For SDS see
www.coltene.com



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Marking of Conformity Europe



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal Manufacturer



Importer



Expiry Date



RX only



European Authorized Representative



Flame



Environment



Batch Code



Medical Device



Reference Number



Unique Device Identifier

Coltene/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 **COLTENE**