

roEKO Retracto / roEKO Stay-put

Gebrauchsinformation

DE

Lesen Sie vor der Anwendung des Produkts die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Retraktionsfäden dienen zur Freilegung des Sulkus vor einer Abformung des Kieferbogens.

2. ZWECKBESTIMMUNG

Roeko Retraktionsfäden dienen zur Eröffnung des Sulkus und vermeiden Blutungen, da sie Druck auf das Gewebe ausüben.

3. ZUSAMMENSETZUNG

ROEKO Retracto

Nicht imprägnierter, geflochtener oder gedrehter Baumwollfaden.

ROEKO Stay-put

Nicht imprägnierter, geflochtener Baumwollfaden mit eingeflochtenem Kupferdraht (umwickelt mit Nylonfäden).

4. ANWENDUNGSGEBIETE / KLINISCHER NUTZEN

Temporäre Retraktion des Gingivalsaumes.

5. GEGENANZEIGEN

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

6. SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG

Für ROEKO Stay-put: Den Faden nicht mit Elektrotomie- und Lasergeräten berühren.

Medizinprodukte müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

7. NEBEN- UND WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine schädlichen Neben- und Wechselwirkungen bei Patienten und/oder Praxispersonal bekannt.

8. ANWENDER- / PATIENTENGRUPPE

Die vorgesehenen Anwender sind dentale Fachkräfte (Zahnärzte) und die dentale Assistenz (zahnmedizinische Fachangestellte). Das Produkt / die Produktfamilie ist für alle Patientengruppen geeignet.

9. PRÄPARATION

Den Retraktionsfaden in der erforderlichen Länge abschneiden. Retracto und Stay-put können in handelsüblichen Gingivalretraktionslösungen eingeweicht werden. Bitte die Gebrauchsinformation der verwendeten Lösung beachten.

10. ORDNUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG

Die Mitte des Fadens im Sulkus platzieren. Als Nächstes bis zu den Enden des Fadens vorarbeiten. Eine Überlappung ist nicht notwendig. Den Faden (falls nicht imprägniert) mindestens 5 Minuten lang im Sulkus belassen. Bei Verwendung einer handelsüblichen Hämostaselösung die genauen Zeitangaben in der Gebrauchsinformation der Lösung nachlesen. Den Faden unmittelbar vor Anfertigung der Abformung entfernen.

11. PRÜFMETHODE DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ANWENDUNG

Sichtprüfung, der Sulkus muss sich deutlich sichtbar erweitern haben.

12. HALTBARKEIT / LAGERUNG

Siehe Ablaufdatum und Symbole auf der Verpackung. Den Faden mit Verpackung an einem trockenen Ort aufbewahren.

13. ENTSORGUNG

Das Produkt kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Länderspezifisch gelten eventuell spezielle Bestimmungen.

14. MELDEPFLICHT

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.



Glossary



Consult instructions for use



Single use only



Keep dry



Marking of Conformity Europe



Legal Manufacturer



Expiry Date



Batch Code



Restricted device for professional use only



Medical Device

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany

www.coltene.com

Customer Center
service@coltene.com