

Adhesive

Información para el uso

ES

Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

Descripción del producto

COLTENE Adhesive es un adhesivo universal para materiales de impresión dental basado en la silicona. Se puede utilizar con todas las cubetas de impresión convencionales (p. ej., metal).

Uso previsto

Una fina capa de COLTENE Adhesive sirve de adhesivo entre el material de impresión y la cubeta. Previene la separación del material de impresión de la cubeta durante la remoción.

Composición

Componente principal: polisiloxano

Indicaciones

Uso en combinación con productos sanitarios.

Contraindicaciones

No usar en caso de alergias conocidas al ingrediente principal de COLTENE Adhesive.

Información de seguridad

⚠ PELIGRO

- H225 Líquido y vapores muy inflamables.
- H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P273 No dispersar en el medio ambiente.
- P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar niebla de agua, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol para la extinción.
- P391 Recoger los vertidos.
- P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco
- P501 Eliminar el contenido/recipiente en un lugar seguro.



GHS02 GHS09

⚠ ADVERTENCIA

Contiene hexametildisiloxano.
Utilizar solo en lugares bien ventilados.
Mantener lejos de las fuentes de ignición.
Usar siempre guantes.
Cierre los frascos inmediatamente después de su uso.
Solo debe utilizar COLTENE Adhesive el personal especializado, como dentistas y auxiliares dentales con formación específica.

Efectos secundarios/interacciones

No se conocen reacciones perjudiciales ni efectos secundarios en pacientes o para el personal de la clínica.

Usuarios/grupos de pacientes

El producto solo debe ser aplicado por profesionales dentales. Es adecuado para todos los grupos de pacientes.

USO ADECUADO

Aplique una capa lo más fina posible de Coltène Adhesive en todas las cubetas y deje secar durante al menos 1 minuto o seque con aire comprimido.
Cierre los frascos inmediatamente después de su uso.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpeza de las cubetas

El material de impresión se puede retirar con un instrumento romo. COLTENE Adhesive se disuelve sumergien-

do la impresión en un disolvente universal disponible en el comercio o en petróleo. Utilizar el disolvente exclusivamente en locales bien ventilados. Limpiar y desinfectar la cubeta de la forma usual. Las cubetas de impresión de plástico desechables no deben limpiarse.

Conservación y almacenamiento

COLTENE Adhesive cumple la finalidad prevista al menos hasta la fecha de caducidad indicada en los recipientes, en frascos bien cerrados, a una temperatura de 15 a 23 °C/de 59 a 73 °F y con un 50 % de humedad relativa. Una vez abierto, consumir en tres meses.

Eliminación

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Puede ser incinerado conjuntamente con los desechos caseros en cumplimiento con las regulaciones oficiales que están en relación con compañías de recolección de basura legalmente aprobadas y con las autoridades a cargo.

Obligación de notificación

Todos los incidentes graves ocurridos en relación con este producto deberán notificarse de inmediato al fabricante, así como a las autoridades competentes.

For SDS see
www.coltene.com



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Marking of Conformity Europe



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal Manufacturer



Importer



Expiry Date



RX only



European Authorized Representative



Flame



Environment



Batch Code



Medical Device



Reference Number



Unique Device Identifier

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 **COLTENE**