

CanalPro™ Protocolo de irrigación recomendado

Colocación del dique de goma y desinfección del diente con **CanalPro NaOCl 3%**

Irrigación durante la preparación con **CanalPro NaOCl 3% o 6%**

Eliminación del barrillo dentinario después de la preparación: 1 min. irrigando con **CanalPro EDTA 17%**

CanalPro NaOCl 3% o 6%
(como mínimo 10 ml y 5 min)

Canal Pro CHX 2% (como mínimo 10 ml y 5 min)

CanalPro NaOCl 3% o 6%
(como mínimo 10 ml y 5 min)

Neutralización del **NaOCl**
con 0,9 % NaCl solución

Irrigando con **CanalPro CHX 2%**
(como mínimo 10 ml y 5 min)

Secado con **ROEKO/HyFlex puntas de papel y/o ROEKO Surgitip-endo**

Obturación con **ROEKO GuttaFlow2/bioseal**

¡Importante! Después de usar **NaOCl** y antes de usar **CHX**, debe neutralizarse el conducto radicular mediante irrigación intermedia (p. ej., con NaCl o alcohol). **Advertencia:** Suele recomendarse irrigar con NaCl antes de medir la longitud con localizadores del ápice.

CanalPro™ SyringeFill información para pedidos



CanalPro™ SyringeFill	REF.
CanalPro™ SyringeFill Station (1 x soporte de sobremesa para el frasco, , 3 x CanalPro SyringeFill Cap)	60031347
CanalPro™ SyringeFill Holder (1 x soporte de pared para el frasco, 3 x CanalPro SyringeFill Cap)	60031348
CanalPro™ SyringeFill Cap (tapón con cierre Luer integrado)	60019662
CanalPro™ soluciones de irrigación	
CanalPro™ NaOCl 3%, 500 ml	60019655V
CanalPro™ NaOCl 6%, 500 ml	60019656V
CanalPro™ EDTA 17%, 500 ml	60019651
CanalPro™ EDTA 17%, 100 ml	60019654
CanalPro™ CHX 2%, 500 ml	60019658
CanalPro™ CHX 2%, 100 ml	60019659
CanalPro™ jeringas de colores	
CanalPro™ color 5 ml jeringa roja, 50 uds.	60019321
CanalPro™ color 5 ml jeringa azul, 50 uds.	60019322
CanalPro™ color 5 ml jeringa amarilla, 50 uds.	60019323
CanalPro™ color 5 ml jeringa blanca, 50 uds.	60019324
CanalPro™ color 10 ml jeringa roja, 50 uds.	60011173
CanalPro™ color 10 ml jeringa azul, 50 uds.	60011174
CanalPro™ color 10 ml jeringa amarilla, 50 uds.	60011175
CanalPro™ color 10 ml jeringa blanca, 50 uds.	60011176
Agujas de irrigación	
CanalPro™ Slotted-End Tips, 27 ga, 100 uds.	60011167
CanalPro™ Slotted-End Tips, 30 ga, 100 uds.	60011168
CanalPro™ Side-Port Tips Tips 27 ga, 100 uds.	60011169
CanalPro™ Side-Port Tips Tips 30 ga, 100 uds.	60011170

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
info.de@coltene.com

COLTENE Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A
ES-28220 Majadahonda, Madrid
T +34 91 63 86 492
info.ib@coltene.com

 **COLTENE**

www.coltene.com