

# CanalPro Protocolo de irrigación recomendado

Colocación del dique de goma y desinfección del diente con **CanalPro NaOCl 3%**

Irrigación durante la preparación con **CanalPro NaOCl 3% o 6%**

Eliminación del barrillo dentinario después de la preparación: 1 min. irrigando con **CanalPro EDTA 17%**

**CanalPro NaOCl 3% o 6%**  
(como mínimo 10 ml y 5 min)

**Canal Pro CHX 2%** (como mínimo 10 ml y 5 min)

**CanalPro NaOCl 3% o 6%**  
(como mínimo 10 ml y 5 min)

Neutralización del **NaOCl**  
con 0,9 % NaCl solución

Irrigando con **CanalPro CHX 2%**  
(como mínimo 10 ml y 5 min)

Secado con **ROEKO/HyFlex puntas de papel y/o ROEKO Surgitip-endo**

Obturación con **ROEKO GuttaFlow2/bioseal**

**¡Importante!** Después de usar **NaOCl** y antes de usar **CHX**, debe neutralizarse el conducto radicular mediante irrigación intermedia (p. ej., con NaCl o alcohol). **Advertencia:** Suele recomendarse irrigar con NaCl antes de medir la longitud con localizadores del ápice.

# CanalPro SyringeFill información para pedidos



CanalPro SyringeFill	REF.
CanalPro SyringeFill Station (1 x soporte de sobremesa para el frasco, , 3 x CanalPro SyringeFill Cap)	60031347
CanalPro SyringeFill Holder (1 x soporte de pared para el frasco, 3 x CanalPro SyringeFill Cap)	60031348
CanalPro SyringeFill Cap (tapón con cierre Luer integrado)	60019662
<b>CanalPro soluciones de irrigación</b>	
CanalPro NaOCl 3%, 500 ml	65002866
CanalPro NaOCl 6%, 500 ml	65002867
CanalPro EDTA 17%, 500 ml	60019651
CanalPro EDTA 17%, 100 ml	60019654
CanalPro CHX 2%, 500 ml	60019658
CanalPro CHX 2%, 100 ml	60019659
<b>CanalPro jeringas de colores</b>	
CanalPro color 5 ml jeringa roja, 50 uds.	60019321
CanalPro color 5 ml jeringa azul, 50 uds.	60019322
CanalPro color 5 ml jeringa amarilla, 50 uds.	60019323
CanalPro color 5 ml jeringa blanca, 50 uds.	60019324
CanalPro color 10 ml jeringa roja, 50 uds.	60011173
CanalPro color 10 ml jeringa azul, 50 uds.	60011174
CanalPro color 10 ml jeringa amarilla, 50 uds.	60011175
CanalPro color 10 ml jeringa blanca, 50 uds.	60011176
<b>Agujas de irrigación</b>	
CanalPro Slotted-End Tips, 27 ga, 100 uds.	60011167
CanalPro Slotted-End Tips, 30 ga, 100 uds.	60011168
CanalPro Side-Port Tips Tips 27 ga, 100 uds.	60011169
CanalPro Side-Port Tips Tips 30 ga, 100 uds.	60011170

## Pie de imprenta / editor

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten  
+41 71 757 5300  
info.ch@coltene.com

## Contacto de ventas

**COLTENE Iberia S.L.U.**  
c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A  
ES-28220 Majadahonda, Madrid  
+34 91 63 86 492  
info.ib@coltene.com

## Centro de servicios

service@coltene.com  
00 800 11 0000 12 (UIFN)  
Lunes - viernes 8:00 a 17:00 CEST