

ROEKO Retracto / roEKO Stay-put

Mode d'emploi

FR

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les fils de rétraction servent à exposer le sillon avant une prise d'empreinte de la mâchoire.

2. UTILISATION PRÉVUE

Les fils de rétraction Roeko servent à ouvrir le sillon et, en raison de la pression consécutive exercée sur les tissus, à prévenir les hémorragies.

3. COMPOSITION

ROEKO Retracto

Fil en coton tressé ou torsadé non imprégné.

ROEKO Stay-put

Fil en coton tressé non imprégné dans lequel un fil en cuivre (enveloppé de fils en nylon) est tressé.

4. INDICATIONS / BÉNÉFICE CLINIQUE

Rétraction temporaire du bord gingival.

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication connue.

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠️ AVERTISSEMENT

Au sujet de ROEKO Stay-put: Éviter de toucher le fil avec un bistouri électrique ou un équipement laser.

Les dispositifs médicaux doivent être tenus hors de la portée des enfants.

7. EFFETS SECONDAIRES / INTERACTIONS

Aucune réaction indésirable ni aucun effet secondaire pour le patient et/ou le personnel dentaire n'ont été signalés.

8. GROUPE D'UTILISATEURS / PATIENTS

Les utilisateurs prévus sont les praticiens dentaires (dentistes) et les assistant.es dentaires (infirmières/infirmiers dentaires). Le produit/la famille de produits convient à tous les groupes de patients.

9. PRÉPARATION

Couper le fil de rétraction à la longueur souhaitée. Les fils Retracto et Stay-put peuvent être trempés dans les solutions pour rétraction gingivale classiques. Suivre le mode d'emploi de la solution choisie.

10. USAGE NORMAL

Placer le centre du fil dans le sillon. Travailler ensuite vers les extrémités du fil. Le chevauchement n'est pas nécessaire. S'il n'est pas imprégné, laisser le fil au moins 5 minutes dans le sillon. En cas d'utilisation d'une solution hémostatique courante, suivre le mode d'emploi de la solution en question et respecter le temps indiqué. Retirer le fil immédiatement avant la prise d'empreinte.

11. MÉTHODE D'ESSAI POUR UNE BONNE APPLICATION

Contrôle visuel : le sillon doit impérativement être visiblement beaucoup plus large.

12. DURÉE DE VIE / STOCKAGE

Voir la date limite d'utilisation et les symboles de stockage figurant sur l'emballage. Le fil dans son emballage doit être stocké dans un endroit sec.

13. ÉLIMINATION

Le produit peut être mis au rebut avec les déchets ménagers. Des réglementations spécifiques à chaque pays peuvent s'appliquer.

14. OBLIGATION DE SIGNALEMENT

Tous les incidents graves survenant en lien avec ce produit doivent impérativement être signalés au fabricant et aux autorités compétentes de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient sont immatriculés.



Glossary



Consult instructions for use



Single use only



Keep dry



Marking of Conformity Europe



Legal Manufacturer



Expiry Date



Batch Code



Restricted device for professional use only



Medical Device

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany

www.coltene.com

Customer Center
service@coltene.com