

SciCan



OPTIM[®] 1

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT
EN UNE SEULE ÉTAPE

Ingrédient actif : **0,5 % peroxyde d'hydrogène**



1 MINUTE
DE TEMPS
DE CONTACT*

Rapide et doux

Avec OPTIM 1, pas besoin de faire de compromis entre efficacité et protection. Avec un temps de contact rapide à large spectre, c'est l'un des nettoyants et désinfectants les plus rapides et les plus efficaces. Il est également sûr et doux pour vous et les surfaces. OPTIM 1 vous donne l'assurance d'être conforme et de protéger vos patients, votre personnel et l'environnement ; l'équilibre parfait.



Désinfectant rapide à large spectre

Les surfaces doivent rester humides pendant toute la durée du contact pour être désinfectées.

- › Adénovirus, poliovirus, norovirus murin en seulement **30 secondes** tout en respectant la norme EN 14476
- › Tuberculocide et fongicide en **1 minute**
- › Bactéricide et virucide en **30 secondes** tout en respectant la norme EN 13727 et EN 14476
- › **Virucide complet en 2 minutes** respectant la norme RKI/ DVV (adénovirus, polio, norovirus murin, SV40)
- › Efficace en **1 minute** tout en respectant la norme EN 16615
- › Excellente mouillabilité – reste mouillé assez longtemps pour que les temps de contact s'écoulent



Un nettoyant efficace en une seule étape

Un nettoyant désinfectant efficace en 1 étape élimine les résidus organiques pendant qu'il désinfecte.



Compatible

Compatible avec une large gamme de matières et surfaces dures et non poreuses.



Sûr et doux

- › Sans parfums artificiels
- › Non toxique
- › Non irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires
- › Pas de pictogrammes de danger SGH, de mentions d'avertissement ou de déclarations spécifiques
- › Ne laisse aucun résidu actif ; ne contribue pas à la résistance aux antimicrobiens



Respectueux de l'environnement

L'ingrédient actif, le peroxyde d'hydrogène, se décompose en eau et en oxygène et ne laisse pas de résidu actif, ce qui limite son impact sur l'environnement.

 **COLTENE**

* Efficace en 1 minute selon les normes européennes ; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (voir au dos). Selon la norme RKI/DVV requise en Allemagne, OPTIM 1 est ENTièrement VIRUCIDE en 2 minutes.



Temps de contact rapides

Il a été prouvé qu'OPTIM 1 offre une performance de destruction supérieure ; les temps de contact constants sont plus rapides, ce qui assure la conformité et donne l'assurance que les surfaces ont bien été désinfectées.

OPTIM 1 s'est avéré efficace contre les pathogènes difficiles à tuer comme les adénovirus, le poliovirus et le norovirus murin, ce qui vous donne l'assurance que votre établissement est protégé contre les pathogènes préoccupants.

Efficacité désinfectante

EN 14348 – Tuberculocide	Mycobacteria	Terrae	1
EN14476 – Virucide	Virus non enveloppés	Adénovirus	30 secondes
		Poliovirus	
		MNV	
Allégation virucide RKI/DVV** (Allemagne seulement)			Entièrement virucide ; 2 minutes
EN 16615 – Test d'efficacité à la lingette***	Bactéries	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	1
	Levures	C. albicans	1
EN 13727 - Bactericidal	Bactéries	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	30 secondes
EN 13624 – Levuricide et fongicide	Levures	C. albicans	1
	Champignons	Aspergillus brasiliensis	1

Efficacité du nettoyage

Nettoyant en une seule étape

Sécurité

Pictogrammes de danger SGH

Aucun pictogramme nécessaire

Non irritant pour les yeux

Oui

Non irritant pour la peau

Oui

* Temps de contact en minutes, sauf indication contraire.

** ENTièrement VIRUCIDE signifie que le désinfectant peut désactiver les virus enveloppés et non enveloppés, selon les normes allemandes DVV. Pour obtenir une allégation « entièrement virucide », le désinfectant doit être capable de désactiver l'adénovirus, le poliovirus, le SV40 et le norovirus murin.

*** La norme EN 16615 est une norme européenne obligatoire applicable aux tests d'efficacité du mécanisme d'essuyage.

Informations pour la commande d'OPTIM 1

Lingettes pré-saturées prêtes à l'emploi

OPTEU1-12W Lingettes prêtes à l'emploi 15 x 18 cm (12 x 160 feuilles/boîte)

Liquide

OPTEU1-4x4 1 boîte de 4 x 4 litres

Accessoires

FND30 Pompe pour bouteille de 1 gallon

Pour de plus amples renseignements, contactez :

Représentant européen :

SciCan GmbH

Wangener Strasse 78

88299 Leutkirch,

Allemagne

Tél. : +49 (0)7561 98343 - 0

Fax : +49 (0)7561 98343 - 699

customerservice_eu@scican.com