

Informazioni per l'uso**IT****Definizione**

Coltosol F è una massa d'otturazione provvisoria di colore bianco per cavità dentali, opaca ai raggi X e igroindurente. Coltosol F è a base di cemento all'ossido e al solfato di zinco, per otturazioni provvisorie (non oltre 1 o 2 settimane).

Composizione

Ossido di zinco
Idrato-1-solfato di zinco
Emiidrato solfato di calcio
Diatomite
Resina EVA
Fluoruro di sodio
Aroma alla menta

Dati tecnici

Indurimento della superficie nel giro di: 20 - 30 min
Sollecitazioni derivanti dalla masticazione sostenibili dopo: 2 - 3 h

Campi d'impiego

- Otturazioni provvisorie di cavità delle classi I e II.
- Chiusura provvisoria nella regione endodontale.

Controindicazioni

In caso di allergie a uno dei componenti di Coltosol F. Otturazione provvisoria di cavità dentarie in denti vitali per lunghi periodi (più di 2 settimane). Chiusura di otturazioni provvisorie nelle quali la cavità presenta più superfici e arriva vicino alla gengiva o fin sotto la gengiva (subgengivale).

Effetti collaterali

Coltosol F indurisce assorbendo acqua. In cavità dentarie non devalizzate, la mancanza di umidità può essere causa di dolori di breve durata. La cavità deve quindi essere mantenuta umida con uno spray ad acqua prima dell'applicazione di Coltosol F. Coltosol F si espande indurendosi. Ciò garantisce da un lato otturazioni provvisorie assai dense; dall'altro è possibile che bordi di smalto molto sottili si scheggino.

Interazioni con altri materiali

Nessuna conosciuta.

Preparazione

Montaggio della siringa: il meccanismo di dosaggio (l'asta filettata e la ghiera) è confezionato separatamente e può essere utilizzato più volte; ad esempio quando un corpo siringa è vuoto, l'asta filettata viene svitata completamente ed agganciata ad un altro corpo siringa.

Applicazione di Coltosol F

Inumidire la cavità con spray ad acqua. Prelevare il preparato di Coltosol F dal tampone con una spatola o con un altro strumento ed inserirlo nella cavità. Applicare Coltosol F con un condensatore per amalgama e adattare accuratamente ai bordi della cavità. Rimuovere i contatti occlusali con uno scaler. Si consiglia di non riempire fino in fondo cavità molto profonde, affinché la rimozione di Coltosol F dalla cavità possa avvenire più facilmente.

Indurimento

Assorbendo acqua (es. azione salivare), la superficie di Coltosol F indurisce nel giro di 20 o 30 min. Dopo 2 o 3 h l'otturazione provvisoria resiste alle sollecitazioni derivanti dalla masticazione. Per velocizzare la presa/l'indurimento, Coltosol F può essere lavorato con guanti umidi prima dell'applica-

zione.

Rimozione di Coltosol F dalla cavità

Coltosol F è facilmente rimovibile dalla cavità, a grossi pezzi, con una fresa o uno scaler. Eliminare eventuali pezzetti residui dalla cavità con lo spray ad acqua.

Pronto soccorso, sintomi e rimedi

Si escludono gravi danni in seguito ad accidentale inserimento di Coltosol F, per via del dosaggio ridotto e data la atossicità del prodotto. In caso di contatto diretto con le mucose è sufficiente risciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi risciacquare con abbondante acqua di rubinetto (per almeno 10 min), quindi consultare un oculista.

Caratteristiche tossicologiche

Coltosol F non è tossico né sensibilizzante. La comparsa di dolori di breve durata è da ricondurre alla mancanza di umidità durante l'indurimento.

Avvertenze

L'acquisto è concesso solo ai medici dentisti, o persone da loro incaricate.

Tenere lontano dalla portata dei bambini!

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Dopo ogni applicazione chiudere bene il flacone di vetro, oppure girare una o due volte in senso opposto l'asta filettata e rimettere il cappuccio sulla siringa.

Durata e scadenza**Durata/Stoccaggio**

Coltosol F è suscettibile all'umidità.

I corpi siringa sono confezionati sotto vuoto e sigillati in sacchetti barriera a prova di umidità (tropic-proof).

Le siringhe aperte hanno una conservabilità ridotta e dovrebbero essere utilizzate in tempi rapidi. Chiudere i flaconi immediatamente dopo il prelievo del materiale.

Coltosol F (nel flacone di vetro o nella siringa già adoperata) va conservato ermeticamente chiuso ad una temperatura non superiore a 23 °C / 73 °F con una umidità relativa del 50%. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole o a fonti di calore.

Coltosol F può essere utilizzato fino alla data di scadenza indicata sui contenitori.

Scadenza

La data di scadenza e il numero di lotto [LOT] sono indicati sulle confezioni.

Raccomandazioni per l'igiene

Osservando le seguenti indicazioni, si assicurano condizioni igieniche ottimali per l'utilizzo di Coltosol F:

- Dosare le porzioni su di un blocco per miscelazione o sul vassoio individuale del paziente.
- Il materiale in eccesso non va mai rimesso nel flacone di vetro.



0123



04176120

SAFETY DATA SHEET

www.coltene.com

Glossary**Consult instructions for use****Keep away from sun light****Temperature limitation****Humidity limitation****Notified body registration number****Identification for Russia****Identification for Ukraine****Legal manufacturer****Expiry date****Coltene/Whaledent AG**

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com