

# CanalPro™ - Protocollo di irrigazione raccomandato

Applicazione della diga in gomma e disinfezione del dente con **CanalPro NaOCl al 3%**

Irrigazione durante la preparazione con **CanalPro NaOCl al 3% o al 6%**

Rimozione dello strato dopo la preparazione: 1 min di irrigazione con **CanalPro EDTA al 17%**

**CanalPro NaOCl al 3% o al 6%**  
(almeno 10 ml e 5 min)

**Canal Pro CHX al 2%** (almeno 10 ml e 5 min)

**CanalPro NaOCl al 3% o al 6%**  
(almeno 10 ml e 5 min)

Neutralizzazione di **NaOCl** con soluzione/alcol  
di NaCl allo 0,9%

Irrigazione con **CanalPro CHX al 2%**  
(almeno 10 ml e 5 min)

Asciugatura con i **ROEKO / HyFlex paper points** e/o **ROEKO Surgitip-endo**

Otturazione con **ROEKO GuttaFlow2 / bioseal**

**Importante!** Dopo l'uso di **NaOCl** e prima di utilizzare **CHX**, il canale radicolare deve essere neutralizzato mediante irrigazione intermedia (ad es. con NaCl o alcol). **Nota:** l'irrigazione con NaCl è solitamente raccomandata prima di misurare la lunghezza con localizzatori apicali.

# CanalPro™ SyringeFill - Informazioni per ordinare



CanalPro™ SyringeFill	REF
CanalPro™ SyringeFill Station (1x supporto per flacone-contenitore incluso di base, 3x CanalPro SyringeFill Cap)	60031347
CanalPro™ SyringeFill Holder (1x supporto per flacone-contenitore per montaggio a parete, 3x CanalPro SyringeFill Cap)	60031348
CanalPro™ SyringeFill Cap (cappuccio con Luer lock integrato)	60019662
CanalPro™ irriganti endodontici	
CanalPro™ NaOCl al 3%, 500 ml	60019655V
CanalPro™ NaOCl al 6%, 500 ml	60019656V
CanalPro™ EDTA al 17%, 500 ml	60019651
CanalPro™ EDTA al 17%, 100 ml	60019654
CanalPro™ CHX al 2%, 500 ml	60019658
CanalPro™ CHX al 2%, 100 ml	60019659
CanalPro™ siringhe colorate	
Siringhe colorate CanalPro™ da 5 ml, rosse, 50 pz.	60019321
Siringhe colorate CanalPro™ da 5 ml, blu, 50 pz.	60019322
Siringhe colorate CanalPro™ da 5 ml, gialle, 50 pz.	60019323
Siringhe colorate CanalPro™ da 5 ml, bianche, 50 pz.	60019324
Siringhe colorate CanalPro™ da 10 ml, rosse, 50 pz.	60011173
Siringhe colorate CanalPro™ da 10 ml, blu, 50 pz.	60011174
Siringhe colorate CanalPro™ da 10 ml, gialle, 50 pz.	60011175
Siringhe colorate CanalPro™ da 10 ml, bianche, 50 pz.	60011176
Puntali per irrigazione	
CanalPro™ Slotted-End Tips 27 ga, 100 pz.	60011167
CanalPro™ Slotted-End Tips 30 ga, 100 pz.	60011168
CanalPro™ Side-Port Tips 27 ga, 100 pz.	60011169
CanalPro™ Side-Port Tips 30 ga, 100 pz.	60011170

 **COLTENE**

[www.coltene.com](http://www.coltene.com)

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Svizzera  
T +41 71 757 5300  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

**Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG**  
Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau / Germania  
T +49 7345 805 0  
[info.de@coltene.com](mailto:info.de@coltene.com)

**COLTENE Italia S.r.l**  
c/o Polo Tecnologico della Brianza  
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi  
IT-20832 Desio (MB)  
T +39 0362 62 67 32  
[info.it@coltene.com](mailto:info.it@coltene.com)