

GI-MASK Universal Separator

Istruzioni per l'uso

IT

Definizione

GI-MASK Universal Separator è un agente di separazione per siliconi reticolanti per addizione e condensazione destinati al laboratorio dentale.

Tipo di materiale

Soluzione di resine fluorocarboniche in isoesano.

Campo d'applicazione

GI-MASK Universal Separator consente la semplice rimozione della maschera gengivale dalla mascherina o dall'impronta in silicone.

Importante

Indossare sempre i guanti.

Controindicazioni

Nessuna nota se usato come prescritto.

Applicazione

1. Spruzzare uniformemente GI-MASK Universal Separator sul campo di applicazione della mascherina o dell'impronta in silicone, garantendo una buona ventilazione.
2. Lasciare asciugare all'aria per almeno 5 minuti.
3. Utilizzare GI-MASK secondo le istruzioni per l'uso.
4. Non appena GI-MASK si è indurito, staccare con precauzione la mascherina o l'impronta in silicone.

Conservazione e durata

GI-MASK Universal Separator adempie allo scopo previsto almeno fino alla data di scadenza, riportata sulla confezione. Conservare in contenitori ben chiusi a 15-23 °C / 59-73 °F e a 50% di umidità relativa.

Marcatura

La data di scadenza e il codice  sono visibili sulle confezioni.

Avvertenza

Contiene esano-miscela di isomeri, isopropil acetato, 2-metilpentano (< 5% n-esano), propano, butano, isobutano.



GHS02



GHS07



GHS09



GHS08

PERICOLO

H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H222+H229	Aerosol altamente infiammabile. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
EUH044	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251	Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P261	Evitare di respirare la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti e indumenti protettivi.
P264	Lavare accuratamente tutte le aree esposte del corpo dopo l'uso.
P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/un soccorritore.
P331	NON provocare il vomito.

P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/un soccorritore.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P332+P313	In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P362+P364	Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P405	Conservare sotto chiave.
P410+P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.
P403+P233	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente nel centro di raccolta autorizzato per rifiuti speciali o pericolosi in conformità con le normative locali.

SAFETY DATA SHEET
www.coltene.com

Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Expiry date

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

 COLTENE