

Adhesive AC

Informazioni per l'uso

IT

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Descrizione del prodotto

Coltène Adhesive AC è un adesivo autoclavabile applicabile a spruzzo per la connessione permanente tra materiali silicologici reticolanti per addizione e portaimpronta in plastica realizzati in acrilato, polistirolo e policarbonato.

Uso previsto

Uno strato sottile di COLTENE Adhesive AC funge da adesivo tra il materiale da impronta e il portaimpronta. Evita il distacco del materiale da impronta dal portaimpronta al momento dell'estrazione.

Composizione

Componente principale: polidimetilsilossano copolimero

Indicazioni

Utilizzato in combinazione con dispositivi medici.

Controindicazioni

- Non utilizzare in presenza di allergie note all'ingrediente principale di COLTENE Adhesive AC.
- COLTENE Adhesive AC non è compatibile con portaimpronta metallici o particolari portaimpronta in plastica. In caso di dubbio verificare la compatibilità.

Istruzioni per la sicurezza

PERICOLO

- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H336 Può provocare sonnolenza e vertigini.
- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.



GHS02 GHS07

AVVERTIMENTO

Contiene etilacetato.

Utilizzare soltanto in luoghi ben ventilati!

Tenere lontano da fonti di accensione!

Indossare sempre i guanti.

COLTENE Adhesive AC può essere utilizzato solo da personale specializzato, come dentisti e assistenti dentali con particolari qualifiche.

NOTA

A causa della irreversibilità della connessione tra i materiali silicologici reticolanti per addizione e i portaimpronta in plastica, i portaimpronta a cui è stato applicato COLTENE Adhesive AC non sono più riutilizzabili dopo la presa d'impronta.

Effetti collaterali / interazioni

Non sono noti effetti secondari o reazioni nocive per i pazienti e/o il personale odontoiatrico.

Utilizzatori / gruppi di pazienti

L'applicazione viene eseguita da professionisti odontoiatrici. Idoneo per tutti i gruppi di pazienti.

USO CORRETTO

Nebulizzare (2-3 volte) tutti i portaimpronta in plastica a distanza ravvicinata con uno strato sottile e uniforme

di Coltène Adhesive AC e lasciare asciugare per almeno 1 minuto oppure asciugare con aria compressa.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulizia dei portaimpronta

I portaimpronta monouso in plastica non devono essere puliti.

Stoccaggio e scadenza

COLTENE Adhesive AC soddisfa lo scopo previsto fino alla data di scadenza indicata sul contenitore, in un flacone chiuso correttamente, a una temperatura di 15–23°C e umidità relativa del 50%. Conservazione dopo la prima apertura: 3 mesi.

Smaltimento

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Può essere bruciata insieme ai rifiuti normali previa osservazione delle direttive e consultazione dell'autorità competente.

Obbligo di segnalazione

Tutti gli incidenti gravi che si verificano con questo prodotto devono essere immediatamente segnalati al fabbricante e all'autorità competente.

For SDS see
www.coltene.com



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Marking of Conformity Europe



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal Manufacturer



Importer



Expiry Date



RX only



European Authorized Representative



Flame



Exclamation Mark



Batch Code



Medical Device



Reference Number



Unique Device Identifier

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 COLTENE