

CanalPro Protocollo di irrigazione raccomandato

Applicazione della diga in gomma e disinfezione del dente con **CanalPro NaOCl al 3%**

Irrigazione durante la preparazione con **CanalPro NaOCl al 3% o al 6%**

Rimozione dello strato dopo la preparazione: 1 min di irrigazione con **CanalPro EDTA al 17%**

CanalPro NaOCl al 3% o al 6%
(almeno 10 ml e 5 min)

Canal Pro CHX al 2% (almeno 10 ml e 5 min)

CanalPro NaOCl al 3% o al 6%
(almeno 10 ml e 5 min)

Neutralizzazione di **NaOCl** con soluzione/alcol
di NaCl allo 0,9%

Irrigazione con **CanalPro CHX al 2%**
(almeno 10 ml e 5 min)

Asciugatura con i **ROEKO / HyFlex paper points** e/o **ROEKO Surgitip-endo**

Otturazione con **ROEKO GuttaFlow2 / bioseal**

Importante! Dopo l'uso di **NaOCl** e prima di utilizzare **CHX**, il canale radicolare deve essere neutralizzato mediante irrigazione intermedia (ad es. con NaCl o alcol). **Nota:** l'irrigazione con NaCl è solitamente raccomandata prima di misurare la lunghezza con localizzatori apicali.

CanalPro SyringeFill Informazioni per ordinare



CanalPro SyringeFill	REF
CanalPro SyringeFill Station (1x supporto per flacone-contenitore incluso di base, 3x CanalPro SyringeFill Cap)	60031347
CanalPro SyringeFill Holder (1x supporto per flacone-contenitore per montaggio a parete, 3x CanalPro SyringeFill Cap)	60031348
CanalPro SyringeFill Cap (cappuccio con Luer lock integrato)	60019662
CanalPro irriganti endodontici	
CanalPro NaOCl al 3%, 500 ml	65002866
CanalPro NaOCl al 6%, 500 ml	65002867
CanalPro EDTA al 17%, 500 ml	60019651
CanalPro EDTA al 17%, 100 ml	60019654
CanalPro CHX al 2%, 500 ml	60019658
CanalPro CHX al 2%, 100 ml	60019659
CanalPro siringhe colorate	
Siringhe colorate CanalPro da 5 ml, rosse, 50 pz.	60019321
Siringhe colorate CanalPro da 5 ml, blu, 50 pz.	60019322
Siringhe colorate CanalPro da 5 ml, gialle, 50 pz.	60019323
Siringhe colorate CanalPro da 5 ml, bianche, 50 pz.	60019324
Siringhe colorate CanalPro da 10 ml, rosse, 50 pz.	60011173
Siringhe colorate CanalPro da 10 ml, blu, 50 pz.	60011174
Siringhe colorate CanalPro da 10 ml, gialle, 50 pz.	60011175
Siringhe colorate CanalPro da 10 ml, bianche, 50 pz.	60011176
Puntali per irrigazione	
CanalPro Slotted-End Tips 27 ga, 100 pz.	60011167
CanalPro Slotted-End Tips 30 ga, 100 pz.	60011168
CanalPro Side-Port Tips 27 ga, 100 pz.	60011169
CanalPro Side-Port Tips 30 ga, 100 pz.	60011170

Note legali / redazione

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contatti di vendita

COLTENE Italia S.r.l
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
IT-20832 Desio (MB)
+39 0362 62 67 32, info.it@coltene.com

Centro Assistenza

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Lun.-Ven. dalle 8:00 alle 17:00 CET