

# GI-MASK Universal Separator

## Instruções de utilização

PT

### Definição

O Separador Universal GI-MASK é um líquido separador para silicões de condensação e reticuláveis por adição em laboratórios dentários.

### Tipo de material

Solução de acrílicos de fluorocarbono em isohexano.

### Indicação

O Separador Universal GI-MASK é usado para uma fácil remoção da máscara gengival da impressão da matriz ou material de matriz em silicone.

### Importante

Use sempre luvas.

### Contra-indicações

Não se conhecem contra-indicações, desde que o produto seja usado segundo as instruções.

### Aplicação

1. Pulverize toda a superfície da impressão da matriz ou do material de matriz em silicone uniformemente com o Separador Universal GI-MASK. Tenha em atenção uma ventilação adequada
2. Seque com jacto de ar no mínimo por 5 minutos.
3. Utilize o material de GI-MASK segundo as instruções
4. Logo que o material de GI-MASK tenha secado, retire cuidadosamente a impressão da matriz ou o material da matriz em silicone.

### Durabilidade e Armazenamento

Condições de armazenamento recomendadas do Separador Universal GI-MASK a 15-23°C/59-73°F e 50% de humidade relativa do ar em recipientes bem selados. O Separador Universal GI-MASK cumpre os fins para que foi concebido, pelo menos durante o seu período de validade indicado na embalagem.

### Marcação

A data de validade e número **LOT** são indicados na embalagem.

### Precauções

Contém Hexano-mistura de isómeros, acetato de isopropilo



GHS02



GHS07



GHS09



GHS08

#### PERIGO

- H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.  
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros  
H315 Provoca irritação cutânea.  
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
H222+H229 Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

EUH044 Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P261 Evitar respirar névoa / vapor / pulverização.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P280 Usar luvas de proteção e vestuário de proteção.

P264 Lavar todas as partes externas do corpo expostas cuidadosamente após manuseamento.

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/socorrista.

P331 NÃO provocar o vômito.

P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/socorrista.

P391 Recolher o produto derramado.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para um ambiente ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais de acordo com a legislação local.

SAFETY DATA SHEET  
[www.coltene.com](http://www.coltene.com)

### Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Expiry date

Coltene/Whaledent AG  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
T +41 71 757 5300  
F +41 71 757 5301  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

**COLTENE**