

Adhesive

Instruções de Utilização

PT

Ler atentamente as instruções antes da utilização.

Descrição do produto

O Coltène Adhesive é um adesivo universal para materiais de impressão à base de silicone para utilização em odontologia. Pode ser utilizado para todas as moldeiras de impressão convencionais (por ex., metálicas).

Utilização prevista

Uma fina camada de COLTENE Adhesive serve como adesivo entre o material de impressão e a moldeira de impressão. Ela impede que o material de impressão se destaque da moldeira de impressão durante a remoção.

Composição

Componente principal: polissiloxano

Indicações

Utilizado em combinação com dispositivos médicos.

Contraindicação

Não utilizar em caso de alergias conhecidas ao componente principal do COLTENE Adhesive.

Instruções de segurança

⚠️ PERIGO

- H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
- H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
- P273 Evitar a libertação para o ambiente.
- P370+P378: Em caso de incêndio: para extinguir, utilizar névoa de água, dióxido de carbono ou espuma resistente ao álcool.
- P391 Recolher o produto derramado.
- P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
- P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em local seguro.



GHS02 GHS09

⚠️ ATENÇÃO

Contém hexametildissiloxano

Usar apenas em áreas bem ventiladas!

Manter afastado de fontes de ignição!

Usar sempre luvas.

Feche o frasco imediatamente após a utilização.

A utilização de COLTENE Adhesive só pode ser feita por pessoal especializado, como dentistas e assistentes dentários com qualificações especiais.

Efeitos secundários/Interações

Desconhecem-se reações nefastas ou efeitos secundários em pacientes e/ou no pessoal da área odontológica.

Grupos de utilizadores/pacientes

A aplicação é realizada por profissionais da área da odontologia. Indicado para todos os grupos de pacientes.

UTILIZAÇÃO DEVIDA

Revista todas as moldeiras com uma camada o mais fina possível de Coltène Adhesive e deixe-a secar, pelo menos, 1 min, ou seque-a com ar comprimido.

Feche o frasco imediatamente após a utilização.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Limpeza das moldeiras

O material de impressão pode ser removido com um instrumento rombo. A imersão num solvente ou benzena universal à venda no mercado dissolverá o COLTENE Adhesive. Estes solventes devem ser utilizados apenas em espaços bem ventilados. As moldeiras podem ser

limpas e desinfetadas como habitualmente. As moldeiras de impressão de plástico descartáveis não se destinam a ser limpas.

Durabilidade e armazenamento

COLTENE Adhesive cumpre a sua finalidade, pelo menos, até à data de expiração, indicada nos recipientes, em frascos devidamente vedados, a temperaturas de 15-23 °C / 59-73 °F e 50% de humidade relativa do ar. Durabilidade depois da primeira abertura: 3 meses.

Eliminação

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Pode ser queimado em conjunto com lixo doméstico, sob consideração das instruções e consulta com os responsáveis e com os serviços públicos.

Obrigação de comunicação

Todos os incidentes graves ocorridos em conjugação com este produto têm de ser imediatamente comunicados ao fabricante e às autoridades competentes.

For SDS see

www.coltene.com



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Marking of Conformity Europe



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal Manufacturer



Importer



Expiry Date



RX only



European Authorized Representative



Flame



Environment



Batch Code



Medical Device



Reference Number



Unique Device Identifier

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 COLTENE