

ROEKO Retracto / roEKO Stay-put

Instruções de utilização

PT

Ler atentamente as instruções de utilização antes de usar o produto.

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os fios de retração são usados para expor o sulco antes da tomada de uma impressão do maxilar.

2. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os fios de retração Roeko destinam-se a abrir o sulco e a prevenir hemorragias decorrentes da pressão exercida no tecido.

3. COMPOSIÇÃO

ROEKO Retracto

Cordão de algodão entrançado ou torcido não-impregnado.

ROEKO Stay-put

Cordão de algodão entrançado não-impregnado com fio de cobre (envolvido em fios de nylon) entrançado.

4. INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO / VANTAGEM CLÍNICA

Retração temporária da margem gengival.

5. CONTRAINDICAÇÕES

Sem contraindicações conhecidas.

6. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠️ ATENÇÃO

Relativamente ao produto ROEKO Stay-put: Evitar tocar no cordão com equipamento de eletrotomia e a laser. Manter os dispositivos médicos fora do alcance das crianças.

7. EFEITOS SECUNDÁRIOS/INTERAÇÕES

Desconhecem-se reações nefastas ou efeitos secundários em pacientes e/ou no pessoal da área odontológica.

8. GRUPO DE UTILIZADORES/PACIENTES

Os utilizadores previstos são o pessoal dentário (dentistas), incluindo assistentes (enfermeiros dentários). O produto/a gama de produtos é indicado(a) para todos os grupos de pacientes.

9. PREPARAÇÃO

Cortar o cordão de retração à medida. Retracto e Stay-put podem ser embebidos em soluções comuns de retração gengival. Observe as instruções de utilização do líquido escolhido.

10. UTILIZAÇÃO DEVIDA

Colocar o centro do cordão no sulco. A seguir, trabalhar no sentido das extremidades do cordão. Não é necessária sobreposição. Se o cordão for não-impregnado, deixá-lo no sulco, pelo menos, 5 minutos. Se for usado um líquido hemostático comum, seguir as instruções de utilização do líquido no que respeita à especificação do tempo. Remover o cordão imediatamente antes de tomar a impressão.

11. MÉTODO PARA TESTAR A APLICAÇÃO CORRETA

Exame visual, o sulco tem de ficar visivelmente mais largo.

12. DURABILIDADE/ARMAZENAMENTO

Ver o prazo de validade e os símbolos de armazenamento na embalagem. A embalagem com o cordão tem de ser guardada num local seco.

13. ELIMINAÇÃO

O produto pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Podem aplicar-se regulamentos especiais específicos do país.

14. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Todos os incidentes graves ocorridos em conjugação com este produto têm de ser imediatamente comunicados ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro em que o utilizador e/ou o paciente estiver registado.



Glossary



Consult instructions for use



Single use only



Keep dry



Marking of Conformity Europe



Legal Manufacturer



Expiry Date




Batch Code



Restricted device for professional use only



Medical Device

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG 
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany

www.coltene.com

Customer Center
service@coltene.com

 COLTENE