

coltosol® F

Instruções de utilização **PT**

Definição

O Coltosol F é um material para obturação provisória de cavidades dentárias de cura com humidade, rádio-opaco e branco. O Coltosol F é um cimento à base de óxido de zinco/sulfato de zinco e foi concebido para aplicações provisórias de curta duração (destinado a ser usado no máx. 1–2 semanas).

Composição

Óxido de zinco
Sulfato de zinco monohidratado
Sulfato de cálcio hemi-hidratado
Terra de diatomáceas
Acrílico copolímero de etileno-vinil acetato
Fluoreto de sódio
Aroma de hortelã-pimenta

Secagem

A superfície endurece em: 20–30 min
Se sujeito a pressão de mastigação após: 2–3 h

Indicações

- Obturações provisórias de cavidades tipo I e II.
- Selagem provisória em endodôncia.

Contraindicações

Alergia declarada a um dos componentes do Coltosol F.

Obturação provisória de longa duração (mais de 2 semanas) de cavidades de dentes vitais.

Obturação provisória de cavidades que incluem várias áreas e se estendem até à gengiva ou abaixo desta (subgengival).

Efeitos colaterais

O Coltosol F endurece com a absorção de água. A desidratação das cavidades dos dentes vitais pode provocar uma curta dor. A cavidade deve, assim, ser humedecida com um spray aquoso antes de se aplicar o Coltosol F.

O Coltosol F dilata-se durante o endurecimento, o que provoca uma obturação muito densa e com uma boa selagem marginal. Deve, no entanto, ter-se atenção às bordas amelaes muito finas, que podem resultar em fratura.

Interações com outras substâncias

Não se conhecem interações com outras substâncias.

Preparação

Montagem da seringa: O mecanismo de aplicação (fuso roscado com porca) é embalado em separado e pode ser usado várias vezes, ou seja, quando um corpo de seringa estiver vazio, o fuso roscado é desatarraxado completamente e atarraxado no próximo corpo de seringa.

Aplicação de Coltosol F

Humedeça a cavidade com um spray aquoso. Retire o Coltosol F preparado do suporte com uma espátula ou um instrumento e aplique na cavidade. Condense o Coltosol F na cavidade com um condensador e adapte às paredes da cavidade, condensando suavemente. Remova os pontos de contacto oclusais com um escavador.

Aconselha-se a não encher cavidades muito profundas até à base, para que o Coltosol F possa ser removido mais facilmente da cavidade.

Endurecimento

A superfície de Coltosol F endurece dentro de

20–30 min com a absorção de água (p.ex. ação da saliva). Após 2–3 h, a obturação provisória já pode ser sujeita a pressão de mastigação.

Para acelerar a secagem, o Coltosol F pode ser moldado com luvas húmidas antes de ser aplicado.

Remoção de Coltosol F da cavidade

O Coltosol F pode ser removido facilmente da cavidade em pedaços grandes com uma broca ou escavador. Limpe da cavidade qualquer resíduo com um spray aquoso.

Medidas de emergência, sintomas, antídotos

Não há perigo grave de ingestão acidental de Coltosol F devido às pequenas quantidades aplicadas e à ausência de toxicidade. Em caso de contacto direto com a mucosa oral, basta lavar com água da torneira. Em caso de contacto com os olhos, lave abundantemente com água (10 min) e consulte um oftalmologista, mostrando-lhe estas instruções de utilização.

Características toxicológicas

O Coltosol F revelou-se não tóxico e não sensibilizante. O aparecimento de uma curta dor pode dever-se à desidratação durante o endurecimento.

Observação

Fornecido apenas a dentistas e laboratórios dentários ou de acordo com as instruções destes.

Manter fora do alcance das crianças!

Não deve ser usado após a data de validade!

Feche bem o boião de vidro após cada aplicação **ou desatarraxe o fuso roscado uma ou duas voltas** e volte a colocar a tampa da seringa.

Durabilidade e marcação

Durabilidade/armazenamento

Coltosol F é suscetível à humidade.

Os corpos de seringa, fornecidos com uma capa de proteção, são embalados a vácuo e selados sacos à prova de humidade, totalmente impermeáveis à humidade (tropicalizados).

O Coltosol F (em boiões de vidro ou seringas usadas) deve ser armazenado bem fechado a uma temperatura não superior a 23°C/73°F e 50% de humidade relativa. Evite exposição à luz solar direta ou a outras fontes de calor.

O Coltosol F cumpre o fim para que foi concebido durante o seu período de validade, indicado nos recipientes.

Marcação

A data de validade e número de lote **LOT** são indicados nos recipientes.

Sugestões de higiene

A observação das seguintes instruções garante condições de higiene ótimas na utilização de Coltosol F:

- As porções não devem ser doseadas diretamente ao lado da cadeira; o sector de instrumentos é o ideal para isso.
- O material excedente não deve nunca ser colocado novamente no boião de vidro.



0123



UA/16/120

SAFETY DATA SHEET

www.coltene.com

Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Humidity limitation



Notified body registration number



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal manufacturer



Expiry date

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com