

BRILLIANT Lumina

Instruções de utilização

PT

Ler atentamente as instruções de utilização antes de usar o produto. Guardar para consulta posterior.

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BRILLIANT Lumina é um produto branqueador profissional à base de dois componentes (gel e ativador). O produto foi concebido para ser usado num único tratamento.

2. UTILIZAÇÃO PREVISTA/VANTAGEM CLÍNICA

BRILLIANT Lumina destina-se a branquear externamente a substância dentária para melhorar a estética do sorriso do paciente.

NOTA

O resultado do branqueamento depende da situação clínica do paciente. As restaurações podem ter de ser substituídas depois do tratamento.

3. COMPOSIÇÃO

Gel: água, ácido ftalimidoperoxipróico, glicerina, goma xantana, citrato monossódico, copolímero PVM/MA, hidróxido de sódio, C12-15 Pareth-3
Ativador: água, hidróxido de sódio

4. CONTRAINDICAÇÕES

Não usar em caso de alergias conhecidas aos componentes do produto.

O produto não se destina a ser aplicado fora do grupo de pacientes previsto.

5. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Têm de ser usados óculos panorâmicos e luvas de proteção na preparação do gel.

PERIGO

Gel: evitar o contacto com os olhos. Se o produto tiver entrado em contacto com os olhos, enxaguá-los imediatamente.

Ativador: não permitir o contacto direto com o corpo humano (pele/olhos/mucosas). Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular. **EM CASO DE INGESTÃO:** enxaguar a boca. **NÃO** provocar o vômito. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):** Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. Absorver o produto derramado, a fim de evitar danos materiais.

6. EFEITOS SECUNDÁRIOS/INTERAÇÕES

Pode ocorrer irritação da gengiva e/ou da mucosa oral se o dique dentário líquido não for devidamente colocado ou se o gel misturado entrar em contacto com tecido mole. Remover imediatamente o gel do tecido com uma gaze molhada e enxaguar bem a área.

7. GRUPO DE UTILIZADORES/PACIENTES

Aplicação exclusiva por pessoal da área odontológica. Indicado para todos os grupos de pacientes, incluindo idosos, excluindo crianças e grávidas/lactantes, pacientes com doença oral (p. ex., doença periodontal) e/ou pacientes gravemente doentes.

8. PREPARAÇÃO

Antes do branqueamento, tem, de ser feita uma limpeza dentária profissional (remoção completa do biofilme).

Inserir o retrator de bochechas. Inserir um rolo de algodão dentário entre os lábios e os dentes. Secar a superfície dentária e gengival com uma seringa tripla.

① Procedimento de isolamento completo com dique dentário líquido de acordo com as instruções de utilização do fabricante.

9. UTILIZAÇÃO DEVIDA

Um tratamento inclui 4 ciclos de aplicação de 15 minutos cada:

② Adicionar 3 gotas de ativador num recipiente de gel.

③ Misturar com uma espátula durante 60 segundos para formar uma massa homogénea.

④ Aplicar o gel nos dentes com uma espátula.

⑤ Deixar atuar o gel durante 15 minutos.

⑥ Aspirar o gel dos dentes. Eliminar o gel restante com um rolo de algodão dentário. Não aplicar água.

Repetir três vezes os passos ② a ⑥.

⑦ No fim do tratamento, enxaguar a boca com água durante 60 segundos.

⑧ Remover completamente a barreira gengival de acordo com as instruções de utilização do fabricante.

NOTA

Assegurar sempre que a barreira gengival fica bem posicionada.

Um paciente pode ser tratado várias vezes com BRILLIANT Lumina. Observar um período de 14 dias entre os tratamentos.

10. Armazenamento

Prazo de validade: ver embalagem secundária

Temperatura de armazenagem: 15-25 °C/59-77 °F

Guardar em local seco

11. ELIMINAÇÃO

Pode ser eliminado juntamente com resíduos domésticos em conformidade com os regulamentos oficiais em articulação com as empresas de eliminação de resíduos aprovadas e com as autoridades responsáveis. Elimine apenas embalagens completamente vazias.

12. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Todos os incidentes graves ocorridos em conjugação com este produto têm de ser imediatamente comunicados ao fabricante.

COLTENE International Dental Group

Cobea AG
Weiheracherstrasse 8
CH-8114 Dänikon

Customer Center
service@coltene.com

 COLTENE