



WURZELKANALAUFBEREITUNG

MicroMega One RECI





Entgegengesetzte Richtungen erleben

micromega.coltene.com

 **COLTENE**

MicroMega One RECI: Single-File in reziproker Bewegung

- **Schneidleistung:** Patentierter asymmetrischer Querschnitt
- **Sicherheit:** Ermüdungsbeständigkeit⁽¹⁾
- **Flexibilität:** Erhaltung der Wurzelkanalanatomie dank der C.Wire-Wärmebehandlung⁽²⁾
- **Minimal-invasiv:** Schonung des peri-zervikalen Bereichs und der Zahnhartsubstanz⁽³⁾



- Single file
- Sterile Blister
- 5 Größen (20/.04, 25/.04, 25/.06, 35/.04, 45/.04)
- 3 Längen: > 21 mm
> 25 mm
> 31 mm

MicroMega One RECI, 5 Stk./Packung (B5)

60029883	B5 MicroMega One RECI n20 4% L25 Steril
60029884	B5 MicroMega One RECI n25 4% L25 Steril
60029885	B5 MicroMega One RECI n25 6% L25 Steril
60029886	B5 MicroMega One RECI n35 4% L25 Steril
60029887	B5 MicroMega One RECI n45 4% L25 Steril
60029899	B5 MicroMega One RECI L25 Assorted Steril



Ergänzen Sie Ihren Behandlungsablauf mit CanalPro Jeni, Dual Move, One Flare, MicroMega K-Feilen, One G, Guttapercha, Papier-Spitzen



Weitere Informationen über MicroMega One RECI finden Sie auf unserer Website: micro-mega.com/one-reci



Scannen Sie den QR-Code, um eine detaillierte Liste der Artikelnummern herunterzuladen. Sie finden die Liste auch auf channel.micro-mega.com

- (1) Gianluca Plotino, DDS, PhD,* Hany Mohamed Aly Ahmed, BDS, HDD (Endo), PhD,† Nicola Maria Grande, DDS, PhD,‡ Stephen Cohen, MA, DDS, FICD, and Frederic Bukiet, DDS, MSc, PhD. Current Assessment of Reciprocation in Endodontic Preparation: A Comprehensive Review—Part II: Properties and Effectiveness
 (2) PHILLIP L Tomson, Stéphane R Simon - Contemporary cleaning and shaping of the root canal system - Prim Dent J. 2016;5(2): 46-53
 (3) PJ Van Der Vyver, C. Jonker. Reciprocating instruments in Endodontics: a review of the literature, SADJ. 2014 Oct;69(9):404-9.

©COLTENE

Legal-Hersteller:

Micro-Mega SA
 12 rue du Tunnel
 25000 BESANCON / France
 T +33 3 81 54 42 42
 F +33 3 81 54 42 30
commercial@micro-mega.com
micro-mega.com

MicroMega One RECI | Werbung | Jahr der CE-Kennzeichnung: 2021 | Medizinprodukt-Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EEC | Benannte Stelle: LNE/G-MED | Medizinprodukt für zahnärztliche Behandlungen, ausschließlich für den professionellen, zahnmedizinischen Gebrauch bestimmt. Siehe Produktkennzeichnung und Gebrauchsanweisung

