

DIATECH

Diamant- Bohrer

Bestellinformationen

Kopfform

Kopfform-Nummer
Kopfdurchmesser in 1/10 mm
Kopflänge in mm

Korngrößen:

C	107–181 µm*
M	64–126 µm*
F	27–76 µm*
EF	10–36 µm*


* Korngrößen nach ISO 7711-3

Kopfform				Konus, rund			
Preisgr.	Preisgr.	Preisgr.	Preisgr.				
C	M	F	EF	60032312	60032318	60032316	60032314
D1/005D	D1/005D	D1/005D	D1/005D	Y	Z		

Abbildung

Y: Dieser Artikel ist auch mit Friction-Grip-Kurzschaft (FGSS) erhältlich.
Z: Dieser Artikel ist auch in Packungseinheiten mit 50 Stück erhältlich.
Artikelnummern siehe Tabelle unten.

Preisgruppe



Zusätzliche Schafttypen und Packungsgrößen

Kopfform-Nummer	Kopfdurchmesser in 1/10 mm	Kopflänge in mm	Korngröße	Art.-Nr.	Schafttyp FGSS	Packungsgröße 50 Stk.	Preisgruppe
368	20	5	F	60031765		×	D1/050D
368	23	5	F	60031775		×	D1/050D
368	23	5	M	60031779		×	D1/050D
379	18	3.5	F	60031791		×	D1/050D
379	23	5	EF	60031799		×	D1/050D
379	23	5	F	60031804		×	D1/050D
379	23	5	M	60031809		×	D1/050D
392	16	6	F	60031823		×	D1/050D
801	12	1.2	M	60031855		×	D1/050D
801	14	1.4	M	60031861		×	D1/050D
801	16	1.6	M	60031868		×	D1/050D
801	18	1.8	M	60031876		×	D1/050D
801	23	2.3	M	60031890		×	D1/050D
830	10	2.7	M	60031964	×		D6/005D
835	10	4	M	60032006		×	D1/050D
835	10	4	M	60032000	×		D6/005D
847	14	8	M	60032124	×		D6/005D
850	18	8	M	60032216		×	D1/050D
855	14	6	M	60032266	×		D6/005D
856	16	7	M	60032274	×		D6/005D
856	18	8	M	60032276	×		D6/005D
858	12	8	M	60032382	×		D6/005D
859	10	10	F	60032402		×	D1/050D
859	14	10	F	60032414		×	D1/050D
862	10	8	M	60032444	×		D6/005D
885	12	8	M	60032634	×		D6/005D
835R	10	4	M	60032014	×		D6/005D
877K	12	6	M	60032494		×	D1/050D
ET9	14	9	F	60032694		×	D2/050D

Rund	801 12 1,2		D1/005D 60031856
Rund	801 14 1,4		D1/005D 60031862
Rund	801 16 1,6		D6/005D 60031858
Rund	801 18 1,8		D1/005D 60031867
Rund	801 20 2		D6/005D 60031870
Rund	801 23 2,3		D1/005D 60031882
Rund	801 25 2,5		D6/005D 60031892
Rund mit Halsansatz	802 12 1,2		D6/005D 60031906
Rund mit Halsansatz	802 14 1,4		D6/005D 60031908
Rund mit Halsansatz	802 16 1,6		D6/005D 60031910
Umgekehrter Kegel	805 12 0,9		D6/005D 60031912
Umgekehrter Kegel	805 14 1,4		D6/005D 60031914
Umgekehrter Kegel	805 16 1,6		D6/005D 60031916

Zylinder, Kante flach	835 8 3		D1/005D 60032002
Zylinder, Kante flach	835 10 4		D1/005D 60032005
Zylinder, Kante flach	835 12 4		D1/005D 60032008
Zylinder, Kante flach	835 14 4		D1/005D 60032010
Zylinder, Kante flach	835 16 4		D1/005D 60032012
Zylinder, Kante flach	836 12 6		D1/005D 60032028
Zylinder, Kante flach	836 14 6		D6/005D 60032026
Zylinder, Kante flach	836 12 6		D6/005D 60032030
Zylinder, Kante flach	837 12 7		D1/005D 60032050
Zylinder, Kante flach	837 12 8		D1/005D 60032052
Zylinder, Kante flach	837 14 8		D1/005D 60032054
Zylinder, Kante flach	837 16 8		D6/005D 60032056
Zylinder, Kante flach	838 9 3		D1/005D 60032074
Zylinder, rund	838 10 4		D1/005D 60032076
Zylinder, rund	838 12 4		D1/005D 60032078


























































































































Konus, rund	850 16 10		D6/005D 60032206
Konus, rund	850 18 8		D1/005D 60032210
Konus, rund	850 23 10		D1/005D 60032212
Konus, rund	850 23 10		D1/005D 60032215
Konus, rund	850 18 10		D6/005D 60032218
Konus, rund	850 18 10		D1/005D 60032222
Konus, rund	850 23 10		D1/005D 60032220
Konus, rund	850 23 10		D6/005D 60032224
Konus, rund mit Sicherheits- spitze	851 12 8		D1/005D 60032246
Konus, rund mit Sicherheits- spitze	851 16 8		D1/005D 60032248
Konus, spitz	852 12 6		D6/005D 60032254
Konus, spitz	852 16 6		D6/005D 60032250
Konus, spitz	852 16 6		D6/005D 60032260
Konus, spitz	853 8 3,5		D6/005D 60032258
Konus, rund	855 10 6		D6/005D 60032262
Konus, rund	855 14 6		D1/005D 60032268
Konus, rund	855 12 6		D1/005D 60032270
Konus, rund	855 14 6		D1/005D 60032272
Konus, rund	856 12 8		D1/005D 60032280
Konus, rund	856 14 8		D6/005D 60032278
Konus, rund	856 14 8		D1/005D 60032284
Konus, rund	856 14 8		D1/005D 60032282

Flamme	863 16 10		D1/005D 60032480
Flamme	864 14 12		D1/005D 60032478
Flamme	864 14 12		D1/005D 60032476
Torpedo	877 10 6		D1/005D 60032486
Torpedo	877 12 6		D1/005D 60032484
Torpedo	877 10 6		D6/005D 60032488
Torpedo	877 12 6		D6/005D 60032490
Torpedo	878 10 8		D1/005D 60032504
Torpedo	878 12 8		D1/005D 60032502
Torpedo	878 12 8		D1/005D 60032508
Torpedo	878 14 8		D1/005D 60032506
Torpedo	878 14 8		D6/005D 60032510
Torpedo	878 16 8		D1/005D 60032512
Torpedo	879 12 10		D6/005D 60032554
Torpedo	879 12 10		D1/005D 60032552
Torpedo	879 14 10		D1/005D 60032556
Torpedo	879 14 10		D1/005D 60032560
Torpedo	879 16 10		D1/005D 60032558
Torpedo	879 16 10		D1/005D 60032562
Zylinder, rund	880 12 6		D1/005D 60032590
Zylinder, rund	880 14 6		D1/005D 60032588
Zylinder, rund	880 14 6		D1/005D 60032592
Zylinder, rund	881 10 8		D1/005D 60032596
Zylinder, rund	881 10 8		D6/005D 60032594

Birne, lang	830L 20 5		D1/005D 60031994
Zylinder, Kante rund	835R 8 3		D6/005D 60032016
Zylinder, Kante rund	835R 10 4		D1/005D 60032018
Zylinder, Kante rund	835R 12 4		D1/005D 60032022
Zylinder, Kante rund	835R 14 4		D6/005D 60032020
Zylinder, Kante rund	835R 14 4		D6/005D 60032024
Zylinder, Kante rund	836R 8 6		D1/005D 60032034
Zylinder, Kante rund	836R 10 6		D1/005D 60032038
Zylinder, Kante rund	836R 12 6		D1/005D 60032036
Zylinder, Kante rund	836R 12 6		D1/005D 60032040
Zylinder, Kante rund	836R 14 6		D1/005D 60032044
Zylinder, Kante rund	836R 14 6		D1/005D 60032042
Zylinder, Kante rund	837R 12 8		D1/005D 60032062
Zylinder, Kante rund	837R 14 8		D1/005D 60032060
Zylinder, Kante rund	837R 14 8		D1/005D 60032066
Zylinder, Kante rund	837R 16 8		D6/005D 60032064
Zylinder, Kante rund	837R 16 8		D6/005D 60032068
Konus, Kante rund	845R 16 4		D1/005D 60032106
Konus, Kante rund	845R 25 4		D1/005D 60032110
Konus, Kante rund	845R 25 4		D1/005D 60032108

Torpedo, konisch/ Kurettage	878K 21 8		D6/005D 60032538
Torpedo, konisch/ Kurettage	878K 18 8		D6/005D 60032540
Torpedo, konisch/ mit Zapfen	878KP 21 8		D3/005D 60032544
Torpedo, konisch/ mit Zapfen	878KP 21 8		D3/005D 60032542
Torpedo, konisch/ mit Zapfen	878KP 21 8		D3/005D 60032548
Torpedo, konisch/ mit Zapfen	878KP 21 8		D3/005D 60032546
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 12 10		D6/005D 60032564
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 14 10		D6/005D 60032566
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 16 10		D6/005D 60032568
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 18 10		D6/005D 60032570
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 18 10		D6/005D 60032572
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 21 10		D6/005D 60032576
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 21 10		D6/005D 60032574
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 21 10		D6/005D 60032578
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 23 10		D6/005D 60032580
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 23 10		D6/005D 60032582
Rund	801M 9 0,9		D2/005D 60031898
Zylinder, rund	838M 7 2,5		D2/005D 60032082
Flamme	889M 7 2,5		D2/005D 60032662
ET3	ET3 8 3		D2/005D 60032711
ET4	ET4 10 4		D2/005D 60032712

Konus, rund	856I 18 9		D3/005D 60032370
Konus, rund	856I 21 9		D3/005D 60032372
Konus, rund	856I 25 7		D3/005D 60032374
Torpedo, konisch/ Kurettage	878K 16 8		D3/005D 60032550
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 14 10		D3/005D 60032584
Torpedo, konisch/ Kurettage	879K 18 10		D3/005D 60032586
Zylinder, rund	881I 14 8		D3/005D 60032616
Zylinder, rund	881I 16 8		D3/005D 60032618
Zylinder, rund	882I 14 10		D3/005D 60032630
Ei	379Z 23 5		D5/005D 60031814
Rund	801Z 12 1,2		D5/005D 60031900
Rund	801Z 14 1,4		D5/005D 60031902
Rund	801Z 18 1,8		D5/005D 60031904
Konus, rund	850Z 16 10		D5/005D 60032242

Umgekehrter Kegel mit Ansatz 806 10 2,2		D6/005D 60031918
Umgekehrter Kegel mit Ansatz 806 12 2,2		D6/005D 60031920
Umgekehrter Kegel mit Ansatz 806 14 2,2		D6/005D 60031922
Umgekehrter Kegel mit Ansatz 806 16 2,5		D6/005D 60031924
Umgekehrter Kegel 807 10 3,5		D6/005D 60031926
Umgekehrter Kegel 807 12 3,5		D6/005D 60031928
Umgekehrter Kegel 807 16 4		D6/005D 60031930
Umgekehrter Kegel 807 18 5		D6/005D 60031932
Umgekehrter Kegel 811 31 4,2		D4/005D 60031934
Umgekehrter Kegel 811 33 5		D4/005D 60031936
Umgekehrter Kegel 811 37 7		D4/005D 60031942
Umgekehrter Kegel 811 48 8		D4/005D 60031944
Diabolo (Amalgamentferner) 813 10 1,5		D6/005D 60031948
Diabolo (Amalgamentferner) 813 14 1,5		D6/005D 60031950
Zylinder, rund 838 14 4		D1/005D 60032080
Zylinder, strinschneidend 839 10 0,2		D2/005D 60032084
Zylinder, strinschneidend 839 12 0,2		D2/005D 60032088
Zylinder, strinschneidend 839 14 0,2		D2/005D 60032092
Zylinder, Kante flach 842 14 12		D1/005D 60032094
Konus, flaches Ende 845 10 4		D6/005D 60032096
Konus, flaches Ende 845 12 4		D6/005D 60032098
Konus, flaches Ende 845 14 4		D6/005D 60032100
Konus, flaches Ende 845 16 4		D6/005D 60032104
Konus, flaches Ende 846 16 6		D1/005D 60032112
Konus, flaches Ende 846 16 7		D1/005D 60032114
Konus, flaches Ende 846 18 7		D1/005D 60032116
Konus, flaches Ende 846 23 7		D1/005D 60032118
Konus, flaches Ende 847 12 8		D1/005D 60032126
Konus, rund 856 14 9		D1/005D 60032286
Konus, rund 856 16 7		D6/005D 60032288
Konus, rund 856 18 8		D1/005D 60032292
Konus, rund 856 16 8		D1/005D 60032296
Konus, rund 856 18 9		D6/005D 60032300
Konus, rund 856 18 9		D1/005D 60032304
Konus, rund 856 18 9		D6/005D 60032306
Konus, rund 856 21 8		D1/005D 60032310
Konus, rund 856 21 9		D1/005D 60032314
Konus, rund 856 25 7		D6/005D 60032320
Konus, rund 856 25 8		D6/005D 60032322
Konus, rund 856 25 8		D6/005D 60032326
Konus, rund 856 25 7		D6/005D 60032330
Konus, rund 856 25 7		D6/005D 60032334
Konus, rund 856 25 8		D6/005D 60032332
Konus, rund 856 25 8		D6/005D 60032336
Konus, spitz 858 12 8		D1/005D 60032388
Konus, spitz 858 14 8		D1/005D 60032386
Konus, spitz 858 14 8		D1/005D 60032384
Konus, spitz 858 16 8		D1/005D 60032394
Konus, spitz 858 16 8		D1/005D 60032392
Konus, spitz 858 16 8		D1/005D 60032390
Konus, spitz 858 16 8		D1/005D 60032396
Konus, spitz 859 10 10		D1/005D 60032404
Konus, spitz 859 10 10		D1/005D 60032401
Zylinder, rund 881 12 8		D6/005D 60032598
Zylinder, rund 881 14 8		D1/005D 60032602
Zylinder, rund 881 16 8		D1/005D 60032600
Zylinder, rund 881 16 8		D6/005D 60032604
Zylinder, rund 881 16 8		D1/005D 60032608
Zylinder, rund 881 16 8		D1/005D 60032606
Zylinder, rund 881 16 8		D6/005D 60032610
Zylinder, rund 881 16 10		D1/005D 60032614
Zylinder, rund 882 12 10		D17/005D 60032626
Zylinder, rund 882 14 10		D17/005D 60032628
Zylinder, spitz 884 12 6		D6/005D 60032632
Zylinder, spitz 885 12 8		D6/005D 60032638
Zylinder, spitz 885 14 8		D6/005D 60032636
Zylinder, spitz 885 14 8		D6/005D 60032640
Zylinder, spitz 885 14 10		D6/005D 60032642
Zylinder, spitz 886 12 10		D6/005D 60032646
Zylinder, spitz 886 14 10		D6/005D 60032644
Zylinder, spitz 886 14 10		D6/005D 60032650
Zylinder, spitz 886 16 10		D6/005D 60032648
Zylinder, spitz 886 16 10		D6/005D 60032652
Zylinder, spitz 886 16 10		D6/005D 60032654
Flamme 889 9 3,5		D1/005D 60032660
Flamme 889 9 3,5		D1/005D 60032658
Flamme 889 9 3,5		D1/005D 60032656
Okklusale Reduktion 897 7 7		D4/005D 60032664
Okklusale Reduktion 905 3 2,7		D4/005D 60032666
Konus, Kante rund 846R 16 6		D1/005D 60032122
Konus, Kante rund 847R 16 8		D6/005D 60032120
Konus, Kante rund 847R 18 8		D6/005D 60032148
Konus, Kante rund 847R 18 8		D1/005D 60032152
Konus, Kante rund 847R 18 8		D1/005D 60032150
Konus, Kante rund 847R 18 8		D6/005D 60032154
Konus, Kante rund 848R 16 10		D6/005D 60032182
Konus, Kante rund 848R 18 10		D6/005D 60032184
Konus, rund lang 850L 16 12		D1/005D 60032228
Konus, rund lang 850L 18 12		D1/005D 60032226
Konus, rund lang 850L 18 12		D1/005D 60032230
Konus, rund schmal 850N 14 10		D6/005D 60032232
Konus, rund lang 856L 12 10		D1/005D 60032340
Konus, rund lang 856L 14 10		D1/005D 60032342
Konus, rund lang 856L 16 10		D6/005D 60032344
Konus, rund lang 856L 18 10		D1/005D 60032346
Konus, rund lang 856L 18 11		D1/005D 60032350
Konus, rund lang 856L 18 11		D1/005D 60032348
Konus, rund lang 856L 18 11		D6/005D 60032352
Konus, rund lang schmal 856N 14 8		D1/005D 60032356
Konus, rund lang schmal 856N 14 8		D1/005D 60032354
Konus, rund lang schmal 856N 16 8		D6/005D 60032362
ET4 10 4,2		D2/005D 60032713
ET6 14 6		D2/005D 60032715
ET9 14 9		D2/005D 60032714
KS0 10 7		D2/005D 60032693
KS1 12 7		D2/005D 60032690
KS2 14 8		D2/005D 60032716
KS4 24 4,2		D2/005D 60032719
KS5 31 6,2		D2/005D 60032720
KS6 25 9		D2/005D 60032721
KS7 54 1		D2/005D 60032722
KS7 54 1		D2/005D 60032723
E1 379T 23 5		D3/005D 60031812
Okklusale Reduktion / Doppelkegel 811T 33 5		D3/005D 60031946
Zylinder, Kante flach 836T 14 6		D3/005D 60032046
Zylinder, Kante flach 836T 16 6		D3/005D 60032048
Konus, rund 850Z 18 10		D5/005D 60032244
Konus, rund 856Z 18 8		D5/005D 60032280
Flamme 862Z 14 8		D5/005D 60032468
Flamme 863Z 14 10		D5/005D 60032482
Zylinder, rund 881Z 14 8		D5/005D 60032620
Zylinder, rund 881Z 16 8		D5/005D 60032623

Empfohlene Drehzahlen

Kopfdurchmesser in 1/10 mm	U/min	Kopfdurchmesser in 1/10 mm	U/min
007-011	75,000-150,000	029-032	25,000-56,000
012-015	60,000-110,000	033-041	22,000-45,000
016-019	45,000-88,000	042-054	20,000-37,000
021-023	40,000-75,000	055-060	17,000-32,000
024-028	30,000-65,000		

ISO-standardisierte Korngrößen

60032955 Sortimentspackung, 50 Stk. Preisgruppe D1/050D

Inhalt: 379-314-023-05.0-F	10 Fräser
859-314-014-10.0-F	10 Fräser
850-314-018-08.0-M	15 Fräser
801-314-016-01.6-M	15 Fräser

Großpackung

Inhalt: 50 Instrumente
10 x 5 in Blistern verpackte Bohrer
Für ausgewählte Produkte erhältlich

Normalpackung

Inhalt: 5 Instrumente
In 5 einzeln versiegelten
Blister-Trays verpackt
Für alle Produkte erhältlich




DIATECH Diamant-instrumente werden zur Nachverfolgbarkeit und aus Komfortgründen einzeln in versiegelten und gekennzeichneten Blisterverpackungen versandt.

- Vergoldete Premium-Instrumente
- 100 % natürliches Diamantkorn
- 100% visuelle Qualitätsprüfung
- ISO-standardisierte Korngrößen
- Präzise Kalibrierung des Rohlings
- Hohe Anzahl an Diamanten pro mm²



Hohe Schleifleistung und verlängerte Haltbarkeit


© COLTENE – www.coltene.com



CH Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland

Customer Center
service@coltene.com

DE Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau



COLTENE