

WURZELKANALAUFBEREITUNG



MicroMega
2Shape mini
Rationale Aufbereitung

micromega.coltene.com

 **COLTENE**

- Erhaltung des peri-zervikalen Dentins
- Entfernung eines Minimums an Zahnschubstanz¹
- Berücksichtigung der Wurzelkanalanatomie²
- Schaffung eines optimalen Raums für eine tiefe Desinfektion und eine ordnungsgemäße Obturation

Protokoll*



Schließen Sie die Behandlung mit passenden Guttapercha- und Papierspitzen ab.

OPTIONAL FINISHING



Eigenschaften

- Kleine Größe / Konizität
- Ø 1 mm Draht
- T.Wire Wärmebehandlung
- Schneideeffizienz
- Aufbereitung mit 2 Feilen
- Steriler Blister
- 3 Längen: 21, 25, 31 mm
- Mehrfachverwendung



Für weitere Informationen über MicroMega 2Shape mini scannen Sie bitte den QR-Code.

Bestellinformationen

MicroMega 2Shape mini, 5 Stk./Packung (B5)

20953211	B5 2Shape TS1 mini N25 4% L25 Classics S
20953212	B5 2Shape TS2 mini N25 6% L25 Classics S
20953213	B5 2Shape F35 mini N35 6% L25 Classics S
20953214	B5 2Shape F40 mini N40 4% L25 Classics S

(1) Survey analysis "Minimally Invasive", Caroline Dort, 2022-01-13

(2) PCD2, Shaping Ability of Two-shape and ProTaper Gold Files by using Cone-beam Computed Tomography, The Journal of Contemporary Dental Practice, March 2019;20(3):330-334. 1 Shalini Singh, 2 Tarun Gupta, 3 Vinisha Pandey, 4 Harshit Singhania, 5 Pooja Pandey, 6 Shweta Gangavane

* Auszug aus der Gebrauchsanweisung.

© COLTENE – micromega.coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau
T +49 7345 805 0
info.de@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
FR-25000 Besançon
T +33 3 81 54 42 42
commercial@micro-mega.com



0459

COLTENE