

Sie glauben, es ist

Schlagsahne...



aber es ist

JET BLUE BITE
Bisregistrierungsmaterial

- Bleibt genau da, wo Sie es haben wollen
- Kein Bisswiderstand, kein Zurückfedern
- Hohe Endhärte und dennoch flexibel für eine leichte Bearbeitung
- Suchen Sie sich die passende Geschwindigkeit aus:
 - **Fast** - 30 Sekunden Verarbeitungszeit
40 Sekunden Mundverweildauer
 - **Superfast** - 20 Sekunden Verarbeitungszeit
30 Sekunden Mundverweildauer





Ausgezeichnetes Handling sowie schnelles, präzises Abbinden

Mit der neuen mousse-artigen, geschmeidigen Konsistenz von JET BLUE BITE okkludiert der Patient völlig natürlich, ohne einen Bisswiderstand zu verspüren. Das Material wird mit einem speziellen Spreader Tip direkt aus der Kartusche appliziert. Die sehr kurze, patientenfreundliche Mundverweildauer

fixiert die Bissituation schnellstens. Nachdem das Registrat ausgehärtet ist, hat JET BLUE BITE eine hohe Endhärte von 89 Shore A. Eine winzige Restelastizität bleibt, damit keine Details vom Registrat wegbrechen können und es beschleif- oder beschneidbar bleibt.

Direkte Applikation von JET BLUE BITE fast



Applikation von JET BLUE BITE fast



Direkte Applikation mit dem speziellen Spreader Tip



Ideale Verarbeitungszeit



Bissregistrierung



Bissregistrierung



Einfaches Beschneiden



Einfaches Beschleifen



Wichtiges und hilfreiches Zubehör: Spezieller Spreader Tip für ein einfaches Applizieren

Testen Sie JET BLUE BITE im 25 ml microSystem™. Bei 38% weniger Verlust in den Mixing Tips!



JET BLUE BITE	Verarbeitungszeit	Mundverweildauer	Endhärte	Dimensionsstabilität in %
JET BLUE BITE fast	max. 30 s	min. 40 s	89 Shore A	-0,08%
JET BLUE BITE superfast	max. 20 s	min. 30 s	89 Shore A	-0,12%

Interne Messung

JET BLUE BITE fast microSystem™ Single Pack	6492
Kartuschen	2 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*	10 Stk.
Spreader Tips	10 Stk.
JET BLUE BITE fast microSystem™ Refill	6496
Kartuschen	8 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*	20 Stk.
Spreader Tips	20 Stk.
JET BLUE BITE fast 50 ml Single Pack	6491
Kartusche	1 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S*	6 Stk.
Spreader Tips	6 Stk.
JET BLUE BITE fast 50 ml Refill	6495
Kartuschen	4 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S*	12 Stk.
Spreader Tips	12 Stk.

JET BLUE BITE superfast microSystem™ Single Pack	6494
Kartuschen	2 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*	10 Stk.
Spreader Tips	10 Stk.
JET BLUE BITE superfast microSystem™ Refill	6498
Kartuschen	8 x 25 ml
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*	20 Stk.
Spreader Tips	20 Stk.
JET BLUE BITE superfast 50 ml Single Pack	6493
Kartusche	1 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S*	6 Stk.
Spreader Tips	6 Stk.
JET BLUE BITE superfast 50 ml Refill	6497
Kartuschen	4 x 50 ml
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S*	12 Stk.
Spreader Tips	12 Stk.

JET BLUE BITE Zubehör		
microSystem™		
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*	40 Stk.	6214
MT/CLEAR/CLEAR/WHITE/70/S*	100 Stk.	6215
Spreader Tips	100 Stk.	6223
microSystem™ Dispenser MK II	1 Stk.	6270

JET BLUE BITE Zubehör		
50 ml System		
MT/PINK/CLEAR/WHITE/84/S*	40 Stk.	6551
Spreader Tips	100 Stk.	6223
Dispenser 50/75	1 Stk.	6900

* MT = Mixing Tip
S = gerade

www.coltenewhaledent.com
© 2009 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
info@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

coltène whaledent