



Gi-Mask

**Nur diese Maske zeigt,
was sonst verborgen bleibt.**

Gi-Mask

coltène® Gi-Mask

ist die Zahnfleischmaske auf Silikon-Basis, mit der im Präparationsbereich der genaue Verlauf der Gingiva erfasst wird und bis zur Fertigstellung des Zahnersatzes gesichert bleibt.



Bestellinformation

8030 Gi-Mask Starter-Kit

Gi-Mask Base	150 ml
Gi-Mask Aktivator	18 ml
GI-MASK Universal Separator	50 ml
Dosier-Spritze	1
Applikator mit Mischstab	1
Applikations-Spritze	1
Spitzen zur Applikations-Spritze	3

8035 Gi-Mask Single

Gi-Mask Base	150 ml
Gi-Mask Aktivator	18 ml
Dosier-Spritze	1
Applikator mit Mischstab	1
Applikations-Spritze	1
Spitzen zur Applikations-Spritze	3

8037 Gi-Mask Refill

Gi-Mask Base	150 ml
Gi-Mask Aktivator	18 ml
Dosier-Spritze	1

8000 Gi-Mask Separator Single

GI-MASK Universal Separator	50 ml
-----------------------------	-------

Gi-Mask. Für perfekte Ästhetik, einwandfreie Funktion und Parodontalhygiene beim Zahnersatz.

Viele Indikationen und ebensoviele Vorteile

Beim Einsatz der Gi-Mask sind Überkonturierungen von Einzelkronen und Brücken ausgeschlossen. Interdentalräume lassen sich funktionsgerecht gestalten.

Die Gi-Mask liefert alle Informationen für die exakte Gestaltung von metallkeramischen Gerüsten und die korrekte Platzierung von Attachments.

Bei Teleskoparbeiten ist damit der perfekte Übergang von Primär- zu Sekundärteilen gesichert. Ein unentbehrliches Hilfsmittel bei der Herstellung von Suprakonstruktionen.

Materialeigenschaften, die keinen Wunsch offen lassen

Gi-Mask ist ein hochpräzises Dental-Silikon, welches Dank hervorragender Dimensionsstabilität die erfassten Informationen über Tage speichert und unverfälscht wiedergibt.

Diese beiden Eigenschaften garantieren Ihnen somit Sicherheit sowie Zuverlässigkeit gleichzeitig.

Durch die aussergewöhnliche Fließfähigkeit ist die lückenlose Erfassung der parodontalen Situation garantiert. Dazu kommen zahnfleischähnliche Festigkeit, Elastizität und Farbe. Genau jene Materialeigenschaften, die von einem realitätsnahen Zahnfleischmodell erwartet werden.

Attraktiv - auch bezüglich Verarbeitung

Das Coltène-exklusive System steht für sicheres Dosieren, sauberes Mischen und einfaches Applizieren. Die kurze, zeitsparende Aushärtungszeit machen Gi-Mask zum einzigartigen Hilfsmittel im zahntechnischen Labor.

© COLTENE – www.coltene.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

 **COLTENE**