

HySolate SyntX Kofferdam


Der fortschrittlichste latexfreie Kofferdam
für schnellere Isolierung und sichere Retraktion.

Vorteile

- ✓ Extrem elastisch und widerstandsfähig für Stabilität und einwandfreie Isolierung
- ✓ Gleiche Retraktions-Eigenschaften wie die besten Latex-Kofferdams
- ✓ Resistent gegenüber NaOCl (3% und 6%), EDTA und CHX
- ✓ Einfach zu positionieren, selbst in komplexen Operationssituationen
- ✓ Die blaue Farbe verbessert den Kontrast und sorgt für bessere Sichtbarkeit
- ✓ Einseitig vorbedruckt
- ✓ 100 % latexfrei, nicht allergener Polyisopren-Kofferdam

Warum HySolate SyntX?

- 1 Kein Reißen beim Anlegen
- 2 Zuverlässige Isolierung bei jedem Einsatz
- 3 Vorgedruckt für schnelleres Stanzen



Mit vorgedruckter
Vorlage

HySolate SyntX Kofferdam aus **Polyisopren** bietet hohe Elastizität und Reißfestigkeit ohne die Allergierisiken von Latex.



Vorher



Nachher

Klinischer Fall bereitgestellt von Dr. Alessio Zanza



„Ich hatte das Vergnügen, den neuen HySolate SyntX Kofferdam von COLTENE vorab zu testen, und war wirklich beeindruckt. Seine einfache Handhabung in Kombination mit einem extrem elastischen und widerstandsfähigen Material macht jede Anwendung schnell und präzise. Kontaktpunkte lassen sich leicht überwinden, ohne dass das Risiko eines Reißens besteht, während die Farbe die visuelle Fokussierung optimiert und sich perfekt für die klinische Fotografie eignet. Darüber hinaus ist er aufgrund seiner Latexfreiheit auch für allergische Patienten ideal. Sehr empfehlenswert.“

Dr. Alessio Zanza, Rome, Italy

Bestellinformationen

GRÖSSE	DICKE	FARBE	ARTIKEL-NR.	BLÄTTER
152 × 152 mm 6" × 6"	mittel	blau	60037567	30
			60037568	75
127 × 127 mm 5" × 5"			60037566	30

Sehen Sie sich das gesamte HySolate-Portfolio an, einschließlich Klammern, Instrumenten und Zubehör.



We help you preserve and improve natural teeth. The Swiss way. 

 **COLTENE**