

SELBSTADHÄSIVER DUALHÄRTENDER ZEMENT
AUF KOMPOSITBASIS



SoloCem

Zuverlässiges Zementieren in einem Schritt

**DIE NEUE
SUPERKRAFT**

 **COLTENE**

Ihr Partner für nahezu alle indirekten Befestigungsindikationen. Je nach Situation zementieren Sie selbst-adhäsiv oder adhäsiv. Das macht **SoloCem** universell einsetzbar.

Vorteile auf einen Blick



Nur ein Zement für nahezu alle Indikationen



Langanhaltende Restaurationen



Ästhetische Befestigung



Einfaches Handling



Ihr verlässlicher Partner für alle Fälle

SoloCem



Verschiedenste Indikationen,
immer die gleiche Lösung


Schnelligkeit und Effizienz ist Ihnen wichtig? Entscheiden Sie sich für SoloCem, denn selbst-adhäsiv angewendet ist die Befestigung nicht nur schnell, sondern auch sicher. Je nach klinischem Fall kann jedoch eine höhere Haftkraft notwendig sein. Auch dann ist SoloCem die richtige Wahl – verwenden Sie als „Haftkraft-Boost“ zusätzlich ONE COAT 7 UNIVERSAL.

Weniger Administration.
Mehr Zeit für die wichtigeren Dinge

Da Sie mit SoloCem nur einen Zement für beide Befestigungsvarianten (adhäsiv und selbst-adhäsiv) brauchen, sparen Sie nicht nur Platz in Ihrem Lager, sondern auch Zeit für die Administration zusätzlicher Produkte. Das bedeutet: Mehr Zeit für das Wichtigste – den Patienten.

Vermeidung von Randspalten dank niedrigem Schrumpfung

Schrumpfung nach Archimedes



Quelle: interne Daten


*keine eingetragenen Warenzeichen der COLTENE Group

Ist der Schrumpfung eines Befestigungszements hoch, kann es zu Randspalten kommen. Diese bergen die Gefahr von Bakterieninfiltration. SoloCem weist einen geringen Schrumpfung auf und ist somit eine sichere Variante.

Optimale Integration = Ästhetische Restauration

Eine ästhetische Restauration muss vielen Anforderungen genügen. Zum einen soll die Zementfarbe unauffällig sein und sich quasi an die natürliche Zahnfarbe anpassen. Auch eine gute Farbstabilität gegenüber verfärbungsstarken Lebensmitteln – wie Rotwein oder Curry – ist wichtig für eine perfekte Integration. SoloCem bringt beides mit. Und dank der fluoreszierenden Eigenschaften von SoloCem erscheinen Füllungen unter speziellen Lichtbedingungen, wie Schwarzlicht im Nachtclub, unsichtbar.

Durchschnittliche Verfärbung nach Lagerung in Rotwein, Curry- und Kresselösung sowie destilliertem Wasser



Quelle: Liebermann et al. (2017): The Effect of Different Storage Media on Color Stability of Self-Adhesive Composite Resin Cements for up to One Year

* keine eingetragenen Warenzeichen der COLTENE Group

Übersichtliches Sortiment, doch immer die richtige Farbe



Dentin

White Opaque


Trans

**DIE NEUE
SUPERKRAFT**



Einzel stark, zusammen unschlagbar

Scherhaftfestigkeit auf verschiedenen Materialien



Hohe Haftwerte weisen auf einen guten Verbund zwischen Zement und den verschiedenen Materialien hin. Dies ist entscheidend für eine erfolgsversprechende Behandlung. SoloCem zeigt sowohl auf Dentin als auch auf Schmelz, insbesondere in Kombination mit ONE COAT 7 UNIVERSAL, zuverlässig hohe Haftwerte. In der selbst-adhäsiven Anwendung überzeugt das Material zudem auch auf diversen weiteren Materialien wie Metall oder Keramik.



„Das universelle, selbstadhäsive Befestigungskomposit SoloCem ist für Behandler sehr hilfreich.“

Prof. Brian Millar, BDS, PHD, FDSRCS, FHEA, FDT, Großbritannien

„SoloCem bietet die Möglichkeit, auf einfache Weise ein sicheres und langzeitstabiles Resultat zu erreichen.“

Dr. med. dent. Anton Wetzler, Schweiz



Bestellinformationen

60013986

SoloCem Intro Kit

- 1 × SoloCem Dentin, 5 ml
- 1 × SoloCem Trans, 5 ml
- 10 × Mixing Tip Brown Short Super Fine
- 10 × Mixing Tip Brown Short Fine

60014062

SoloCem Dentin Refill

- 1 × SoloCem Dentin, 5 ml
- 5 × Mixing Tip Brown Short Super Fine
- 5 × Mixing Tip Brown Short Fine

60014061

SoloCem White Opaque Refill

- 1 × SoloCem White Opaque, 5 ml
- 5 × Mixing Tip Brown Short Super Fine
- 5 × Mixing Tip Brown Short Fine

60019840

SoloCem Trans Refill

- 1 × SoloCem Trans, 5 ml
- 5 × Mixing Tip Brown Short Super Fine
- 5 × Mixing Tip Brown Short Fine

6747

Mixing Tip Brown Short Super Fine

- 40 × Mixing Tip, Ø 1 mm

6759

Mixing Tip Brown Short Fine

- 40 × Mixing Tip, Ø 1.8 mm

© COLTENE – www.coltene.com

Coltene / Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
info.de@coltene.com

Coltene / Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

 **COLTENE**