

MicroMega EndoUltra™

Das erste kabellose Ultraschall-Handstück
zur Aktivierung von Spüllösungen



Ultraschall

- › Geballte Technologie für die Ultraschallaktivierung von Spüllösungen
- › Wirksame Kavitation und Schallverbreitung

Ultraschnell

- › Kabelloses Handstück, immer betriebsbereit
- › Optimale Desinfektion in wenigen Sequenzen von je 30 Sekunden

Ultrastark

- › Bessere Reinigung und Desinfektion
- › Unterstützt das Vordringen der Spüllösung in alle nicht instrumentierten Bereiche

EndoUltra-Kit zur Ultraschallaktivierung REF 51105001

Inhalt: 1 × Handstück, 4 × Ultraschall-Spitzen, 100 × Schutzhüllen zum Einmalgebrauch, 2 × Hülsen für das Handstück, 1 × USB-Kabel mit passendem Netzteil, 1 × Spannschlüssel für das Einsatzstück

UVP: 710,50 €



Ersatzteile	REF	UVP
3 × Ultraschall-Spitzen	51105002	96,40 €
2 × Hülsen für das Handstück	51105003	32,50 €
100 × Schutzhüllen zum Einmalgebrauch	51105004	15,20 €
1 × Spannschlüssel	51105005	40,60 €
1 × USB-Kabel mit passendem Netzteil	51105006	42,60 €

Alle Preise sind unverbindliche Preisangaben zzgl. MwSt. Es gelten die aktuellen Preise der Depots.

Klinischer Fall

Dr. Rémy Balthazard, Frankreich



Präoperatives Röntgenbild des Zahnes 46, post Notfall-Vitalamputation sowie präendodontischer Aufbaufüllung.



Postoperative Röntgenaufnahme nach der Wurzelkanalaufbereitung mit den Systemen One G und 2Shape. Spülung mit NaOCl (3%) und EDTA (17%ige Lösung). 1-minütige Aktivierung der Spüllösungen mit EndoUltra.



Die Wirksamkeit der Spüllösungsaktivierung mit EndoUltra ermöglichte das chemische Debridement und die Obturation der apikalen Zone, die aufgrund ihrer Ausrichtung für die Instrumente unerreichbar war.

© COLTENE – www.coltene.com

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel: 07345 805 0
Fax: 07345 805 201
info.de@coltene.com

 **COLTENE**