



**PRESIDENT<sup>®</sup>**  
Impression Tray System


**Wenn sie nicht transparent wären  
könnte man meinen sie seien  
aus Stahl!**

# PRESIDENT®

## Impression Tray System






Stabiles Design



Anatomische Form



Integrierte Retention



VORTEILE	NUTZEN
Stabiles Design	Dank dem patentierten Verstärkungssystem wird die hohe Starrheit des Abformlöffels erreicht.
Anatomische Form	Erleichtert die Einprobe beim Patienten und sichert eine verzerrungsfreie Abformung.
Integrierte Retention	Fixiert sicher jede Art von Abformungsmaterialien im Löffel.
Transparent	Einfaches, präzises Positionieren des Abformlöffels.
Modifizierbare Form	Der Löffel kann durch einfaches Erwärmen individuell angepasst werden.
Einmalgebrauch	Keine Kontaminationsgefahr, kein Zeitverlust durch Reinigung.
Ökonomisch	Gutes Preis- / Leistungsverhältnis.

### Bestellinformation: 1 Pack enthält 12 Löffel

Beschreibung	Abmessungen		
<b>6901 1 OK gross</b>	<b>A</b> 83,1 mm	<b>B</b> 63,2 mm	<b>C</b> 18,7 mm
<b>6902 2 UK gross</b>	<b>A</b> 79,9 mm	<b>B</b> 62,2 mm	<b>C</b> 20,0 mm
<b>6903 3 OK medium</b>	<b>A</b> 75,4 mm	<b>B</b> 58,3 mm	<b>C</b> 17,3 mm
<b>6904 4 UK medium</b>	<b>A</b> 69,5 mm	<b>B</b> 58,5 mm	<b>C</b> 19,3 mm
<b>6905 5 OK klein</b>	<b>A</b> 69,6 mm	<b>B</b> 51,7 mm	<b>C</b> 17,1 mm
<b>6906 6 UK klein</b>	<b>A</b> 61,7 mm	<b>B</b> 50,5 mm	<b>C</b> 18,3 mm
<b>6907 7 Quadrant OK links/UK rechts</b>	<b>A</b> 47,1 mm	<b>B</b> 58,5 mm	<b>C</b> 19,3 mm
<b>6908 8 Quadrant UK links/OK rechts</b>	<b>A</b> 47,1 mm	<b>B</b> 58,5 mm	<b>C</b> 19,3 mm
<b>6909 9 Anterior</b>	<b>A</b> 65,3 mm	<b>B</b> 39,4 mm	<b>C</b> 19,2 mm

www.coltene.com  
© 2011 Coltène/Whaledent AG

#### Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
Tel +41 71 757 5300  
Fax +41 71 757 5301  
info.ch@coltene.com

#### Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
Tel +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com

#### Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau / Germany  
Tel +49 7345 805 0  
Fax +49 7345 805 201  
info.de@coltene.com