



DuoTEMP[®] 
dualhärtendes temporäres Füllungsmaterial

Doppelte Sicherheit!

- Licht- und speichelhärtend
- Hohe Randdichte
- Einfach zu entfernen
- Ein Material für viele Indikationen

DuoTEMP ist ein dualhärtendes, eugenolfreies, röntgenopakes, weisses Füllungsmaterial basierend auf Zinkoxid-/Zinksulfat für einen optimalen Schutz. DuoTEMP ist eines der ersten Materialien, welches sowohl licht- als auch speichelhärtend ist. Diese Lösung bietet mehr Flexibilität und erlaubt dem Patienten eine schnelle Belastung der Füllung. Dank den enthaltenen Aromastoffen zaubert DuoTEMP sowohl dem Patienten als auch dem Zahnarzt ein Lächeln auf die Lippen.

► Doppelte Sicherheit

- **Dualhärtend**
Nach nur 40 s Lichthärtung kann der Patient die Füllung belasten, während die Füllung mit Speichel weiter aushärtet.
- **Hohe Randdichte dank leichter Expansion**
Reduziert das Eindringen von Bakterien in die Kavität

► Ein Material für viele Indikationen

- Reduziert den Lagerplatz und vereinfacht die Produktauswahl
- Provisorische Füllungen von Kavitäten der Klasse I und II
 - Provisorischer Verschluss in der Endodontie
 - Provisorische Versorgung von Inlay- und Onlay-Präparationen

► Natürliches Gefühl trotz einer Füllung

Durch die hohe Oberflächenhärte fühlt sich DuoTEMP wie ein natürlicher Zahn an. Dies verursacht keine Irritationen und bietet maximalen Komfort für den Patienten.


► Zusätzliche Vorteile

- Enthält Zinkoxid und Fluorid für einen optimalen Schutz
- Eugenolfrei, keine Auswirkung auf die Aushärtung von Kompositen
- Röntgenopak

Bestellinformation

- 5830** DuoTEMP Intro Kit
2 Spritzen à 5g, Intraoral Separator 5ml
- 5831** DuoTEMP Single Pack
1 Spritze 5g
- 7090** DuoTEMP Eco Pack
5 Spritzen à 5g
- 7235** Intraoral Separator, 5ml

► Vergleich der Randdichte



Querschnitt von einem mit ausgehärtetem DuoTEMP gefüllten extrahierten Molar, welcher in Methylenblau eingelegt wurde, um die Penetration zu testen. DuoTEMP zeigt eine hervorragende Randdichte. Quelle: Interne Daten
* sind keine Warenzeichen von Coltène/Whaledent

► Einfache, zeitsparende Anwendung



Eine Komponente, kein Anmischen. Gute Haftung in der Kavität. Einfach entfernbar.

© 2014 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
Tel +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel +49 7345 805 0
Fax +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

COLTENE