

ENDODONTISCHE REVISION

MicroMega
REMOVER

NEU



Das entscheidende Teil für Ihre
endodontische Revision

micro-mega.com/remover

 **COLTENE**

- Eine Feile zur Entfernung von Füllungsmaterialien aus dem Wurzelkanal¹
- Respektiert die Anatomie des Wurzelkanals*
- Wirksam ohne Lösungsmittel*
- Sicher dank nicht schneidender Spitze

BESTELLINFORMATIONEN



MicroMega REMOVER, 5 Stk./Packung (B5)

20952301 B5 MicroMega REMOVER L 19 mm | n 30 | 7% Classics

20952311 B5 MicroMega REMOVER L 23 mm | n 30 | 7% Classics

30 / 07

Max. Drehmoment: **2,5 Ncm**
 Drehzahl: **400-800 U/min**
 Wärmebehandlung: **C.Wire**


Schließen Sie Ihre endodontische Revision mit **MicroMega** Aufbereitungsfeilen ab

One Curve



oder

2Shape



Weitere Informationen über MicroMega REMOVER finden Sie auf unserer Website: micro-mega.com/remover

MicroMega REMOVER | Werbung

Jahr der CE-Kennzeichnung: 2019 – Medizinprodukt-Klasse IIA gemäß der Richtlinie 93/42/EWG | Benannte Stelle: LNE/G-MED | Medizinprodukt für zahnärztliche Behandlungen, ausschließlich für den professionellen, zahnmedizinischen Gebrauch bestimmt. Siehe Produktkennzeichnung und Gebrauchsanweisung.

© COLTENE – micromega.coltene.com

Legaler Hersteller:

Micro-Mega SA
 12 rue du Tunnel
 25000 Besançon / France
 T +33 3 81 54 42 42
 F +33 3 81 54 42 30
commercial@micro-mega.com

* MicroMega Daten „Validation report of REMOVER: Pr Franck Diemer, ICRE. Evaluation du One Flare en désobturation. Evaluation d'un instrument de désobturation : le REMOVER.“ 2019.10

¹ Zugelassen für Guttapercha



COLTENE