

A-SILICONE IMPRESSION MATERIAL



A SMALL STEP FOR DENTISTS
A GREAT STEP FOR DENTISTRY

PRESIDENT

The Original

 **COLTENE**

PRESIDENT


The Original

A SMALL STEP FOR DENTISTS

A GREAT STEP FOR DENTISTRY


**MIT DER MARKTEINFÜHRUNG VON
PRESIDENT IM JAHR 1975 – DEM
ERSTEN A-SILIKON AUF DEM MARKT –
WURDE EIN MEILENSTEIN BEI DER ENT-
WICKLUNG HOCHPRÄZISER DENTALER
ABFORMMATERIALIEN GESCHAFFEN.**

Durch die erstmalige Verwendung von Polyvinylsi-
loxan-(PVS-)Elastomeren erreichten PRESIDENT Anwen-
der eine noch nie dagewesene Dimensionsstabilität und
Präzision, welche noch heute ein A-Silikon charakterisiert.
Die Marke PRESIDENT überzeugt auch nach 40 Jahren
noch mit ihrer souveränen Qualität.




PRESIDENT LÖFFELMATERIALIEN

Neben den gewohnten Löffelmaterialien heavy body, putty and putty soft enthält die neue PRESIDENT Linie zwei zusätzliche Viskositäten: MonoBody und putty super soft. Mit der Sortimentserweiterung durch MonoBody ist nun auch das richtige Material für Implantatabformungen verfügbar. Das neue putty und putty super soft sind außerdem leicht zu durchmischen.



5 LÖFFELMATERIALIEN – IHRE WAHL

PRESIDENT heavy body hat eine hochvisköse Konsistenz die perfekt zum neuen Xtra light body passt. Das weniger elastische putty ist das bevorzugte Material für die Korrekturabformtechnik, bei der ein Stempeldruck gewünscht ist. Bei schwierigen Mundsituationen wird putty soft oder putty super soft empfohlen. Die verschiedenen Endhärten bieten optimale Stabilität und einfaches Beschneiden.



REISSFESTIGKEIT

PRESIDENT

The Original

PRESIDENT KORREKTURMATERIALIEN

Das neue Sortiment der Korrekturmaterien beinhaltet neben light body und regular body auch das neue Xtra light body. Wie der Name bereits verrät, ist Xtra light body ein sehr dünnflüssiges Material, welches auch kleinste marginale Details erfassen kann.



Xtra light body




light body



regular body

3 KORREKTURMATERIALIEN – IHRE WAHL

Alle PRESIDENT Korrekturmaterien zeigen perfekte Fließeigenschaften im feuchten Milieu. Wählen Sie die Viskosität von niedrig bis hoch, welches für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.



Xtra light body




light body




regular body

PRESIDENT Korrekturmaterien zeigen perfekte Fließeigenschaften im feuchten Milieu, welche Lufteinschlüsse verhindern und präzise Konturen verleihen.



PRESIDENT

The Original



NEUE FARBEN

Die neuen und frischen Farben der modernisierten PRESIDENT Linie zeigen einen besseren Kontrast zwischen Korrektur- und Löffelmaterialien. Dadurch können Details noch besser erkannt werden.

	Fließfähigkeit	Viskosität	Endhärte	Reißfestigkeit	Rückstellvermögen	
Korrekturmaterial	Xtra light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	regular body			55 Shore A	2,5 MPa	99,8 %
	MonoBody			58 Shore A	3,0 MPa	99,7 %
	heavy body			63 Shore A	3,5 MPa	99,7 %
Löffelmaterial	putty super soft			55 Shore A	2,5 MPa	99,5 %
	putty soft			65 Shore A	2,8 MPa	99,4 %
	putty			75 Shore A	3,5 MPa	99,2 %

DAS PRESIDENT PORTFOLIO AUF EINEN BLICK

PRESIDENT

The Original



BESTELLINFORMATIONEN

50 ml

- 60019937** **PRESIDENT** The Original **Xtra light body**
2 × 50 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 60019938** **PRESIDENT** The Original **light body**
2 × 50 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips
- 60019939** **PRESIDENT** The Original **regular body**
2 × 50 ml Kartusche
12 × Universal Mixing Tips

75 ml

- 60019941** **PRESIDENT** The Original **heavy body**
2 × 75 ml Kartusche
8 × Mixing Tips Türkis

putty

- 60019942** **PRESIDENT** The Original **putty**
2 × 300 ml, 2 × Löffel
- 60019943** **PRESIDENT** The Original **putty soft**
2 × 300 ml, 2 × Löffel
- 60019944** **PRESIDENT** The Original **putty super soft**
2 × 300 ml, 2 × Löffel
- 60022166** **PRESIDENT** The Original **fast putty soft**
2 × 300 ml, 2 × Löffel


System 360

- 60019946** **PRESIDENT** The Original **MonoBody Refill**
2 × 380 ml Kartusche
- 60019947** **PRESIDENT** The Original **heavy body Starter Kit**
1 × 380 ml Kartusche
10 × Dynamische Mixing Tips
1 × Fixation Ring
- 60019948** **PRESIDENT** The Original **heavy body Refill**
2 × 380 ml Kartusche

Tuben

- 60019949** **PRESIDENT** The Original **light body**
1 × 53 ml Base
1 × 53 ml Catalyst
- 60019950** **PRESIDENT** The Original **regular body**
1 × 53 ml Base
1 × 53 ml Catalyst

Coltene/Whaledent AG - www.coltene.com



Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**