


TROCKNUNG UND FÜLLUNG

HyFlex™ Papier- und Guttaperchaspitzen

Zu den bestens bekannten HyFlex CM und HyFlex EDM NiTi-Feilen-Linien gehören passgenaue Papier- und Guttaperchaspitzen, die einen optimalen Behandlungsablauf erleichtern.

HyFlex Papier- und Guttaperchaspitzen sind optimal auf die HyFlex CM und HyFlex EDM Feilen abgestimmt und tragen damit zu einem bestmöglichen Ergebnis der Behandlung bei. Sie entsprechen den korrespondierenden Größen und haben die perfekte Konizität, um Wurzelkanäle, die zuvor mit den HyFlex Feilen aufbereitet wurden, schnellstmöglich zu trocknen und passgenau zu obturieren.

Durch die Top Color Farbcodierung kann die Größe der Spitze leicht identifiziert werden und die Länge von ≥ 28 mm ermöglicht ein Einführen der Spitzen bis auf Arbeitslänge. Erhältlich sind die Spitzen in speziellen Sortierungen oder als Einzelgrößen.



- Passgenau
- Farbcodiert
- Von höchster Qualität



Bestellinformationen

HyFlex CM		
Größe / Taper	Papierspitzen 100 Stk.	Guttaperchaspitzen 60 Stk.
15/04	60022671	-
20/04	60022672	60022689
25/04	60022673	60022690
30/04	60022674	60022691
35/04	60022675	60022692
40/04	60022676	60022693
45/04	60022677	60022694
50/04	60022678	60022695
60/04	60022679	60022696
Sortierung 20-45 /04	60022680	60022703
20/06	60022682	60022697
25/06	60022683	60022698
30/06	60022684	60022699
35/06	60022685	60022700
40/06	60022686	60022701
45/06	60022687	60022702
Sortierung 20-45 /06	60022688	60022704

HyFlex EDM		
Größe / Taper	Papierspitzen 100 Stk.	Guttaperchaspitzen 60 Stk.
20/05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/04	60022676	60022708
50/03	60022741	60022709
60/02	60022740	60022710
Sortierung 20/05 - 60/02	60022744	60022705



© COLTENE – www.coltene.com



Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
 Raiffeisenstraße 30
 89129 Langenau/Germany
 T +49 7345 805 0
 F +49 7345 805 201
 info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten/Switzerland
 T +41 71 757 5300
 F +41 71 757 5301
 info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
 235 Ascot Parkway
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
 T +1 330 916 8800
 F +1 330 916 7077
 info.us@coltene.com

COLTENE