

POLIER-INSTRUMENTE
FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE PRAXIS

ROTAARY DIATECH





1 COMPREPOL ULTRA				
ISO Ø 1/10 mm	030	050	060	100
Kopflänge in mm	7.5	10	7.5	2.5
Polierertyp	2101RA	2103RA	2111RA	2127RA
RA 10 Stk.	230055AA	230059AA	230063AA	230069AA
RA 50 Stk.		230060AA	230064AA	

2 COMPOSHINE ULTRA				
	030	050	060	100
	7.5	10	7.5	2.5
	2201RA	2203RA	2211RA	2227RA
	230072AA	230076AA	230080AA	230086AA
		230077AA	230081AA	

Komposit, Kompomer



1 COMPREPOL PLUS						
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	100	110	140
Kopflänge in mm	7.5	10	7.5	2.5	1.6	1.6
Polierertyp	2301RA	2303RA	2311RA	2327RA	23SG11RA	23SG14RA
RA 5 Stk.	230291AA	230293AA	230295AA	230297AA	60019877	60019878
RA 10 Stk.		230294AA	230296AA			

2 COMPOSHINE PLUS						
	030	040	060	100	110	140
	7.5	10	7.5	2.5	1.6	1.6
	2401RA	2403RA	2411RA	2427RA	24SG11RA	24SG14RA
	230299AA	230301AA	230303AA	230305AA	60019879	60019880
		230302AA	230304AA			

Komposit, Kompomer



1 PREBROWN			
ISO Ø 1/10 mm	040	045	060
Kopflänge in mm	7.5	10	9.5
Polierertyp	1101RA	1103RA	1111RA
RA 10 Stk.	230001AA	230005AA	230013AA
RA 50 Stk.		230006AA	

2 HIGREEN			
	040	045	060
	7.5	10	9.5
	1201RA	1203RA	1211RA
	230028AA	230032AA	230040AA

DIASHINE COMPOMANT PLUS				
	030	040	060	100
	7.5	10	7.5	2.5
	9101RA	9103RA	9111RA	9121RA
5 Stk.	230264AA	230265AA	230267AA	230271AA
10 Stk.		230416AA		

Edelmetall-Legierung, Amalgam

Komposit, Kompomer



1 ZIRCOPOL PLUS			
ISO Ø 1/10 mm	040	060	140
Kopflänge in mm	10	7.5	1.6
Polierertyp	9703RA	9711RA	97SG14RA
RA 5 Stk.	230379AA	230381AA	60022004
RA 10 Stk.			

2 ZIRCOSHINE PLUS			
	040	060	140
	10	7.5	1.6
	9803RA	9811RA	98SG14RA
	230391AA	230393AA	60022005

UNISHINE			
	055	070	090
	15	10	8.5
	4203RA	4211RA	4216RA
	230203AA	230211AA	230215AA

CAD/CAM Restauration, Zirkonoxid

Universal



1 CERAPRESHINE		
ISO Ø 1/10 mm	050	070
Kopflänge in mm	10	10
Polierertyp	3201RA	3211RA
RA 5 Stk.		
RA 10 Stk.	230114AA	230122AA
Keramik		

2 CERASHINE		
ISO Ø 1/10 mm	050	070
Kopflänge in mm	10	10
Polierertyp	3301RA	3311RA
RA 5 Stk.		
RA 10 Stk.	230139AA	230147AA
Keramik		

1 CERAFIN PLUS				
ISO Ø 1/10 mm	040	060	110	140
Kopflänge in mm	10	7.5	2	1.6
Polierertyp	9303RA	9311RA	9331RA	935G14RA
RA 5 Stk.	230317AA	230319AA	230325AA	60019881
Keramik				



2 CERAPRESHINE PLUS					
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	110	140
Kopflänge in mm	7.5	10	7.5	2	1.6
Polierertyp	9401RA	9403RA	9411RA	9431RA	945G14RA
RA 5 Stk.	230331AA	230335AA	230337AA	230343AA	60019882
Keramik					

3 CERASHINE PLUS					
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	110	140
Kopflänge in mm	7.5	10	7.5	2	1.6
Polierertyp	9501RA	9503RA	9511RA	9531RA	955G14RA
RA 5 Stk.	230349AA	230353AA	230355AA	230361AA	60019883
Keramik					



BRUSH			
ISO Ø 1/10 mm	060	040	040
Kopflänge in mm	5.5	6.5	6.5
Polierertyp	7001RA	7002RA	7003RA
RA 5 Stk.	232002AA	232004AA	232006AA
RA 10 Stk.	232001AA	232003AA	232005AA
Keramik, Komposit, Metall			

MANDRELL	SWISSFLEX SCHEIBEN				
Länge	Korngröße	C/70µm	M/50µm	F/30µm	UF/5µm
25.4	Packungsgröße	80 Stk.	80 Stk.	80 Stk.	80 Stk.
702RA	Polierertyp	704UM ¹ /703UM ²	706UM ¹ /705UM ²	708UM ¹ /707UM ²	710UM ¹ /709UM ²
232018AA	Head Ø: 9 mm	232020AA ¹	232022AA ¹	232024AA ¹	232026AA ¹
	Head Ø: 13 mm	232019AA ²	232021AA ²	232023AA ²	232025AA ²
Komposit, Amalgam, Glasionomerezement, Halbedelmetall, Edelmetall					



SWISSFLEX STREIFEN	
Länge x Breite	175 mm x 3.5 mm
Packungsgröße	80 Stk.
700UM: C(70µm)/M(50µm)	232016AA
701UM: F(30µm)/UF(5µm)	232017AA
Siehe SwissFlex Scheiben	

DIAStrip	
Länge x Breite	80 mm x 2.5 mm
Polierertyp	600UM
5 Stk.	232014AA
10 Stk.	232015AA
Komposit, Kompomer, Glasionomerezement, Amalgam	




Bestellinformation

ISO-Nummer
Material, Schaft, Form, Körnung,
variabler Durchmesser)

Kopfdurchmesser in 1/10 mm
Kopflänge
Beschreibung Polierer

Erhältliche Packungsgrößen

ISO 658 204 243 523 ...



Abbildung

ISO Ø 1/10 mm	050
Kopflänge in mm	10
Polierertyp	2103RA
RA 10 Stück	230059AA
RA 50 Stück	230060AA

Bestellnummern in jeweiliger Packungsgröße

Kopfformen

ISO Kopfform	Beschreibung
014	Kleines Rad
030	Kelch
042	Rad
044	Rad
107	Zylinder
114	Zylinder
173	Konus
243 030-040 7.5	Kleine Spitze

ISO Kopfform	Beschreibung
243 040 10	Spitze
243 045-055 010	Flamme
273	Granate
274	Granate
292	Torpedo
303	Große Linse
304	Kleine Linse
372	Scheibe
543	ShapeGuard


Empfohlene Drehzahlen

Poliersystem	RPM
Comprepol Ultra	5'000–10'000
Composhine Ultra	5'000–10'000
Comprepol Plus	3'000–8'000
Composhine Plus	3'000–8'000
Prebrown	5'000–10'000
Higreen	5'000–10'000
Diashine Compomant Plus	7'000–10'000
	Vorpolitur
	3'000–8'000
Zircopol Plus	5'000–10'000
Zircoshine Plus	5'000–10'000
Unishine	5'000–10'000

Poliersystem	RPM
Cerapreshine	5'000–10'000
Cerashine	5'000–10'000
Cerafin Plus	5'000–10'000
Cerapreshine Plus	5'000–10'000
Cerashine Plus	5'000–10'000
Brush	5'000–10'000
SwissFlex	10'000–16'000

Spezial-Kopfform	RPM
ShapeGuard	10'000–12'000

© 2017 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com



CH Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T + 41 71 757 53 00
F + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

DE Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T + 49 7345 805 0
F + 49 7345 805 201
info.de@coltene.com



COLTENE