



Coltolux® LED

Hochleistungs-LED-Polymerisationslampe

Schlank

LEICHTERER ZUGANG IM MOLAREN
BEREICH BESSERE SICHTBARKEIT

Leistungsstark

SCHNELLES AUSHÄRTEN

Kabellos

MOBIL



Coltolux® LED



SCHLANK, LEISTUNGSSTARK, KABELLOS

Die Coltolux LED Polymerisationslampe im kabellosen, leichten Pen-Design vereint einen schlanken Lichtleiter mit hoher Leistungsstärke.

- Hochleistungs-LED für rasches Aushärten. Härtet 2 mm in nur 10 Sekunden.
- Hochentwickelte Reflektor-Technologie verringert Lichtstreuung.
- LED Lichtspektrum auf Photoinitiator Campherchinon abgestimmt.
- Akustisches Signal alle 10 Sekunden und automatischer Energiesparmodus nach 15 Minuten Inaktivität.
- Mehrere Hundert 10-sekündige Polymerisationszyklen bei voll aufgeladenem Akku.
- Mitgelieferter Testblock zur Bestimmung der präzisen Aushärtungszeit.

Aushärtedauer gängiger Farbtöne (Tiefe 2 mm)

Hersteller	Marke	Farbton	Mind. Aushärtungszeit
COLTENE	Synergy D6	A2, B2	10 s
COLTENE	Synergy NF	DuoShade	10 s
COLTENE	Miris	Dentin & Enamel	10 s
3M ESPE	Filtek*	A2, C2	10 s
Dentsply	Esthet-X*	A2	10 s
Kerr	Herculite*	C3, D4	10 s
Kerr	Herculite*	Cervical Yellow	10 s
Ivoclar Vivadent	Heliomolar*	A2	20 s

Schlankerer Kopf!



Technische Daten

Handstück

Wellenlängenbereich: 450 nm/470 nm
 Max. Wellenlängenbereich: 460 nm
 Lichtaustrittsfenster: 9,0 mm

Maße

Kopf: 0,48" (1,22 cm) Durchmesser
 Korpus: 1,0" (2,5 cm) Durchmesser
 Länge: 8,7" (22 cm) Länge
 Gewicht: 0,22 lb. (100 Gramm)

Maße Ladestation

Höhe: 2,9" (7,4 cm)
 Breite: 2,5" (6,4 cm)
 Tiefe: 3,5" (8,9 cm)

Netzteil

Eingangsspannung: 100-240 V-AC

*Diese Marken sind keine eingetragenen Warenzeichen von Coltène/Whaledent.

Bestellinformationen

Handstück, Ladestation, Netzteil, 3 Lichtschilde, 5 Lichtlinsen, 100 Schutzhüllen
 25 Lichtlinsen, aufsteckbar
 1000 Schutzhüllen
 25 Lichtschilde, aufsteckbar
 Ladestation 230/240V

Art.-Nr.

C7970


C7972

C7957

C7990

C7970RK2

© COLTENE – www.coltene.com



Coltène/Whaledent Ltd.

The President Suite
 Kendal House, Victoria Way
 Burgess Hill, West Sussex
 RH15 9NF / UK
 T +44 1444 235486
 F +44 1444 870640
 info.uk@coltene.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstr. 20
 9450 Altstätten / Schweiz
 T +41 71 757 53 00
 F +41 71 757 53 01
 info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc. 🇺🇸

235 Ascot Parkway
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
 T +1 330 916 8800
 F +1 330 916 7077
 info.us@coltene.com