

# Alpen Conversion List

**Important information** **EN**

We are delighted to inform our valued clients that COLTENE has made significant improvements regarding the packaging of our Alpen Diamonds:

- User-friendly blister packaging format
- Securely sealed, preserving integrity of the product
- Equipped with an easy peel feature

Additionally, we would like to notify you about certain changes in ring colors and grit sizes to align with the ISO 7711 standard (see table below):

- The black "super coarse" (MLX) has been reclassified as green "coarse" (C)
- The green "coarse" (ML) has been reclassified as blue "medium" (M)

Furthermore, there have been modifications to the letters in the names of our burrs:

- The black MLX instruments have been transformed to green C
- The blue ML to blue M
- The yellow XF has been replaced by yellow EF

Please note that there have been changes to the item numbers. For your reference, we have included a conversion table that lists the old and new item numbers. This conversion list only includes new items, that have an equivalent old item. However, the new portfolio also includes completely new items, that are not shown in this list. You can access the PDF version of this table through the provided link: <https://pxl.coltene.com/alpenqr> or by scanning the QR code.



We appreciate your understanding as we strive to ensure precision and quality and provide the best possible solutions for you.

Your COLTENE Team

Old color ring - index (grit type)	Old mean grit value	New color ring - index (grit type)	New grit value range and mean
Black - SC (super coarse)	140 µm	Green - C (coarse)	107-181 µm; Mean 151 µm
Green - C (coarse)	120 µm	Blue - M (medium)	64-126 µm; Mean 107 µm
Grey - M (medium)	105 µm	Blue - M (medium)	64-126 µm; Mean 107 µm
Red - F (fine)	40 µm	Red - F (fine)	27-76 µm; Mean 46 µm
Yellow - EF (extra fine)	30 µm	Yellow - EF (extra fine)	10-36 µm; Mean 25 µm
White - UF (ultra fine)	20 µm	not available anymore	4-14 µm; Mean 8 µm
Black - TSX (Turbo Cut)	140 µm	Green - C (coarse) or Blue - M (medium)	does not exist according to ISO

REF new	Description new	REF old	Description old
60031753	G368-314-016-03.5-EF, Alpen Diamonds	R368EF016FG	G368-314-016-3.5-XF
60031755	G368-314-016-03.5-F, Alpen Diamonds	R368F016FG	G368-314-016-3.5-F
60031757	G368-314-016-03.5-M, Alpen Diamonds	R368C016FG	G368-314-016-3.5-ML
60031759	G368-314-020-05.0-C, Alpen Diamonds	R368SC020FG	G368-314-020-5-MLX
60031761	G368-314-020-05.0-EF, Alpen Diamonds	R368EF020FG	G368-314-020-5-XF
60031763	G368-314-020-05.0-F, Alpen Diamonds	R368F020FG	G368-314-020-5-F
60031767	G368-314-020-05.0-M, Alpen Diamonds	R368C020FG	G368-314-020-5-ML
60031769	G368-314-023-05.0-C, Alpen Diamonds	R368SC023FG	G368-314-023-5-MLX
60031771	G368-314-023-05.0-EF, Alpen Diamonds	R368EF023FG	G368-314-023-5-XF
60031773	G368-314-023-05.0-F, Alpen Diamonds	R368F023FG	G368-314-023-5-F
60031777	G368-314-023-05.0-M, Alpen Diamonds	R368C023FG	G368-314-023-5-ML
60031781	G379-314-016-03.5-EF, Alpen Diamonds	R379EF016FG	G379-314-016-3.5-XF
60031783	G379-314-016-03.5-F, Alpen Diamonds	R379F016FG	G379-314-016-3.5-F
60031785	G379-314-016-03.5-M, Alpen Diamonds	R379C016FG	G379-314-016-3.5-ML
60031787	G379-314-018-03.5-EF, Alpen Diamonds	R379EF018FG	G379-314-018-3.5-XF
60031789	G379-314-018-03.5-F, Alpen Diamonds	R379F018FG	G379-314-018-3.5-F
60031793	G379-314-018-03.5-M, Alpen Diamonds	R379C018FG	G379-314-018-3.5-ML
60031795	G379-314-023-05.0-C, Alpen Diamonds	R379SC023FG	G379-314-023-5-MLX
60031797	G379-314-023-05.0-EF, Alpen Diamonds	R379EF023FG	G379-314-023-5-XF
60031801	G379-314-023-05.0-F, Alpen Diamonds	R379F023FG	G379-314-023-5-F
60031807	G379-314-023-05.0-M, Alpen Diamonds	R379C023FG	G379-314-023-5-ML
60031811	G379T-314-023-05.0-C, Alpen Diamonds	R379TC023FG	G379-314-023-5-TSX
60031813	G379Z-314-023-05.0-M, Alpen Diamonds	ZREX379M023FG	ZR379-314-023-5-M
60031815	G390-314-014-03.0-EF, Alpen Diamonds	R390EF014FG	G390-314-014-3-XF
60031817	G390-314-014-03.0-F, Alpen Diamonds	R390F014FG	G390-314-014-3-F
60031819	G392-314-016-06.0-EF, Alpen Diamonds	R392EF016FG	G392-314-016-6-XF
60031821	G392-314-016-06.0-F, Alpen Diamonds	R392F016FG	G392-314-016-6-F
60031825	G392-314-016-06.0-M, Alpen Diamonds	R392C016FG	G392-314-016-6-ML
60031827	G392-314-016-08.0-F, Alpen Diamonds	R392F016FG	G392-314-016-8-F
60031829	G392-314-016-08.0-M, Alpen Diamonds	R392C016FG	G392-314-016-8-ML
60031831	G392-314-018-08.0-EF, Alpen Diamonds	R392EF018FG	G392-314-018-8-XF
60031833	G392-314-018-08.0-F, Alpen Diamonds	R392F018FG	G392-314-018-8-F
60031835	G392-314-018-08.0-M, Alpen Diamonds	R392C018FG	G392-314-018-8-ML
60031837	G392-314-021-10.0-F, Alpen Diamonds	R392F021FG	G392-314-021-10-F
60031839	G392-314-021-10.0-M, Alpen Diamonds	R392C021FG	G392-314-021-10-ML
60031841	G6051-314-018-06.0-M, Alpen Diamonds	R6051C018FG	G6051-314-018-6-ML
60031843	G6052-314-018-08.0-C, Alpen Diamonds	R6051SC018FG	G6052-314-018-8-MLX
60031845	G6052-314-018-08.0-M, Alpen Diamonds	R6052C018FG	G6052-314-018-8-ML
60031847	G6055-314-018-08.0-C, Alpen Diamonds	R6055SC018FG	G6055-314-018-8-MLX
60031849	G801-314-009-00.9-M, Alpen Diamonds	R801C009FG	G801-314-009-ML
60031851	G801-314-010-01.0-M, Alpen Diamonds	R801C010FG	G801-314-010-ML
60031853	G801-314-012-01.2-M, Alpen Diamonds	R801C012FG	G801-314-012-ML
60031857	G801-314-014-01.4-F, Alpen Diamonds	R801F014FG	G801-314-014-F
60031859	G801-314-014-01.4-M, Alpen Diamonds	R801C014FG	G801-314-014-ML
60031865	G801-314-016-01.6-M, Alpen Diamonds	R801C016FG	G801-314-016-ML
60031871	G801-314-018-01.8-F, Alpen Diamonds	R801F018FG	G801-314-018-F
60031873	G801-314-018-01.8-M, Alpen Diamonds	R801C018FG	G801-314-018-ML
60031877	G801-314-020-02.0-F, Alpen Diamonds	R801F021FG	G801-314-020-F
60031879	G801-314-020-02.0-M, Alpen Diamonds	R801C021FG	G801-314-020-ML
60031881	G801-314-023-02.3-C, Alpen Diamonds	R801SC023FG	G801-314-023-MLX
60031883	G801-314-023-02.3-EF, Alpen Diamonds	R801EF023FG	G801-314-023-XF
60031885	G801-314-023-02.3-F, Alpen Diamonds	R801F023FG	G801-314-023-F
60031887	G801-314-023-02.3-M, Alpen Diamonds	R801C023FG	G801-314-023-ML
60031891	G801-314-027-02.7-M, Alpen Diamonds	R801C027FG	G801-314-027-ML
60031893	G801-314-029-02.9-F, Alpen Diamonds	R801F029FG	G801-314-029-F
60031895	G801-314-029-02.9-M, Alpen Diamonds	R801C029FG	G801-314-029-ML
60031897	G801M-314-009-00.9-F, Alpen Diamonds	R801MF009FG	G801M-314-009-0.6-F
60031899	G801Z-314-012-01.2-M, Alpen Diamonds	ZREX801M012FG	ZR801-314-012-M
60031901	G801Z-314-014-01.4-M, Alpen Diamonds	ZREX801M014FG	ZR801-314-014-M
60031903	G801Z-314-018-01.8-M, Alpen Diamonds	ZREX801M018FG	ZR801-314-018-M
60031911	G805-314-012-00.9-M, Alpen Diamonds	R805C012FG	G805-314-012-0.9-ML
60031913	G805-314-014-01.4-M, Alpen Diamonds	R805C014FG	G805-314-014-1.4-ML
60031915	G805-314-016-01.4-M, Alpen Diamonds	R805C016FG	G805-314-016-1.4-ML
60031919	G806-314-012-02.2-M, Alpen Diamonds	R806C012FG	G806-314-012-2.2-ML
60031921	G806-314-014-02.2-M, Alpen Diamonds	R806C014FG	G806-314-014-2.2-ML
60031923	G806-314-016-02.5-M, Alpen Diamonds	R806C016FG	G806-314-016-2.5-ML
60031927	G807-314-012-03.5-M, Alpen Diamonds	R807C012FG	G807-314-012-3.5 ML
60031929	G807-314-016-04.0-M, Alpen Diamonds	R807C016FG	G807-314-016-4-ML
60031931	G807-314-018-05.0-M, Alpen Diamonds	R807C018FG	G807-314-018-5-ML
60031933	G811-314-031-04.2-M, Alpen Diamonds	R811C031FG	G811-314-031-4.2-ML
60031935	G811-314-033-05.0-C, Alpen Diamonds	R811SC033FG	G811-314-033-5-MLX
60031937	G811-314-033-05.0-M, Alpen Diamonds	R811C033FG	G811-314-033-5-ML
60031939	G811-314-037-07.0-C, Alpen Diamonds	R811SC037FG	G811-314-037-7-MLX
60031941	G811-314-037-07.0-M, Alpen Diamonds	R811C037FG	G811-314-037-7-ML
60031943	G811-314-048-08.0-M, Alpen Diamonds	R811C048FG	G811-314-048-8-ML
60031945	G811T-314-033-05.0-C, Alpen Diamonds	R811TC033FG	G811-314-033-5-TSX
60031949	G813-314-014-01.5-M, Alpen Diamonds	R813C014FG	G813-314-014-1.5-ML
60031951	G813-314-018-02.0-M, Alpen Diamonds	R813C018FG	G813-314-018-2-ML
60031955	G818-314-050-00.7-M, Alpen Diamonds	R818C050FG	G818-314-050-0.7-ML
60031961	G828-314-030-01.0-M, Alpen Diamonds	R828C030FG	G828-314-030-1.0-ML
60031963	G830-313-010-02.7-M, Alpen Diamonds	R830C010SS	G830-313-010-2.7-MLSS
60031967	G830-314-010-02.7-M, Alpen Diamonds	R830C010FG	G830-314-010-2.7-ML
60031969	G830-314-012-02.7-M, Alpen Diamonds	R830C012FG	G830-314-012-2.7-ML
60031973	G830-314-016-02.7-M, Alpen Diamonds	R830C016FG	G830-314-016-2.7-ML
60031981	G830L-314-012-04.0-M, Alpen Diamonds	R830LC012FG	G830L-314-012-4-ML
60031985	G830L-314-014-05.0-M, Alpen Diamonds	R830LC014FG	G830L-314-014-5-ML
60031987	G830L-314-016-05.0-C, Alpen Diamonds	R830LC016FG	G830L-314-016-5-ML
60031995	G834-314-016-06.8-M, Alpen Diamonds	R834C016FG	G834-314-016-6.8-ML

# Liste de conversion Alpen

**Informations importantes** **FR**

Nous avons le plaisir d'informer nos chers clients que COLTENE a apporté des améliorations significatives à l'emballage des fraises diamantées DIATECH :

- Emballage sous blister facile à ouvrir
- Emballage bien hermétique pour préserver l'intégrité du produit
- Doté d'un film facile à décoller

Nous vous informons en outre de certains changements de coloris d'anneau et de taille de grain pour nous aligner sur la norme ISO 7711 (voir tableau ci-dessous) :

- Le grain « super gros » noir (MLX) a été re-classifié en « gros » grain vert (C)
- Le grain « gros » vert (ML) a été re-classifié en « moyen » grain bleu (M)

De plus, les lettres des noms de nos fraises ont été modifiées. noms de nos fraises :

- Les instruments MLX noirs ont été transformés en instruments verts C
- Le grain « moyen » bleu (ML) a été transformé en « moyen » bleu (M)
- Le grain « extra-fin » jaune (XF) a été transformé en « extra-fin » jaune (EF)

Veillez noter que des modifications ont été apportées aux références des articles. Pour votre information, nous avons inclus un tableau de conversion qui répertorie les anciennes et les nouvelles références des articles. Cette liste de conversion n'inclut que les nouveaux articles auxquels correspondent d'anciens articles. Toutefois, le nouveau portefeuille inclut également des articles complètement nouveaux qui ne figurent pas dans cette liste. La version PDF de ce tableau est accessible en activant ce lien : <https://pxl.coltene.com/alpenqr> ou en scannant le code QR.



Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous nous efforçons de garantir précision et qualité en vous proposant les meilleures solutions possibles.

Votre équipe COLTENE

Ancien coloris d'anneau - index (type de grain)	Ancienne valeur de grain moyenne	Nouveau coloris d'anneau - index (type de grain)	Nouvelle plage de valeurs de grain et moyenne
Noir - SC (super gros)	140 µm	Vert - C (gros)	107-181 µm; Moyenne 151 µm
Vert - C (gros)	120 µm	Bleu - M (moyen)	64-126 µm; Moyenne 107 µm
Grey - M (medium)	105 µm	Bleu - M (moyen)	64-126 µm; Moyenne 107 µm
Rouge - F (fin)	40 µm	Rouge - F (fin)	27-76 µm; Moyenne 46 µm
Jaune - XF (extra-fin)	30 µm	Jaune - EF (extra-fin)	10-36 µm; Moyenne 25 µm
Blanc - UF (ultra-fin)	20 µm	plus disponible	4-14 µm; Moyenne 8 µm
Noir - TSX (Turbo Cut)	140 µm	Vert - C (gros) ou Bleu - M (moyen)	n'existe pas selon la norme ISO

REF new	Description new	REF old	Description old
60031997	G834-314-021-06.8-M, Alpen Diamonds	R834C021FG	G834-314-021-6.8-ML
60031999	G835-313-010-04.0-M, Alpen Diamonds	R835C010SS	G835-313-010-4-MLSS
60032001	G835-314-008-03.0-M, Alpen Diamonds	R835C008FG	G835-314-008-3-ML
60032003	G835-314-010-04.0-M, Alpen Diamonds	R835C010FG	G835-314-010-4-ML
60032007	G835-314-012-04.0-M, Alpen Diamonds	R835C012FG	G835-314-012-4-ML
60032009	G835-314-014-04.0-M, Alpen Diamonds	R835C014FG	G835-314-014-4-ML
60032013	G835R-313-010-04.0-M, Alpen Diamonds	R835RC010SS	G835R-313-010-4-MLSS
60032015	G835R-314-008-03.0-M, Alpen Diamonds	R835RC008FG	G835R-314-008-3-ML
60032017	G835R-314-010-04.0-M, Alpen Diamonds	R835RC010FG	G835R-314-010-4-ML
60032021	G835R-314-012-04.0-M, Alpen Diamonds	R835RC012FG	G835R-314-012-4-ML
60032023	G835R-314-014-04.0-M, Alpen Diamonds	R835RC014FG	G835R-314-014-4-ML
60032025	G836-314-012-06.0-F, Alpen Diamonds	R836F012FG	G836-314-012-6-F
60032027	G836-314-012-06.0-M, Alpen Diamonds	R836C012FG	G836-314-012-6-ML
60032029	G836-314-014-06.0-C, Alpen Diamonds	R836SC014FG	G836-314-014-6-MLX
60032031	G836-314-014-06.0-M, Alpen Diamonds	R836C014FG	G836-314-014-6-ML
60032037	G836R-314-010-06.0-M, Alpen Diamonds	R836RC010FG	G836R-314-010-6-ML
60032039	G836R-314-012-06.0-M, Alpen Diamonds	R836RC012FG	G836R-314-012-6-ML
60032041	G836R-314-014-06.0-F, Alpen Diamonds	R836RF014FG	G836R-314-014-6-F
60032043	G836R-314-014-06.0-M, Alpen Diamonds	R836RC014FG	G836R-314-014-6-ML
60032045	G836T-314-014-06.0-M, Alpen Diamonds	R836TC014FG	G836-314-014-6-TSX
60032047	G836T-314-016-06.0-C, Alpen Diamonds	R836TC016FG	G836-314-016-6-TSX
60032049	G837-314-012-07.0-M, Alpen Diamonds	R837C012FG	G837-314-012-7-ML
60032051	G837-314-012-08.0-M, Alpen Diamonds	R837C012FG	G837-314-012-8-ML
60032053	G837-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R837C014FG	G837-314-014-8-ML
60032055	G837-314-016-08.0-C, Alpen Diamonds	R837SC016FG	G837-314-016-8-MLX
60032057	G837-314-016-08.0-M, Alpen Diamonds	R837C016FG	G837-314-016-8-ML
60032061	G837R-314-012-08.0-M, Alpen Diamonds	R837RC012FG	G837R-314-012-8-ML
60032063	G837R-314-014-08.0-F, Alpen Diamonds	R837RF014FG	G837R-314-014-8-F
60032065	G837R-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R837RC014FG	G837R-314-014-8-ML
60032067	G837R-314-016-08.0-M, Alpen Diamonds	R837RC016FG	G837R-314-016-8-ML
60032069	G837T-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R837TC014FG	G837-314-014-8-TSX
60032071	G837T-314-016-08.0-C, Alpen Diamonds	R837TC016FG	G837-314-016-8-TSX
60032075	G838-314-010-04.0-M, Alpen Diamonds	R838C010FG	G838-314-010-4-ML
6003			

REF new	Description new	REF old	Description old
60032205	G850-314-016-10.0-C, Alpen Diamonds	R8505C016FG	G850-314-016-10-MLX
60032207	G850-314-016-10.0-F, Alpen Diamonds	R850F016FG	G850-314-016-10-F
60032209	G850-314-016-10.0-M, Alpen Diamonds	R850C016FG	G850-314-016-10-ML
60032211	G850-314-018-08.0-C, Alpen Diamonds	R85085C018FG	G850-314-018-8-MLX
60032213	G850-314-018-08.0-M, Alpen Diamonds	R8508C018FG	G850-314-018-8-ML
60032217	G850-314-018-10.0-C, Alpen Diamonds	R850105C018FG	G850-314-018-10-MLX
60032219	G850-314-018-10.0-F, Alpen Diamonds	R85010F018FG	G850-314-018-10-F
60032221	G850-314-018-10.0-M, Alpen Diamonds	R85010C018FG	G850-314-018-10-ML
60032223	G850-314-023-10.0-M, Alpen Diamonds	R850C023FG	G850-314-023-10-ML
60032225	G850L-314-016-12.0-F, Alpen Diamonds	R850L016FG	G850L-314-016-12-F
60032227	G850L-314-016-12.0-M, Alpen Diamonds	R850LC016FG	G850L-314-016-12-ML
60032229	G850L-314-018-12.0-M, Alpen Diamonds	R850LC018FG	G850L-314-018-12-ML
60032233	G850T-314-014-10.0-M, Alpen Diamonds	R850TC014FG	G850-314-014-10-TSX
60032235	G850T-314-016-10.0-C, Alpen Diamonds	R850TC016FG	G850-314-016-10-TSX
60032237	G850T-314-018-08.0-C, Alpen Diamonds	R8508TC018FG	G850-314-018-8-TSX
60032239	G850T-314-018-10.0-C, Alpen Diamonds	R85010TC018FG	G850-314-018-10-TSX
60032241	G850Z-314-016-10.0-M, Alpen Diamonds	ZREX85M0016FG	ZR850-314-016-10-M
60032243	G850Z-314-018-10.0-M, Alpen Diamonds	ZREX85M0018FG	ZR850-314-018-10-M
60032245	G851-314-012-08.0-M, Alpen Diamonds	R851C012FG	G851-314-012-8-ML
60032247	G851-314-016-08.0-M, Alpen Diamonds	R851C016FG	G851-314-016-8-ML
60032249	G852-314-012-06.0-EF, Alpen Diamonds	R852EF012FG	G852-314-012-6-XF
60032251	G852-314-012-06.0-F, Alpen Diamonds	R852F012FG	G852-314-012-6-F
60032253	G852-314-012-06.0-M, Alpen Diamonds	R852C012FG	G852-314-012-6-ML
60032255	G852-314-016-06.0-EF, Alpen Diamonds	R852EF016FG	G852-314-016-6-XF
60032259	G852-314-016-06.0-M, Alpen Diamonds	R852C016FG	G852-314-016-6-ML
60032261	G853-314-008-03.5-EF, Alpen Diamonds	R853EF008FG	G853-314-008-3.5-XF
60032263	G853-314-008-03.5-M, Alpen Diamonds	R853C008FG	G853-314-008-3.5-ML
60032265	G855-313-014-06.0-M, Alpen Diamonds	R855C0145S	G855-313-014-6-MLSS
60032267	G855-314-010-06.0-M, Alpen Diamonds	R855C010FG	G855-314-010-6-ML
60032269	G855-314-012-06.0-M, Alpen Diamonds	R855C012FG	G855-314-012-6-ML
60032271	G855-314-014-06.0-M, Alpen Diamonds	R855C014FG	G855-314-014-6-ML
60032273	G856-313-016-07.0-M, Alpen Diamonds	R8567C0165S	G856-313-016-7-MLSS
60032275	G856-313-018-08.0-M, Alpen Diamonds	R856C0185S	G856-313-018-8-MLSS
60032277	G856-314-012-08.0-F, Alpen Diamonds	R856F012FG	G856-314-012-8-F
60032279	G856-314-012-08.0-M, Alpen Diamonds	R856C012FG	G856-314-012-8-ML
60032281	G856-314-014-08.0-F, Alpen Diamonds	R856F014FG	G856-314-014-8-F
60032283	G856-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R856C014FG	G856-314-014-8-ML
60032285	G856-314-014-09.0-M, Alpen Diamonds	R856L9C014FG	G856-314-014-9-ML
60032287	G856-314-016-07.0-C, Alpen Diamonds	R8567C016FG	G856-314-016-7-ML
60032289	G856-314-016-07.0-F, Alpen Diamonds	R8567F016FG	G856-314-016-7-F
60032293	G856-314-016-08.0-C, Alpen Diamonds	R85685C016FG	G856-314-016-8-MLX
60032295	G856-314-016-08.0-F, Alpen Diamonds	R8568F016FG	G856-314-016-8-F
60032297	G856-314-016-08.0-M, Alpen Diamonds	R8568C016FG	G856-314-016-8-ML
60032305	G856-314-018-08.0-C, Alpen Diamonds	R8565C018FG	G856-314-018-8-MLX
60032307	G856-314-018-08.0-F, Alpen Diamonds	R856F018FG	G856-314-018-8-F
60032309	G856-314-018-08.0-M, Alpen Diamonds	R856C018FG	G856-314-018-8-ML
60032311	G856-314-018-09.0-C, Alpen Diamonds	R856L5C018FG	G856-314-018-9-MLX
60032319	G856-314-021-08.0-C, Alpen Diamonds	R8565C021FG	G856-314-021-8-MLX
60032321	G856-314-021-08.0-M, Alpen Diamonds	R856C021FG	G856-314-021-8-ML
60032323	G856-314-021-09.0-C, Alpen Diamonds	R856L5C021FG	G856-314-021-9-MLX
60032325	G856-314-021-09.0-F, Alpen Diamonds	R856LF021FG	G856-314-021-9-F
60032327	G856-314-021-09.0-M, Alpen Diamonds	R856LC021FG	G856-314-021-9-ML
60032329	G856-314-025-07.0-C, Alpen Diamonds	R8555C025FG	G856-314-025-7-MLX
60032333	G856-314-025-07.0-M, Alpen Diamonds	R855C025FG	G856-314-025-7-ML
60032335	G856-314-025-08.0-C, Alpen Diamonds	R8565C025FG	G856-314-025-8-MLX
60032337	G856-314-025-08.0-M, Alpen Diamonds	R856C025FG	G856-314-025-8-ML
60032341	G856L-314-014-10.0-M, Alpen Diamonds	R856L10C014FG	G856L-314-014-10-ML
60032343	G856L-314-016-10.0-C, Alpen Diamonds	R856L5C016FG	G856-314-016-9-MLX
60032345	G856L-314-016-10.0-M, Alpen Diamonds	R856LC016FG	G856-314-016-9-ML
60032349	G856L-314-018-10.0-M, Alpen Diamonds	R856LC018FG	G856-314-018-9-ML
60032357	G856LT-314-016-10.0-C, Alpen Diamonds	R856LT016FG	G856L-314-016-10-TSX
60032359	G856LT-314-018-11.0-C, Alpen Diamonds	R856LT018FG	G856L-314-018-11-TSX
60032361	G856N-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R856NC014FG	G856N-314-014-8-ML
60032367	G856T-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R856TC014FG	G856-314-014-8-TSX
60032369	G856T-314-018-08.0-C, Alpen Diamonds	R856TC018FG	G856-314-018-8-TSX
60032371	G856T-314-021-09.0-C, Alpen Diamonds	R856TC021FG	G856-314-021-9-TSX
60032373	G856T-314-025-07.0-C, Alpen Diamonds	R856T025FG	G856-314-025-7-TSX
60032379	G856Z-314-018-08.0-M, Alpen Diamonds	ZREX85M0018FG	ZR856-314-018-8-M
60032381	G858-313-012-08.0-M, Alpen Diamonds	R858C0125S	G858-313-012-8-MLSS
60032383	G858-314-012-08.0-EF, Alpen Diamonds	R858EF012FG	G858-314-012-8-XF
60032385	G858-314-012-08.0-F, Alpen Diamonds	R858F012FG	G858-314-012-8-F
60032387	G858-314-012-08.0-M, Alpen Diamonds	R858C012FG	G858-314-012-8-ML
60032389	G858-314-014-08.0-EF, Alpen Diamonds	R858EF014FG	G858-314-014-8-XF
60032391	G858-314-014-08.0-F, Alpen Diamonds	R858F014FG	G858-314-014-8-F
60032393	G858-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R858C014FG	G858-314-014-8-ML
60032395	G858-314-016-08.0-M, Alpen Diamonds	R858C016FG	G858-314-016-8-ML
60032397	G859-314-010-10.0-EF, Alpen Diamonds	R859EF010FG	G859-314-010-10-XF
60032399	G859-314-010-10.0-F, Alpen Diamonds	R859F010FG	G859-314-010-10-F
60032403	G859-314-010-10.0-M, Alpen Diamonds	R859C010FG	G859-314-010-10-ML
60032409	G859-314-014-10.0-EF, Alpen Diamonds	R859EF014FG	G859-314-014-10-XF
60032411	G859-314-014-10.0-F, Alpen Diamonds	R859F014FG	G859-314-014-10-F
60032415	G859-314-014-10.0-M, Alpen Diamonds	R859C014FG	G859-314-014-10-ML
60032419	G859-314-018-10.0-EF, Alpen Diamonds	R859EF018FG	G859-314-018-10-XF
60032421	G859-314-018-10.0-F, Alpen Diamonds	R859F018FG	G859-314-018-10-F
60032423	G859-314-018-10.0-M, Alpen Diamonds	R859C018FG	G859-314-018-10-ML
60032425	G860-314-010-04.0-M, Alpen Diamonds	R860C010FG	G860-314-010-4-ML
60032427	G860-314-012-05.0-EF, Alpen Diamonds	R8605EF012FG	G860-314-012-5-XF
60032429	G860-314-012-05.0-F, Alpen Diamonds	R8605F012FG	G860-314-012-5-F
60032431	G860-314-012-05.0-M, Alpen Diamonds	R8605C012FG	G860-314-012-5-ML
60032433	G860-314-012-06.5-F, Alpen Diamonds	R86065F012FG	G860-314-012-6.5-F
60032435	G860-314-012-06.5-M, Alpen Diamonds	R86065C012FG	G860-314-012-6.5-ML
60032439	G860-314-014-05.0-F, Alpen Diamonds	R860F014FG	G860-314-014-5-F
60032441	G860-314-014-05.0-M, Alpen Diamonds	R860C014FG	G860-314-014-5-ML
60032443	G862-313-010-08.0-M, Alpen Diamonds	R862C0105S	G862-313-010-8-MLSS
60032445	G862-314-010-08.0-EF, Alpen Diamonds	R862EF010FG	G862-314-010-8-XF
60032447	G862-314-010-08.0-F, Alpen Diamonds	R862F010FG	G862-314-010-8-F
60032449	G862-314-010-08.0-M, Alpen Diamonds	R862C010FG	G862-314-010-8-ML
60032451	G862-314-012-08.0-EF, Alpen Diamonds	R862EF012FG	G862-314-012-8-XF
60032453	G862-314-012-08.0-F, Alpen Diamonds	R862F012FG	G862-314-012-8-F
60032455	G862-314-012-08.0-M, Alpen Diamonds	R862C012FG	G862-314-012-8-ML
60032457	G862-314-014-08.0-F, Alpen Diamonds	R862F014FG	G862-314-014-8-F
60032459	G862-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R862C014FG	G862-314-014-8-ML
60032461	G862-314-016-08.0-EF, Alpen Diamonds	R862EF016FG	G862-314-016-8-XF
60032463	G862-314-016-08.0-F, Alpen Diamonds	R862F016FG	G862-314-016-8-F
60032465	G862-314-016-08.0-M, Alpen Diamonds	R862C016FG	G862-314-016-8-ML
60032467	G862Z-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	ZREX86ZM014FG	ZR862-314-014-8-M
60032469	G863-314-012-10.0-EF, Alpen Diamonds	R863EF012FG	G863-314-012-10-XF
60032471	G863-314-012-10.0-F, Alpen Diamonds	R863F012FG	G863-314-012-10-F
60032473	G863-314-012-10.0-M, Alpen Diamonds	R863C012FG	G863-314-012-10-ML
60032475	G863-314-016-10.0-EF, Alpen Diamonds	R863EF016FG	G863-314-016-10-XF
60032477	G863-314-016-10.0-F, Alpen Diamonds	R863F016FG	G863-314-016-10-F
60032479	G863-314-016-10.0-M, Alpen Diamonds	R863C016FG	G863-314-016-10-ML
60032481	G863Z-314-014-10.0-M, Alpen Diamonds	ZREX86ZM014FG	ZR863-314-014-10-M
60032483	G864-314-014-12.0-F, Alpen Diamonds	R864F014FG	G864-314-014-12-F

REF new	Description new	REF old	Description old
60032485	G864-314-014-12.0-M, Alpen Diamonds	R864C014FG	G864-314-014-12-ML
60032487	G877-314-010-06.0-M, Alpen Diamonds	R877C010FG	G877-314-010-6-ML
60032489	G877-314-012-06.0-M, Alpen Diamonds	R877C012FG	G877-314-012-6-ML
60032491	G877K-314-012-06.0-M, Alpen Diamonds	R877KC012FG	G877K-314-012-6-ML
60032495	G877K-314-014-06.0-M, Alpen Diamonds	R877KC014FG	G877K-314-014-6-ML
60032497	G877K-314-016-06.0-M, Alpen Diamonds	R877KC016FG	G877K-314-016-6-ML
60032499	G877K-314-018-06.0-M, Alpen Diamonds	R877KC018FG	G877K-314-018-6-ML
60032501	G878-314-010-08.0-F, Alpen Diamonds	R878F010FG	G878-314-010-8-F
60032503	G878-314-010-08.0-M, Alpen Diamonds	R878C010FG	G878-314-010-8-ML
60032505	G878-314-012-08.0-F, Alpen Diamonds	R878F012FG	G878-314-012-8-F
60032507	G878-314-012-08.0-M, Alpen Diamonds	R878C012FG	G878-314-012-8-ML
60032509	G878-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R878C014FG	G878-314-014-8-ML
60032511	G878-314-016-08.0-M, Alpen Diamonds	R878C016FG	G878-314-016-8-ML
60032513	G878K-314-010-08.0-F, Alpen Diamonds	R878KF010FG	G878K-314-010-8-F
60032515	G878K-314-010-08.0-M, Alpen Diamonds	R878KC010FG	G878K-314-010-8-ML
60032517	G878K-314-012-08.0-F, Alpen Diamonds	R878KF012FG	G878K-314-012-8-F
60032519	G878K-314-012-08.0-M, Alpen Diamonds	R878KC012FG	G878K-314-012-8-ML
60032521	G878K-314-014-08.0-F, Alpen Diamonds	R878KF014FG	G878K-314-014-8-F
60032523	G878K-314-014-08.0-M, Alpen Diamonds	R878KC014FG	G878K-314-014-8-ML
60032525	G878K-314-016-08.0-C, Alpen Diamonds	R878K5C016FG	G878K-314-016-8-MLX
60032529	G878K-314-016-08.0-M, Alpen Diamonds	R878KC016FG	G878K-314-016-8-ML
60032531	G878K-314-018-08.0-C, Alpen Diamonds	R878K5C018FG	G878K-314-018-8-MLX
60032533	G878K-314-018-08.0-F, Alpen Diamonds	R878KF018FG	G878K-314-018-8-F
60032535	G878K-314-018-08.0-M, Alpen Diamonds	R878KC018FG	G878K-314-018-8-ML
60032537	G878K-314-021-08.0-C, Alpen Diamonds	R878K5C021FG	G878K-314-021-8-MLX
60032539	G878K-314-021-08.0-M, Alpen Diamonds	R878KC021FG	G878K-314-021-8-ML
60032549	G878K-314-016-08.0-C, Alpen Diamonds	R878K5C016FG	G878K-314-016-8-TSX
60032553	G879-314-012-10.0-M, Alpen Diamonds	R879C012FG	G879-314-012-10-ML
60032555	G879-314-014-10.0-C, Alpen Diamonds	R879C014FG	G879-314-014-10-ML
60032561	G879-314-016-10.0-M, Alpen Diamonds	R879C016FG	G879-314-016-10-ML
60032563	G879K-314-012-10.0-M, Alpen Diamonds	R879KC012FG	G879K-314-012-10-ML
60032565	G879K-314-014-10.0-M, Alpen Diamonds	R879KC014FG	G879K-314-014-10-ML
60032567	G879K-314-016-10.0-C, Alpen Diamonds	R879K5C016FG	G879K-314-016-10-MLX
60032569	G879K-314-016-10.0-M, Alpen Diamonds	R879KC016FG	G879K-314-016-10-ML
60032571	G879K-314-018-10.0-C, Alpen Diamonds	R879K5C018FG	G879K-314-018-10-MLX
60032575	G879K-314-018-10.0-M, Alpen Diamonds	R879KC018FG	G879K-314-018-10-ML
60032577	G879K-314-021-10.0-C, Alpen Diamonds	R879K5C021FG	G879K-314-021-10-MLX
60032579	G879K-314-021-10.0-M, Alpen Diamonds	R879KC021FG	G879K-314-021-10-ML
60032581	G879K-314-023-10.0-M, Alpen Diamonds	R879K5C023FG	G879K-314-023-10-ML
60032583	G879K-314-014-10.0-M, Alpen Diamonds	R879K5C014FG	G879K-314-014-10-TSX
60032585	G879K-314-018-10.0-C, Alpen Diamonds	R879K5C018FG	G879K-314-018-10-TSX
60032589	G880-314-012-06.0-M, Alpen Diamonds	R880C012FG	G880-314-012-6-ML
60032591	G880-314-014-06.0-M, Alpen Diamonds	R880C014FG	G880-314-014-6-ML
60032595	G881-314-010-08.0-M, Alpen Diamonds	R881C010FG	