

BRILLIANT Crios

Composite CAD/CAM
reforzado para restauraciones fijas



Ventajas

- ✓ Su flexibilidad similar a la de los dientes y su desgaste controlado hacen que sea más suave con el antagonista
- ✓ Matriz compuesta reforzada con fibra de vidrio de silicato, curada por polimerización térmica
- ✓ Mínimo tratamiento posterior: Sin cocción, sin esmaltado, pulido ultrarrápido
- ✓ Fácilmente ajustables y reparables con los composites universales de la línea BRILLIANT

**NUEVO – Color Xtra Bleach
para una estética moderna**

¿Por qué BRILLIANT Crios?

- 1 Imita el comportamiento natural de la estructura dental gracias a su efecto de absorción de impactos
- 2 Protege tanto el diente restaurado como el antagonista
- 3 Flujo de trabajo altamente eficiente: fácil de usar en la consulta



Colores y translucidez

Poco translúcido



NUEVO

Altamente translúcido



Súper translúcido



«Las propiedades mecánicas son excelentes, pero lo que más me sorprende de BRILLIANT Crios es su rendimiento estético, ya que conserva un brillo especial en la boca y se puede pulir fácilmente».

Dr. Raphael Monte Alto, Brazil



Información para pedidos

Tamaño	Bajo (LT)		Alta (HT)		Super (ST)
	12	14	12	14	
Xtra Bleach		60042907			
Bleach	60019998	60019985			60024174
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	
A3.5	60020002	60019989			
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	
B2	60020004	60019991			
B3	60020005	60019992			
C2	60020006	60019993			
Universal					60024175

Más información



BRILLIANT Crios también está disponible en formato de disco.