



# Coltolux<sup>®</sup> LED

Lámpara *LED* de polimerización con alta potencia

## Fina

ACCESO POSTERIOR MÁS SENCILLO  
MEJOR VISIBILIDAD

## Potente

POLIMERIZACIÓN RÁPIDA

## Inalámbrica

PORTÁTIL



# Coltolux® LED

## FINA, POTENTE, INALÁMBRICA



Coltolux LED combina una fina boquilla de polimerización y una alta potencia en un diseño de lápiz inalámbrico y ligero.

- LED de alta potencia para una polimerización rápida. Polimeriza 2 mm en solo 10 s.
- Diseño de reflector avanzado que minimiza la difusión de la luz.
- La potencia de luz LED coincide con el espectro de absorción de los fotoiniciadores de canforquinona (CQ).
- Señal acústica cada 10 segundos y modo automático de ahorro de energía al cabo de 15 minutos de inactividad.
- Cientos de ciclos de fraguado de 10 segundos con la batería cargada.
- Bloque de prueba incluido para calcular los tiempos de fraguado exactos.

### TONOS TÍPICOS POLIMERIZADOS (2 mm profundidad)

Fabricante	Marca	Tono	Tiempo fraguado min.
COLTENE	Synergy D6	A2, B2	10 s
COLTENE	Synergy NF	DuoShade	10 s
COLTENE	Miris	Dentina y esmalte	10 s
3M ESPE	Filtek*	A2, C2	10 s
Dentsply	Esthet-X*	A2	10 s
Kerr	Herculite*	C3, D4	10 s
Kerr	Herculite*	Cervical amarillo	10 s
Ivoclar Vivadent	Heliomolar*	A2	20 s

### ¡Boquilla de polimerización más fina!



### Datos técnicos

#### Pieza de mano

alcance de la longitud de onda: 450 nm/470 nm  
 alcance máximo de la longitud de onda: 460 nm  
 diámetro de salida de luz: 9,0 mm

#### Dimensiones

boquilla de polimerización: 0,48" (1,22 cm) diámetro  
 cuerpo: 1,0" (2,5 cm) diámetro  
 longitud: 8,7" (22 cm)  
 peso: 0,22 lb. (100 gramos)

#### Dimensiones de la base de carga

altura: 2,9" (7,4 cm)  
 ancho: 2,5" (6,4 cm)  
 profundidad: 3,5" (8,9 cm)

#### Alimentador eléctrico

voltaje de entrada: 100-240 V CA

\* Estas marcas no son marcas registradas de Coltène/Whaledent.

### Información para pedidos

Pieza de mano, base de carga, alimentador eléctrico, 3 protectores de luz, 5 lentes protectoras, 100 mangas protectoras  
 25 lentes protectoras, a presión  
 1000 mangas protectoras  
 25 protectores de luz, de acople  
 Base de carga 230/240 V

#### N.º cat.

C7970


C7972

C7957

C7990

C7970RK2

© COLTENE – www.coltene.com



#### Coltène/Whaledent Ltd.

The President Suite  
 Kendal House, Victoria Way  
 Burgess Hill, West Sussex  
 RH15 9NF (Reino Unido)  
 T +44 1444 235486  
 F +44 1444 870640  
 info.uk@coltene.com

#### Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstr. 20  
 9450 Altstätten (Suiza)  
 T +41 71 757 53 00  
 F +41 71 757 53 01  
 info.ch@coltene.com

#### Coltène/Whaledent Inc. 🇺🇸

235 Ascot Parkway  
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223 (EE. UU.)  
 T +1 330 916 8800  
 F +1 330 916 7077  
 info.us@coltene.com