


coltosol® F

Material para obturaciones provisionales



**Perfecto equilibrio entre
Economía & Fiabilidad**

 **COLTENE®**

coltosol® F

Fácil aplicación, Efecto fiable

Fácil aplicación

- Cremosa consistencia para una sencilla adaptación dentro de la cavidad
- Buena retención en la cavidad
- Sin mezcla, no hay pérdida de material
- Fácil endurecimiento a través de la acción de la saliva
- Fácil de retirar en grandes trozos
- Larga caducidad

Seguridad fiable



- Liberación de flúor
- Radiopacidad para mejor evaluación
- Perfecto sellado marginal
- Libre de eugenol, no afecta a la polimerización de los composites
- Dureza ideal de la superficie en posteriores, así como para el sellado de conductos endodonciados

La elección es suya

La cantidad necesaria de Coltosol F viene dosificada en jeringas o se puede tomar directamente del tarro de cristal con un instrumento. Es rápido, fácil y limpio.



www.coltenewhaledent.com
© 2012 Coltène/Whaledent AG



Aplicación instantánea

Después de hacer una bolita con los dedos de Coltosol F, simplemente presionar ésta dentro de la cavidad preparada.



Fácil de retirar

Coltosol F se puede retirar fácilmente en grandes trozos, usando una fresa o un excavador, no deja residuos.

Económico: Valor óptimo por su alto rendimiento



Información de pedido:

Coltosol F en jeringas:

5930 Coltosol F

5 jeringas de 8 gr. cada una

Coltosol F en tarros de cristal:

5906 Coltosol F Single pack

1 tarro de cristal de 38 gr.

5911 Coltosol F Eco Pack

3 tarros de 38 gr. cada una

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
Tel +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE®**