


SECADO Y OBTURACIÓN

# Puntas de papel y de gutapercha **HyFlex™**

Las líneas consolidadas de las limas HyFlex CM y HyFlex EDM NiTi incluyen puntas de papel y de gutapercha perfectamente armonizadas, que facilitan un proceso de tratamiento óptimo.

Las puntas de papel y de gutapercha HyFlex están óptimamente adaptadas a las limas CM y HyFlex EDM, por eso contribuyen al mejor resultado de tratamiento posible. Se corresponden con los tamaños respectivos y tienen una conicidad perfecta para secar y obturar del modo más preciso y rápido posible los conductos radiculares preparados previamente con las limas HyFlex.

El tamaño de la punta se puede identificar fácilmente mediante el código de color en la parte superior, y la longitud de  $\geq 28$  mm permite insertar las puntas hasta la longitud de trabajo. Las puntas están disponibles en cajas surtidas o en tamaños individuales.



- Ajuste preciso
- Código de colores
- Máxima calidad



## Información para pedidos

HyFlex CM		
Tamaño / conicidad	Puntas de papel 100 uds.	Puntas de gutapercha 60 uds.
15/04	60022671	-
20/04	60022672	60022689
25/04	60022673	60022690
30/04	60022674	60022691
35/04	60022675	60022692
40/04	60022676	60022693
45/04	60022677	60022694
50/04	60022678	60022695
60/04	60022679	60022696
Surtido 20-45 /04	60022680	60022703
20/06	60022682	60022697
25/06	60022683	60022698
30/06	60022684	60022699
35/06	60022685	60022700
40/06	60022686	60022701
45/06	60022687	60022702
Surtido 20-45 /06	60022688	60022704

HyFlex EDM		
Tamaño / conicidad	Puntas de papel 100 uds.	Puntas de gutapercha 60 uds.
20/05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/04	60022676	60022708
50/03	60022741	60022709
60/02	60022740	60022710
Surtido 20/05 - 60/02	60022744	60022705



© COLTENE – [www.coltene.com](http://www.coltene.com)



**COLTENE Iberia S.L.U.**  
 c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A  
 28220 Majadahonda, Madrid/España  
 T +34 91 63 86 492  
 F +34 91 63 86 279  
[info.ib@coltene.com](mailto:info.ib@coltene.com)

**Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG**  
 Raiffeisenstraße 30  
 89129 Langenau/Germany  
 T +49 7345 805 0  
 F +49 7345 805 201  
[info.de@coltene.com](mailto:info.de@coltene.com)

**Coltène/Whaledent Inc.**  
 235 Ascot Parkway  
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223/EE. UU.  
 T +1 330 916 8800  
 F +1 330 916 7077  
[info.us@coltene.com](mailto:info.us@coltene.com)

**COLTENE**