

DIATECH

Fresas de diamante

Información para pedidos

Forma del cabezal

Número de la forma del cabezal
Diámetro del cabezal en 1/10 mm
Longitud del cabezal en mm

Tamaños grano:

C	107-181 µm*
M	64-126 µm*
F	27-76 µm*
EF	10-36 µm*

* Tamaños de grano conforme a ISO 7711-3

Forma del cabezal		N.º de la forma del cabezal		Cónica punta redondeada	
		ISO Ø 1/10 mm		856	
		Cabezal L en mm		18	
				9	
Gpo. de precios	C			Y	Z
Gpo. de precios	M				
Gpo. de precios	F				
Gpo. de precios	EF				
		D1/005D	60032312		
		D1/005D	60032318		
		D1/005D	60032316		
		D1/005D	60032314		

Ilustración

Y: Este producto también está disponible con mango corto con agarre por fricción (FGSS)

Z: Este producto también está disponible en unidades de embalaje de 50 unidades.

Para saber los números de artículo, consulte la tabla a continuación.

Grupo de precios

Tipos de mango y tamaños de embalaje adicionales

Número de la forma del cabezal	Diámetro del cabezal en 1/10 mm	Longitud del cabezal en mm	Tamaño del grano	REF.	Tipo de mango FGSS	Tamaño del embalaje 50 uds.	Grupo de precios
368	20	5	F	60031765		×	D1/050D
368	23	5	F	60031775		×	D1/050D
368	23	5	M	60031779		×	D1/050D
379	18	3.5	F	60031791		×	D1/050D
379	23	5	EF	60031799		×	D1/050D
379	23	5	F	60031804		×	D1/050D
379	23	5	M	60031809		×	D1/050D
392	16	6	F	60031823		×	D1/050D
801	12	1.2	M	60031855		×	D1/050D
801	14	1.4	M	60031861		×	D1/050D
801	16	1.6	M	60031868		×	D1/050D
801	18	1.8	M	60031876		×	D1/050D
801	23	2.3	M	60031890		×	D1/050D
830	10	2.7	M	60031964	×		D6/005D
835	10	4	M	60032006		×	D1/050D
835	10	4	M	60032000	×		D6/005D
847	14	8	M	60032124	×		D6/005D
850	18	8	M	60032216		×	D1/050D
855	14	6	M	60032266	×		D6/005D
856	16	7	M	60032274	×		D6/005D
856	18	8	M	60032276	×		D6/005D
858	12	8	M	60032382	×		D6/005D
859	10	10	F	60032402		×	D1/050D
859	14	10	F	60032414		×	D1/050D
862	10	8	M	60032444	×		D6/005D
885	12	8	M	60032634	×		D6/005D
835R	10	4	M	60032014	×		D6/005D
877K	12	6	M	60032494		×	D1/050D
ET9	14	9	F	60032694		×	D2/050D

<p>Forma del cabezal</p> <p>N.º de la forma del cabezal ISO Ø 1/10 mm Cabezal L en mm</p> <p>368 16 3,5</p> <p>G. precios C G. precios M G. precios F G. precios EF</p>	<p>Capullo/ pelota de rugby alargada</p> <p>D1/005D 60031758 D1/005D 60031756 D1/005D 60031754</p>	<p>Capullo/ pelota de rugby alargada</p> <p>D6/005D 60031760 D6/005D 60031768 D1/005D 60031766 D1/005D 60031762</p>	<p>Capullo/ pelota de rugby alargada</p> <p>D6/005D 60031770 D1/005D 60031776 D1/005D 60031772</p>	<p>Huevo/ pelota de rugby</p> <p>D1/005D 60031786 D1/005D 60031784 D1/005D 60031782</p>	<p>Huevo/ pelota de rugby</p> <p>D1/005D 60031794 D1/005D 60031792 D6/005D 60031788</p>	<p>Huevo/ pelota de rugby</p> <p>D6/005D 60031796 D1/005D 60031810 D1/005D 60031805 D1/005D 60031800</p>	<p>Bala</p> <p>390 14 3</p> <p>D1/005D 60031818 D1/005D 60031816</p>	<p>Interproximal</p> <p>392 16 6</p> <p>D6/005D 60031826 D6/005D 60031824 D6/005D 60031820</p>	<p>Interproximal</p> <p>392 16 8</p> <p>D1/005D 60031830 D1/005D 60031828</p>	<p>Interproximal</p> <p>392 18 8</p> <p>D6/005D 60031836 D6/005D 60031834 D6/005D 60031832</p>	<p>Interproximal</p> <p>392 21 10</p> <p>D6/005D 60031840 D6/005D 60031838</p>	<p>Bola</p> <p>801 9 0,9</p> <p>D1/005D 60031850</p>	<p>Bola</p> <p>801 10 1</p> <p>D1/005D 60031852</p>
<p>Forma del cabezal</p> <p>N.º de la forma del cabezal ISO Ø 1/10 mm Cabezal L en mm</p> <p>813 18 2</p> <p>G. precios C G. precios M G. precios F G. precios EF</p>	<p>Diábolo/ separador de amalgama</p> <p>D6/005D 60031952</p>	<p>Rueda</p> <p>818 20 0,7</p> <p>D5/005D 60031954</p>	<p>Rueda</p> <p>818 50 0,7</p> <p>D5/005D 60031956</p>	<p>Rueda</p> <p>828 22 1</p> <p>D5/005D 60031958</p>	<p>Rueda</p> <p>828 26 1</p> <p>D5/005D 60031960</p>	<p>Rueda</p> <p>828 30 1</p> <p>D5/005D 60031962</p>	<p>Pera</p> <p>830 9 2,7</p> <p>D6/005D 60031966</p>	<p>Pera</p> <p>830 10 2,7</p> <p>D1/005D 60031968</p>	<p>Pera</p> <p>830 12 2,7</p> <p>D1/005D 60031970</p>	<p>Pera</p> <p>830 14 2,7</p> <p>D1/005D 60031972</p>	<p>Pera</p> <p>830 16 2,7</p> <p>D1/005D 60031974</p>	<p>Marcador de profundidad</p> <p>834 16 6,8</p> <p>D5/005D 60031996</p>	<p>Marcador de profundidad</p> <p>834 21 6,8</p> <p>D5/005D 60031998</p>
<p>Forma del cabezal</p> <p>N.º de la forma del cabezal ISO Ø 1/10 mm Cabezal L en mm</p> <p>847 14 8</p> <p>G. precios C G. precios M G. precios F G. precios EF</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D1/005D 60032130 D6/005D 60032128</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D6/005D 60032132 D1/005D 60032136 D1/005D 60032134</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D6/005D 60032138 D6/005D 60032142 D6/005D 60032140</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D6/005D 60032144 D6/005D 60032146</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D1/005D 60032160</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D1/005D 60032164 D1/005D 60032162</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D6/005D 60032166 D1/005D 60032170 D1/005D 60032168</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D6/005D 60032172 D1/005D 60032174</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D6/005D 60032176 D6/005D 60032180 D6/005D 60032178</p>	<p>Cónica punta redondeada</p> <p>D1/005D 60032190</p>	<p>Cónica punta redondeada</p> <p>D6/005D 60032192 D6/005D 60032194</p>	<p>Cónica punta redondeada</p> <p>D1/005D 60032198 D1/005D 60032196</p>	<p>Cónica punta redondeada</p> <p>D6/005D 60032200 D1/005D 60032202</p>
<p>Forma del cabezal</p> <p>N.º de la forma del cabezal ISO Ø 1/10 mm Cabezal L en mm</p> <p>859 12 10</p> <p>G. precios C G. precios M G. precios F G. precios EF</p>	<p>Aguja</p> <p>D1/005D 60032408 D1/005D 60032406</p>	<p>Aguja</p> <p>D1/005D 60032416 D1/005D 60032413 D1/005D 60032410</p>	<p>Aguja</p> <p>D1/005D 60032418</p>	<p>Aguja</p> <p>D1/005D 60032424 D1/005D 60032422 D6/005D 60032420</p>	<p>Llama</p> <p>D6/005D 60032426</p>	<p>Llama</p> <p>D6/005D 60032432 D6/005D 60032430 D6/005D 60032428</p>	<p>Llama</p> <p>D6/005D 60032436 D6/005D 60032434</p>	<p>Llama</p> <p>D6/005D 60032442 D6/005D 60032440 D6/005D 60032438</p>	<p>Llama</p> <p>D1/005D 60032450 D1/005D 60032448 D1/005D 60032446</p>	<p>Llama</p> <p>D1/005D 60032456 D1/005D 60032454 D1/005D 60032452</p>	<p>Llama</p> <p>D1/005D 60032460 D1/005D 60032458</p>	<p>Llama</p> <p>D1/005D 60032466 D1/005D 60032464 D1/005D 60032462</p>	<p>Llama</p> <p>D1/005D 60032474 D1/005D 60032472 D1/005D 60032470</p>
<p>Forma del cabezal</p> <p>N.º de la forma del cabezal ISO Ø 1/10 mm Cabezal L en mm</p> <p>905 27 2,9</p> <p>G. precios C G. precios M G. precios F G. precios EF</p>	<p>Bellota</p> <p>D4/005D 60032668</p>	<p>Bellota</p> <p>D4/005D 60032670</p>	<p>Rueda</p> <p>D5/005D 60032672</p>	<p>Rueda</p> <p>D5/005D 60032674 D5/005D 60032676</p>	<p>Rueda</p> <p>D5/005D 60032678</p>	<p>Cilindro estriado</p> <p>D2/005D 60031842</p>	<p>Cilindro estriado</p> <p>D2/005D 60031844 D2/005D 60031846</p>	<p>Cilindro estriado</p> <p>D2/005D 60031848</p>	<p>Pera larga</p> <p>D1/005D 60031976</p>	<p>Pera larga</p> <p>D1/005D 60031982 D6/005D 60031980 D6/005D 60031978</p>	<p>Pera larga</p> <p>D1/005D 60031986 D6/005D 60031984</p>	<p>Pera larga</p> <p>D6/005D 60031988 D1/005D 60031990</p>	<p>Pera larga</p> <p>D1/005D 60031992</p>
<p>Forma del cabezal</p> <p>N.º de la forma del cabezal ISO Ø 1/10 mm Cabezal L en mm</p> <p>856P 18 8</p> <p>G. precios C G. precios M G. precios F G. precios EF</p>	<p>Cónica punta redondeada con pin</p> <p>D3/005D 60032364</p>	<p>Cónica punta redondeada con pin</p> <p>D3/005D 60032366</p>	<p>Cónica punta redondeada extralarga</p> <p>D1/005D 60032376</p>	<p>Cónica punta redondeada extralarga</p> <p>D1/005D 60032378</p>	<p>Torpedo cónico Curetaje</p> <p>D6/005D 60032493</p>	<p>Torpedo cónico Curetaje</p> <p>D6/005D 60032496</p>	<p>Torpedo cónico Curetaje</p> <p>D6/005D 60032498</p>	<p>Torpedo cónico Curetaje</p> <p>D6/005D 60032500</p>	<p>Torpedo cónico Curetaje</p> <p>D6/005D 60032516 D6/005D 60032514</p>	<p>Torpedo cónico Curetaje</p> <p>D6/005D 60032520 D6/005D 60032518</p>	<p>Torpedo cónico Curetaje</p> <p>D6/005D 60032524 D6/005D 60032522</p>	<p>Torpedo cónico Curetaje</p> <p>D6/005D 60032526 D6/005D 60032530 D6/005D 60032528</p>	<p>Torpedo cónico Curetaje</p> <p>D6/005D 60032532 D6/005D 60032536 D6/005D 60032534</p>
<p>Forma del cabezal</p> <p>N.º de la forma del cabezal ISO Ø 1/10 mm Cabezal L en mm</p> <p>837I 14 8</p> <p>G. precios C G. precios M G. precios F G. precios EF</p>	<p>Cilindro extremo plano</p> <p>D3/005D 60032070</p>	<p>Cilindro extremo plano</p> <p>D3/005D 60032072</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D3/005D 60032156</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D3/005D 60032158</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D3/005D 60032186</p>	<p>Cónica punta plana</p> <p>D3/005D 60032188</p>	<p>Cónica punta redondeada</p> <p>D3/005D 60032234</p>	<p>Cónica punta redondeada</p> <p>D3/005D 60032236</p>	<p>Cónica punta redondeada</p> <p>D3/005D 60032238</p>	<p>Cónica punta redondeada</p> <p>D3/005D 60032240</p>	<p>Cónica punta redondeada larga</p> <p>D3/005D 60032358</p>	<p>Cónica punta redondeada larga</p> <p>D3/005D 60032360</p>	<p>Cónica punta redondeada</p> <p>D3/005D 60032368</p>

Bola	801 12 1,7		D1/005D 60031856
Bola	801 14 1,4		D1/005D 60031862
Bola	801 16 1,6		D6/005D 60031858
Bola	801 18 1,8		D1/005D 60031867
Bola	801 20 2		D6/005D 60031870
Bola	801 23 2,3		D6/005D 60031882
Bola	801 25 2,5		D1/005D 60031896
Bola	801 27 2,7		D6/005D 60031892
Bola con collar	802 12 1,2		D6/005D 60031906
Bola con collar	802 14 1,4		D6/005D 60031908
Bola con collar	802 16 1,6		D6/005D 60031910
Cono invertido	805 12 0,9		D6/005D 60031912
Cono invertido	805 14 1,4		D6/005D 60031914
Cono invertido	805 16 1,6		D6/005D 60031916

Cilindro extremo plano	835 8 3		D1/005D 60032002
Cilindro extremo plano	835 10 4		D1/005D 60032005
Cilindro extremo plano	835 12 4		D1/005D 60032008
Cilindro extremo plano	835 14 4		D1/005D 60032010
Cilindro extremo plano	835 16 4		D1/005D 60032012
Cilindro extremo plano	836 12 6		D1/005D 60032028
Cilindro extremo plano	836 14 6		D6/005D 60032026
Cilindro extremo plano	836 12 6		D6/005D 60032030
Cilindro extremo plano	837 12 7		D1/005D 60032050
Cilindro extremo plano	837 12 8		D1/005D 60032052
Cilindro extremo plano	837 14 8		D1/005D 60032054
Cilindro extremo plano	837 16 8		D6/005D 60032056
Cilindro punta redondeada	838 9 3		D1/005D 60032074
Cilindro punta redondeada	838 10 4		D1/005D 60032076
Cilindro punta redondeada	838 12 4		D1/005D 60032078

Cónica punta redondeada	850 16 10		D6/005D 60032206
Cónica punta redondeada	850 18 8		D1/005D 60032210
Cónica punta redondeada	850 18 10		D1/005D 60032212
Cónica punta redondeada	850 23 10		D1/005D 60032215
Cónica punta redondeada no cortante	851 12 8		D1/005D 60032246
Cónica punta redondeada no cortante	851 16 8		D1/005D 60032248
Aguja	852 12 6		D6/005D 60032254
Aguja	852 16 6		D6/005D 60032252
Aguja	852 16 6		D6/005D 60032250
Aguja	853 8 3,5		D6/005D 60032258
Cónica punta redondeada	855 10 6		D6/005D 60032256
Cónica punta redondeada	855 12 6		D6/005D 60032262
Cónica punta redondeada	855 14 6		D1/005D 60032268
Cónica punta redondeada	855 12 6		D1/005D 60032270
Cónica punta redondeada	855 14 6		D1/005D 60032272
Cónica punta redondeada	856 12 8		D1/005D 60032280
Cónica punta redondeada	856 14 8		D6/005D 60032278
Cónica punta redondeada	856 14 8		D1/005D 60032284
Cónica punta redondeada	856 14 8		D1/005D 60032282

Llama	863 16 10		D1/005D 60032480
Llama	864 14 12		D1/005D 60032478
Torpedo	877 10 6		D1/005D 60032476
Torpedo	877 12 6		D1/005D 60032486
Torpedo	877 12 6		D1/005D 60032484
Torpedo	878 10 8		D6/005D 60032488
Torpedo	878 12 8		D6/005D 60032490
Torpedo	878 14 8		D1/005D 60032504
Torpedo	878 12 8		D1/005D 60032502
Torpedo	878 14 8		D1/005D 60032508
Torpedo	878 16 8		D1/005D 60032510
Torpedo	878 16 8		D1/005D 60032512
Torpedo	879 12 10		D1/005D 60032554
Torpedo	879 12 10		D1/005D 60032552
Torpedo	879 14 10		D6/005D 60032556
Torpedo	879 16 10		D1/005D 60032560
Torpedo	879 16 10		D1/005D 60032558
Cilindrico punta redondeada	880 12 6		D1/005D 60032562
Cilindrico punta redondeada	880 14 6		D1/005D 60032590
Cilindrico punta redondeada	880 14 6		D1/005D 60032588
Cilindrico punta redondeada	881 10 8		D1/005D 60032592
Cilindrico punta redondeada	881 10 8		D1/005D 60032596
Cilindrico punta redondeada	881 10 8		D6/005D 60032594

Pera larga	830L 20 5		D1/005D 60031994
Cilindrico borde redondeado	835R 8 3		D6/005D 60032016
Cilindrico borde redondeado	835R 10 4		D1/005D 60032018
Cilindrico borde redondeado	835R 12 4		D1/005D 60032022
Cilindrico borde redondeado	835R 14 4		D6/005D 60032020
Cilindrico borde redondeado	836R 8 6		D6/005D 60032024
Cilindrico borde redondeado	836R 10 6		D1/005D 60032034
Cilindrico borde redondeado	836R 12 6		D1/005D 60032038
Cilindrico borde redondeado	836R 14 6		D1/005D 60032042
Cilindrico borde redondeado	837R 12 8		D1/005D 60032062
Cilindrico borde redondeado	837R 14 8		D1/005D 60032060
Cilindrico borde redondeado	837R 16 8		D1/005D 60032066
Cilindrico borde redondeado	837R 16 8		D6/005D 60032064
Cilindrico borde redondeado	845R 16 4		D6/005D 60032068
Cónica borde redondeado	845R 16 4		D1/005D 60032106
Cónica borde redondeado	845R 25 4		D1/005D 60032110
Cónica borde redondeado	845R 25 4		D1/005D 60032108

Torpedo cónico /Curetaje	878K 21 8		D6/005D 60032538
Torpedo cónico con pin	878KP 18 8		D6/005D 60032540
Torpedo cónico con pin	878KP 21 8		D3/005D 60032544
Torpedo cónico /Curetaje	879K 12 10		D3/005D 60032542
Torpedo cónico /Curetaje	879K 12 10		D3/005D 60032548
Torpedo cónico /Curetaje	879K 12 10		D3/005D 60032546
Torpedo cónico /Curetaje	879K 14 10		D6/005D 60032564
Torpedo cónico /Curetaje	879K 14 10		D6/005D 60032566
Torpedo cónico /Curetaje	879K 16 10		D6/005D 60032568
Torpedo cónico /Curetaje	879K 18 10		D6/005D 60032570
Torpedo cónico /Curetaje	879K 18 10		D6/005D 60032572
Torpedo cónico /Curetaje	879K 21 10		D6/005D 60032576
Torpedo cónico /Curetaje	879K 23 10		D6/005D 60032574
Torpedo cónico /Curetaje	879K 21 10		D6/005D 60032578
Torpedo cónico /Curetaje	879K 23 10		D6/005D 60032580
Bola	801M 9 0,9		D2/005D 60031898
Cilindrica a punta tonda	838M 7 2,5		D2/005D 60032082
Llama	889M 7 2,5		D2/005D 60032662
ET3	ET3 8 3		D2/005D 60032711
ET4	ET4 10 4		D2/005D 60032712

Cónica punta redondeada	856I 18 9		D3/005D 60032370
Cónica punta redondeada	856I 21 9		D3/005D 60032372
Cónica punta redondeada	856I 25 7		D3/005D 60032374
Torpedo cónico /Curetaje	878KT 16 8		D3/005D 60032550
Torpedo cónico /Curetaje	879KT 14 10		D3/005D 60032584
Torpedo cónico /Curetaje	879KT 18 10		D3/005D 60032586
Cilindrico punta redondeada	881T 14 8		D3/005D 60032616
Cilindrico punta redondeada	881T 16 8		D3/005D 60032618
Cilindrico punta redondeada	882T 14 10		D3/005D 60032630
Huevo/ pelota de rugby	379Z 5 5		D5/005D 60031814
Bola	801Z 12 1,2		D5/005D 60031900
Bola	801Z 14 1,4		D5/005D 60031902
Bola	801Z 18 1,8		D5/005D 60031904
Cónica punta redondeada	850Z 16 10		D5/005D 60032242

Intervalos de velocidad recomendados

Diámetro del cabezal en 1/10 mm	RPM	Diámetro del cabezal en 1/10 mm	RPM
007-011	75 000-150 000	029-032	25 000-56 000
012-015	60 000-110 000	033-041	22 000-45 000
016-019	45 000-88 000	042-054	20 000-37 000
021-023	40 000-75 000	055-060	17 000-32 000
024-028	30 000-65 000		

Tamaños de grano normalizados ISO

60032955 Envase surtido, 50 uds.

Grupo de precios D1/050D

Contenido: 379-314-023-05.0-F 10 fresas
 859-314-014-10.0-F 10 fresas
 850-314-018-08.0-M 15 fresas
 801-314-016-01.6-M 15 fresas

Tamaño grande

Contenido: 50 instrumentos
 10 x 5 fresas empaquetadas
 en envases alveolados
 Disponible para productos
 escogidos

Tamaño medio

Contenido: 5 instrumentos
 Envasados en 5 bandejas alveoladas
 precintadas independientes
 Disponible para todos los productos



Los diamantes de DIATECH se comercializan en paquetes alveolados marcados y precintados individualmente para mayor trazabilidad y comodidad.

- Instrumentos de primera calidad chapados en oro
- Grano de diamante 100% natural
- Control visual de la calidad al 100%
- Tamaños de grano normalizados ISO
- Calibración precisa de la pieza en bruto
- Mayor cantidad de diamante por mm²



Alto rendimiento de tallado y mayor durabilidad


© COLTENE – www.coltene.com



CH **Coltene/Whaledent AG**
 Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten / Switzerland

Service Center
 service@coltene.com

ES **COLTENE Iberia S.L.U.**
 c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A
 ES-28220 Majadahonda, Madrid



COLTENE