

**INSTRUMENTOS PULIDORES**  
PARA LA PRÁCTICA DENTAL

**ROTAARY**  
**DIATECH**





1 COMPREPOL ULTRA				
ISO Ø 1/10 mm	030	050	060	100
Cabeza L en mm	7.5	10	7.5	2.5
Pulidor tipo	2101RA	2103RA	2111RA	2127RA
RA 10 uds	230055AA	230059AA	230063AA	230069AA
RA 50 uds		230060AA	230064AA	

2 COMPOSHINE ULTRA			
030	050	060	100
7.5	10	7.5	2.5
2201RA	2203RA	2211RA	2227RA
230072AA	230076AA	230080AA	230086AA
	230077AA	230081AA	

Composite, Compómero



1 COMPREPOL PLUS						
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	100	110	140
Cabeza L en mm	7.5	10	7.5	2.5	1.6	1.6
Pulidor tipo	2301RA	2303RA	2311RA	2327RA	23SG11RA	23SG14RA
RA 5 uds	230291AA	230293AA	230295AA	230297AA	60019877	60019878
RA 10 uds		230294AA	230296AA			

2 COMPOSHINE PLUS						
030	040	060	100	110	140	
7.5	10	7.5	2.5	1.6	1.6	
2401RA	2403RA	2411RA	2427RA	24SG11RA	24SG14RA	
230299AA	230301AA	230303AA	230305AA	60019879	60019880	
	230302AA	230304AA				

Composite, Compómero



1 PREBROWN			
ISO Ø 1/10 mm	040	045	060
Cabeza L en mm	7.5	10	9.5
Pulidor tipo	1101RA	1103RA	1111RA
RA 10 uds	230001AA	230005AA	230013AA
RA 50 uds		230006AA	

2 HIGREEN		
040	045	060
7.5	10	9.5
1201RA	1203RA	1211RA
230028AA	230032AA	230040AA

Aleaciones Metal Precioso, Amalgama

DIASHINE COMPOMANT PLUS				
	030	040	060	100
	7.5	10	7.5	2.5
	9101RA	9103RA	9111RA	9121RA
5 uds	230264AA	230265AA	230267AA	230271AA
10 uds		230416AA		

Composite, Compómero



1 ZIRCOPOL PLUS			
ISO Ø 1/10 mm	040	060	140
Cabeza L en mm	10	7.5	1.6
Pulidor tipo	9703RA	9711RA	97SG14RA
RA 5 uds	230379AA	230381AA	60022004
RA 10 uds			

2 ZIRCOSHINE PLUS		
040	060	140
10	7.5	1.6
9803RA	9811RA	98SG14RA
230391AA	230393AA	60022005

CAD/CAM Restauraciones, Zirconio

UNISHINE		
055	070	090
15	10	8.5
4203RA	4211RA	4216RA
230203AA	230211AA	230215AA

Universal



1 CERAPRESHINE		
ISO Ø 1/10 mm	050	070
Cabeza L en mm	10	10
Pulidor tipo	3201RA	3211RA
RA 5 uds		
RA 10 uds	230114AA	230122AA

2 CERASHINE	
ISO Ø 1/10 mm	050
Cabeza L en mm	10
Pulidor tipo	3301RA
RA 5 uds	
RA 10 uds	230139AA

1 CERAFIN PLUS			
ISO Ø 1/10 mm	040	060	110
Cabeza L en mm	10	7.5	2
Pulidor tipo	9303RA	9311RA	9331RA
RA 5 uds	230317AA	230319AA	230325AA
RA 10 uds			60019881

Cerámica

Cerámica



2 CERAPRESHINE PLUS					
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	110	140
Cabeza L en mm	7.5	10	7.5	2	1.6
Pulidor tipo	9401RA	9403RA	9411RA	9431RA	945G14RA
RA 5 uds	230331AA	230335AA	230337AA	230343AA	60019882

3 CERASHINE PLUS					
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	110	140
Cabeza L en mm	7.5	10	7.5	2	1.6
Pulidor tipo	9501RA	9503RA	9511RA	9531RA	955G14RA
RA 5 uds	230349AA	230353AA	230355AA	230361AA	60019883

Cerámica



BRUSH			
ISO Ø 1/10 mm	060	040	040
Cabeza L en mm	5.5	6.5	6.5
Pulidor tipo	7001RA	7002RA	7003RA
RA 5 uds	232002AA	232004AA	232006AA
RA 10 uds	232001AA	232003AA	232005AA

MANDRIL	SWISSFLEX DISCOS				
Largo	Tamaño grano	C/70µm	M/50µm	F/30µm	UF/5µm
25.4	Tamaño Paquete	80 uds	80 uds	80 uds	80 uds
702RA	Pulidor tipo	704UM <sup>1</sup> /703UM <sup>2</sup>	706UM <sup>1</sup> /705UM <sup>2</sup>	708UM <sup>1</sup> /707UM <sup>2</sup>	710UM <sup>1</sup> /709UM <sup>2</sup>
232018AA	Head Ø: 9 mm	232020AA <sup>1</sup>	232022AA <sup>1</sup>	232024AA <sup>1</sup>	232026AA <sup>1</sup>
	Head Ø: 13 mm	232019AA <sup>2</sup>	232021AA <sup>2</sup>	232023AA <sup>2</sup>	232025AA <sup>2</sup>

Cerámica, Composite, Metal

Composite, Amalgama, Cementos ionómeros, Metal Semi Precioso, Metal Precioso

SWISSFLEX TIRAS	
Largo x Ancho	175 mm x 3.5 mm
Tamaño paquete	80 uds
700UM: C(70µm)/M(50µm)	232016AA
701UM: F(30µm)/UF(5µm)	232017AA

Ver SwissFlex Discos

DIAStrip	
Largo x Ancho	80 mm x 2.5 mm
Pulidor tipo	600UM
5 uds	232014AA
10 uds	232015AA

Composite, Compómero, Cementos ionómeros, Amalgama



## Información para pedidos

ISO número (material, mandril, forma, tamaño grano, variación del diámetro)

Diámetro cabeza en 1/10 mm

Largo cabeza

Descripción pulidor

Tamaños de paquetes disponibles

Ilustración

ISO 658 204 243 523 ...

ISO Ø 1/10 mm	050
Cabeza L en mm	10
Pulidor tipo	2103RA
RA 10 uds	230059AA
RA 50 uds	230060AA

Número de referencia para cada paquete respectivo


## Formas cabeza

ISO Forma cabeza	Descripción	ISO Forma cabeza	Descripción
014	Rueda Pequeña	243 040 10	Punta
030	Cup	243 045-055 010	Llama
042	Rueda	273	Cúpula
044	Rueda	274	Bala
107	Cilíndrica	292	Torpedo
114	Cilíndrica	303	Lente Larga
173	Cónica	304	Lente Pequeña
243 030-040 7.5	Minipunta	372	Disco
		543	ShapeGuard

## Rangos de velocidad recomendados

Sistemas de Pulido	RPM	Sistemas de Pulido	RPM
Comprepol Ultra	5'000-10'000	Cerapreshine	5'000-10'000
Composhine Ultra	5'000-10'000	Cerashine	5'000-10'000
Comprepol Plus	3'000-8'000	Cerafin Plus	5'000-10'000
Composhine Plus	3'000-8'000	Cerapreshine Plus	5'000-10'000
Prebrown	5'000-10'000	Cerashine Plus	5'000-10'000
Higreen	5'000-10'000	Brush	5'000-10'000
	7'000-10'000	SwissFlex	10'000-16'000
	Prepolishing		
Diashine Compomant Plus	3'000-8'000		
	High lustre		
Zircopol Plus	5'000-10'000	<b>Forma cabeza especial</b>	<b>RPM</b>
Zircoshine Plus	5'000-10'000	ShapeGuard	10'000-12'000
Unishine	5'000-10'000		

© 2017 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com



**CH** **Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
T +41 71 757 53 00  
F +41 71 757 53 01  
info.ch@coltene.com

**ES** **Coltène Iberia S.L.U.**  
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A  
28220 Majadahonda, Madrid / Spain  
T +34 91 63 86 492  
F +34 91 63 86 279  
info.ib@coltene.com



**COLTENE**