

ROOT CANAL SHAPING

MicroMega

2Shape mini

Enfoque de preparación racional

micromega.coltene.com

 COLTENE

- Conservación de la dentina pericervical
- Remoción de una mínima estructura dental¹
- Respeto de la anatomía del conducto radicular²
- Creación de un espacio óptimo para una profunda desinfección y una adecuada obturación

Protocolo*



Complete el tratamiento con puntas de gutapercha y papel coincidentes.

ACABADO OPCIONAL



Características

- Pequeño tamaño/conicidad
- Alambre de Ø 1 mm
- Tratamiento térmico T.Wire
- Corte eficiente
- 2 limas de conformado
- Blister estéril
- 3 longitudes: 21, 25, 31 mm
- Múltiples reutilizaciones



Si desea más información sobre MicroMega 2Shape mini, escanee el código QR.

Información para pedidos

MicroMega 2Shape mini, 5 uds./pack (B5)

20953211	B5 2Shape TS1 mini N25 4% L25 Classics S
20953212	B5 2Shape TS2 mini N25 6% L25 Classics S
20953213	B5 2Shape F35 mini N35 6% L25 Classics S
20953214	B5 2Shape F40 mini N40 4% L25 Classics S

(1) Survey analysis "Minimally Invasive", Caroline Dort, 2022-01-13

(2) PCD2, Shaping Ability of Two-shape and ProTaper Gold Files by using Cone-beam Computed Tomography, The Journal of Contemporary Dental Practice, March 2019;20(3):330-334. 1 Shalini Singh, 2 Tarun Gupta, 3 Vinisha Pandey, 4 Harshit Singhania, 5 Pooja Pandey, 6 Shweta Gangavane

*Extracto de las instrucciones de uso.

© COLTENE – micromega.coltene.com

COLTENE Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A
ES-28220 Majadahonda, Madrid
T +34 91 63 86 492
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
FR-25000 Besançon
T +33 3 81 54 42 42
commercial@micro-mega.com



0459

COLTENE