

RETRATAMIENTO

MicroMega
REMOVER

NUEVO



La pieza esencial para el retratamiento

micro-mega.com/remover

 **COLTENE**

- Una lima para retirar el material de obturación radicular¹
- Respeta la anatomía del conducto radicular*
- Eficiente sin disolventes*
- Segura gracias a su punta inactiva

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



MicroMega REMOVER, 5 uds./pack (B5)

20952301 B5 MicroMega REMOVER L 19 mm | n 30 | 7% Classics

20952311 B5 MicroMega REMOVER L 23 mm | n 30 | 7% Classics

30 / 07

Torque máximo: **2,5 N.cm**

Velocidad de rotación: **400-800 r. p. m.**

Tratamiento con calor: **C.Wire**

Complete el retratamiento con las limas de conformado **MicroMega**

One Curve

or

2Shape



Si desea más información sobre MicroMega REMOVER, visite nuestra página web: micro-mega.com/remover

MicroMega REMOVER | Publicidad

Año de marcado CE: 2019 – Producto sanitario de clase IIA en virtud de la Directiva 93/42/CEE | Entidad notificadora: LNE/G-MED | Producto sanitario para cuidado dental, para uso exclusivo de profesionales dentales. Consulte el etiquetado del producto y las instrucciones de uso.

© COLTENE – micromega.coltene.com

Fabricante legal:

Micro-Mega SA

12 rue du Tunnel

25000 Besançon / France

T +33 3 81 54 42 42

F +33 3 81 54 42 30

commercial@micro-mega.com

* Datos de MicroMega «Validation report of REMOVER: Pr Franck Diemer, ICRE. Evaluation du One Flare en désobturation. Evaluation d'un instrument de désobturation : le REMOVER». 2019.10

¹ Certificada para gutapercha



COLTENE