

RETRATAMIENTO

HyFlex™ Remover

NUEVO



La pieza esencial para el retratamiento

remover.coltene.com

 **COLTENE**

- Una lima para retirar el material de obturación radicular¹
- Respeta la anatomía del conducto radicular*
- Eficiente sin disolventes*
- Segura gracias a su punta inactiva



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



30/.07

Torque máximo: **2,5 N.cm**

Velocidad de rotación: **400-800 r. p. m.**

HyFlex Remover, 5 uds.

19 mm

23 mm

Lima Remover 30/.07



60023649

60023648



◀ Para obtener un resultado óptimo, complete el procedimiento con las limas de conformado HyFlex EDM. También puede utilizar otro sistema de limas, como HyFlex CM o el sistema que prefiera.



Si desea más información sobre HyFlex, consulte el folleto o visite nuestra página web: hyflex.coltene.com.

© COLTENE – www.coltene.com

Coltene Iberia S.L.U.
 c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
 28220 Majadahonda, Madrid / Spain
 T +34 91 63 86 492
 F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten / Switzerland
 T +41 71 757 5300
 F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
 235 Ascot Parkway
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
 T +1 330 916 8800
 F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

* Datos de MicroMega «Validation report of Remover: Pr Franck Diemer, ICRE. Evaluation du One Flare en désobturation. Evaluation d'un instrument de désobturation : le Remover». 2019.10

¹ Certificada para gutapercha

COLTENE