

HySolate SyntX Dique de goma

El dique de goma más avanzado sin látex para un aislamiento más rápido y una retracción segura.




Ventajas

- ✓ Extremadamente elástico y resistente para una estabilidad y un aislamiento perfectos.
- ✓ Las mismas propiedades de retracción que las mejores diques dentales de látex
- ✓ Resistente al NaOCl (3 % y 6 %), EDTA y CHX
- ✓ Fácil de colocar, incluso en situaciones quirúrgicas complejas
- ✓ El color azul mejora el contraste y proporciona una mejor visibilidad
- ✓ Preimpreso por una cara
- ✓ 100 % libre de látex, dique de poliesopreno hipoalergénico

¿Por qué HySolate SyntX?

- 1 No se rompe al colocarlo
- 2 Aislamiento fiable en cada uso
- 3 Preimpreso para un troquelado más rápido



Con plantilla preimpresa

El dique **HySolate SyntX** de **poliisopreno** ofrece una gran elasticidad y resistencia al desgarro sin los riesgos alérgicos del látex.



Antes



Después

Caso clínico proporcionado por el Dr. Alessio Zanza



«Tuve el placer de probar por adelantado el nuevo dique de goma HySolate SyntX de COLTENE y quedé realmente impresionado. Su fácil manejo, combinado con un material extremadamente elástico y resistente, hace que cada aplicación sea rápida y precisa. Los puntos de contacto se superan fácilmente sin riesgo de rotura, mientras que el color optimiza el enfoque visual y es perfecto para la fotografía clínica. Además, al no contener látex, también es ideal para pacientes alérgicos. Muy recomendable».

Dr. Alessio Zanza, Roma, Italia

Información para pedidos

TAMAÑO	GROSOR	COLOR	N.º DE ARTÍCULO	HOJAS
152 × 152 mm 6" × 6"	medio	azul	60037567	30
			60037568	75
127 × 127 mm 5" × 5"			60037566	30

Vea toda la gama de productos HySolate, incluyendo pinzas, instrumentos y accesorios.



We help you preserve and improve natural teeth. The Swiss way. 

 COLTENE