


Desbridamiento
Modelado del conducto radicular

Actualización de producto

MicroMega HandFiles⁽¹⁾



Instrumentos preesterilizados
Blísters de 6 limas manuales


(1) Limas K, Ensanchadores, Raspadores
micromega.coltene.com

 COLTENE

El compromiso de COLTENE con la seguridad del paciente, del dentista y del personal en los consultorios: instrumentos preesterilizados y listos para usar



- Esterilización garantizada conforme a las normas reguladoras
- Logística simplificada con instrumentos listos para usar



La misma alta calidad del producto, nuevo envase

- Blíster de 6 instrumentos preesterilizados
- Limas de uso múltiple



MicroMega K-Files (Limas K)



MicroMega K-Reamers (Ensanchadores)



MicroMega H-Files (Raspadores)

Limas K, Ensanchadores, Raspadores

- Longitudes disponibles :
 - > 21 mm
 - > 25 mm
 - > 31 mm **TAMAÑO NUEVO**
- Tamaños desde 006 hasta 140⁽¹⁾
- Conicidad 2 %




Si desea más información sobre MicroMega HandFiles, visite nuestra página web: micro-mega.com/catheterism



(1) Escanee el código QR para descargar la lista de números de referencia, también la encontrará en channel.micro-mega.com

©COLTENE



Fabricante legal :
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
F +33 3 81 54 42 30
commercial@micro-mega.com

MicroMega K-Files - MicroMega K-Reamers - MicroMega H-Files | Publicidad | Año de marcado CE: 2020 | Producto sanitario de clase Is en virtud de la Directiva 93/42/CEE | Entidad notificadora: LNE/G-MED | Producto sanitario para cuidado dental, para uso exclusivo de profesionales dentales. Ver el etiquetado del producto y las instrucciones de uso en el sitio web: micro-mega.com

