

CanalPro CalciSeal

Sealer biocerámico para conductos radiculares
a base de silicato de calcio

Ventajas

- ✓ Compatible con todas las técnicas de obturación (monocono, en frío, en caliente).
- ✓ La alta radiopacidad permite un control de calidad inmediato y garantiza una documentación adecuada.
- ✓ Crea un ambiente antimicrobiano durante el fraguado inicial.
- ✓ Administración rápida y limpia con jeringa precargada de 2 g.
- ✓ Favorece la curación periapical con biocompatibilidad alcalina.
- ✓ Flujo de trabajo optimizado con colocación intracanal directa
- ✓ Fácil acceso en conductos estrechos o curvos gracias a su punta flexible.
- ✓ Minimización de residuos mediante el uso controlado de materiales.

¿Por qué CanalPro CalciSeal?

- 1 Alto pH para protección antimicrobiana
- 2 Aplicación fácil y limpia con jeringa precargada
- 3 Punta flexible para un acceso preciso al conducto



Especificaciones técnicas

Humedad necesaria para la polimerización	Sí
Composición	Compuesto de silicato cálcico Óxido de circonio Agentes espesantes
Base química	A base de silicato de calcio
Bioactividad	Sí
Formación de cristales de hidroxiapatita	Sí
Nivel de pH	12.5
Color	blanco
Método de llenado recomendado	Obturación en frío y en caliente, técnica de cono único
Tiempo de fraguado	3.5 horas (a temperatura ambiente) 90 minutos (a temperatura corporal de 37 °C)
Grosor de la película	11.3 µm
Consejo	calibre 25
Solubilidad	≤1.49 %
Adhesión a la dentina	2 – 3 MPa
Radiopacidad	8.0 mm Al
Retractabilidad	Sí
Temperatura de almacenamiento	15° – 25°C



„El sealer ofrece una excelente facilidad de uso y fluidez, así como una muy buena capacidad para rellenar los canales laterales. Esto hace que el proceso de obturación sea más predecible y eficiente, y garantiza un sellado hermético del sistema de canales. El material de biocerámica contribuye a la unión química con la dentina, favorece un sellado estable y reduce el riesgo de microfiltraciones“.

Dr. Benjamin Hamulic, Universidad de Copenhague



Información para pedidos

N.º DE ARTÍCULO	Contenido
60043033	CanalPro CalciSeal, 2 g (1 jeringa), 15 puntas desechables

Más información

