

CEMENTO DE RESINA AUTOADHESIVO
DE DOBLE POLIMERIZACIÓN



SoloCem

Cementación fiable en un paso

**EL NUEVO
SUPERKRAFT**

 **COLTENE**

Su socio para casi todas las indicaciones de cementación indirecta. Dependiendo de la situación, puede cementar de forma autoadhesiva o adhesiva. Para uso universal: ahí es donde entra en juego **SoloCem.**

Ventajas al primer vistazo



Un solo cemento para casi todas las indicaciones



Restauraciones duraderas



Cementación estética



Fácil de usar



Un socio con el que siempre se puede contar

SoloCem



Diferentes indicaciones y una misma solución

¿Cree en la rapidez y la eficiencia? Elija SoloCem, la aplicación autoadhesiva rápida y, además, segura. No obstante, puede que necesite una adhesión más fuerte en algunos casos. Incluso en esos casos, SoloCem es la mejor opción – use ONE COAT 7 UNIVERSAL para potenciar la adhesión.


Menos administración.

Más tiempo para cosas importantes

Como solo necesita un cemento para las dos opciones de cementación (adhesiva y autoadhesiva) con SoloCem, no solo ahorra espacio en su inventario, sino que además se ahorra el tiempo dedicado a administrar otros productos. Eso significa más tiempo para lo más importante: el paciente.

Evite los espacios marginales producidos por la baja contracción

Contracción según Arquímedes



Fuente: datos internos


* No son marcas registradas del grupo COLTENE

Si la contracción de un cemento es elevada, pueden quedar espacios marginales, lo cual supone un riesgo de infiltración bacteriana. SoloCem, de baja contracción, es una opción segura.

Integración óptima = restauración estética

Una restauración estética debe cumplir varios requisitos. Por una parte, el color del cemento debe ser discreto e imitar el tono natural de los dientes. Una buena estabilidad del color y resistencia a los alimentos con un fuerte efecto de decoloración, como el vino tinto o el curri, también son importantes para una perfecta integración. SoloCem ofrece las dos cosas. Gracias a las propiedades de fluorescencia de SoloCem, las obturaciones son invisibles con condiciones de luz especiales, como la luz negra de una discoteca.

Cambio de color medio después de almacenar el material en vino tinto, curri, berros y agua destilada.



Fuente: Liebermann et al. (2017): The Effect of Different Storage Media on Color Stability of Self-Adhesive Composite Resin Cements for up to One Year

* No es una marca registrada del grupo COLTENE

Una gama simple y sencilla, pero siempre con el tono adecuado:



Dentin

White Opaque


Trans

**EL NUEVO
SUPERKRAFT**



Fuerte por sí solo, invencible en compañía

Resistencia adhesiva al cizallamiento sobre distintos materiales



Una fuerza de adhesión elevada indica una buena adhesión entre el cemento y los diversos materiales, lo cual es esencial para el éxito del tratamiento. SoloCem muestra altos valores de adhesión fiables tanto en la dentina como en el esmalte, especialmente en combinación con ONE COAT 7 UNIVERSAL. En la aplicación autoadhesiva, el material también destaca sobre otros materiales, como los metales o la cerámica.



«El cemento universal autoadhesivo a base de resina SoloCem es una gran ayuda para los dentistas».

Prof. Brian Millar, BDS, PHD, FDSRCS, FHEA, FDT, Reino Unido

«SoloCem ofrece la opción de proporcionar un resultado seguro y estable a largo plazo de manera sencilla».

Dr. med. dent. Anton Wetzel, Suiza



Información para pedidos

60013986

Kit de introducción SoloCem

- 1 × SoloCem Dentin, 5 ml
- 1 × SoloCem Trans, 5 ml
- 10 × Puntas de mezcla marrones superfinas
- 10 × Puntas de mezcla marrones finas

60014062

Reposición de SoloCem Dentin

- 1 × SoloCem Dentin, 5 ml
- 5 × Puntas de mezcla marrones superfinas
- 5 × Puntas de mezcla marrones finas

60014061

Reposición de SoloCem White Opaque

- 1 × SoloCem White Opaque, 5 ml
- 5 × Puntas de mezcla marrones superfinas
- 5 × Puntas de mezcla marrones finas

60019840

Reposición de SoloCem Trans

- 1 × SoloCem Trans, 5 ml
- 5 × Puntas de mezcla marrones superfinas
- 5 × Puntas de mezcla marrones finas

6747

Puntas de mezcla marrones superfinas

- 40 × Puntas de mezcla, Ø 1 mm

6759

Puntas de mezcla marrones finas

- 40 × Puntas de mezcla, Ø 1,8 mm

© COLTENE – www.coltene.com

COLTENE Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
info.ib@coltene.com

Coltène /Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten (Suiza)
T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

 **COLTENE**