


ROOT CANAL SHAPING

MicroMega One RECI





Explorando direcciones opuestas

micromega.coltene.com

 COLTENE

MicroMega One RECI: Lima única con movimiento reciprocante

- **Corte eficiente:** patentada sección de corte asimétrica
- **Seguridad:** resistencia a la fatiga cíclica⁽¹⁾
- **Flexibilidad:** respeta la anatomía del canal gracias al tratamiento térmico C.Wire⁽²⁾
- **Mínimamente invasiva:** preserva el área peri-cervical y los tejidos duros⁽³⁾



- Lima única
- Blister esterilizados
- 5 medidas (20/.04, 25/.04, 25/.06, 35/.04, 45/.04)
- 3 largos: > 21 mm
> 25 mm
> 31 mm

MicroMega One RECI, 5 uds/pack (B5)

60029883	B5 MicroMega One RECI n20 4% L25 Sterile
60029884	B5 MicroMega One RECI n25 4% L25 Sterile
60029885	B5 MicroMega One RECI n25 6% L25 Sterile
60029886	B5 MicroMega One RECI n35 4% L25 Sterile
60029887	B5 MicroMega One RECI n45 4% L25 Sterile
60029899	B5 MicroMega One RECI L25 Assorted Sterile



Complete sus tratamiento con One Flare, MicroMega K-Files, One G, Dual Move & CanalPro Jeni, Gutta Percha - Paper Point



Para más información sobre MicroMega ONE Recí, por favor visite nuestra página web: micro-mega.com/one-reci



Escanee el Código QR para descargarse en detalle las referencias o encuentrelas en channel.micro-mega.com

- (1) Gianluca Plotino, DDS, PhD,* Hany Mohamed Aly Ahmed, BDS, HDD (Endo), PhD,† Nicola Maria Grande, DDS, PhD,‡ Stephen Cohen, MA, DDS, FICD, and Frederic Bukiet, DDS, MSc, PhD. Current Assessment of Reciprocation in Endodontic Preparation: A Comprehensive Review—Part II: Properties and Effectiveness
- (2) PHILLIP L Tomson, Stéphane R Simon - Contemporary cleaning and shaping of the root canal system - Prim Dent J. 2016;5(2): 46-53
- (3) PJ Van Der Vyver, C. Jonker. Reciprocating instruments in Endodontics: a review of the literature, SADJ. 2014 Oct;69(9):404-9.

©COLTENE

Fabricante legal:
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
F +33 3 81 54 42 30
commercial@micro-mega.com
micro-mega.com

MicroMega One RECI | Publicidad | Año de marca CE: 2021
Dispositivo médico clase IIa de acuerdo con la Directiva 93/42/EEC | Cuerpo notificado: LNE/G-MED | Dispositivo médico para el cuidado dental, destinado exclusivamente para el uso profesional dental. Ver etiquetado del producto y las instrucciones de uso.



COLTENE