



Coltolux® LED

Lampe à polymériser *DEL* à haute puissance

Fine

UN ACCÈS POSTÉRIEUR FACILITÉ
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

Puissante

UNE POLYMÉRISATION RAPIDE

Sans fil

PORTABLE



Coltolux® LED

FINE, PUISSANTE, SANS FIL



Coltolux LED est une lampe sans fil en forme de stylo légère qui associe une sonde de polymérisation fine et une intensité lumineuse élevée.

- DEL à intensité lumineuse élevée pour des polymérisations rapides. Capable de polymériser 2 mm en seulement 10 s.
- Design de réflecteur avancé qui minimise la diffusion de la lumière.
- L'intensité lumineuse de la DEL correspond au spectre d'absorption des photo-initiateurs à la camphorquinone (CQ).
- Signal sonore toutes les dix secondes et mode de mise en veille automatique après 15 minutes de non fonctionnement.
- Des centaines de cycles de polymérisation de 10 secondes avec une batterie totalement chargée.
- Bloc de test fourni permettant de déterminer des temps de polymérisation précis.

TEINTES POLYMÉRISÉES TYPIQUES (2 mm de profondeur)

| Fabricant | Marque | Teinte | Temps de polymérisation min. |
|------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| COLTENE | SynergyD6 | A2, B2 | 10 s |
| COLTENE | SynergyNF | DuoShade | 10 s |
| COLTENE | Miris | Dentine et émail | 10 s |
| 3M ESPE | Filtek* | A2, C2 | 10 s |
| Dentsply | Esthet-X* | A2 | 10 s |
| Kerr | Herculite* | C3, D4 | 10 s |
| Kerr | Herculite* | Jaune cervical | 10 s |
| Ivoclar Vivadent | Heliomolar* | A2 | 20 s |

Sonde de polymérisation plus fine !



Caractéristiques techniques

Pièce à main

Longueur d'ondes : 450 nm/470 nm
Longueur d'ondes de pic : 460 nm
Diamètre de sortie lumineuse : 9,0 mm

Dimensions

Sonde de polymérisation : 0,48" (1,22 cm) de diamètre
Corps : 1,0" (2,5 cm) de diamètre
Longueur : 8,7" (22 cm)
Poids : 0,22 lb. (100 grammes)

Dimensions de la base de chargeur

Hauteur : 2,9" (7,4 cm)
Largeur : 2,5" (6,4 cm)
Profondeur : 3,5" (8,9 cm)

Alimentation

Tension d'entrée : 100-240 V CA

*Ces marques ne sont pas des marques déposées de Coltène/Whaledent.

Références produits

Pièce à main, base de chargeur, câble d'alimentation, 3 écrans protecteurs, 5 lentilles, 100 gaines de protection

25 lentilles, à fixer

1000 gaines de protection

25 écrans protecteurs, à fixer

Base de chargeur 230/240V

N° cat.

C7970


C7972

C7957

C7990

C7970RK2

© COLTENE – www.coltene.com



Coltène/Whaledent Ltd.

The President Suite
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, West Sussex
RH15 9NF / R.-U.
T +44 1444 235486
F +44 1444 870640
info.uk@coltene.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Suisse
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc. 🇺🇸

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / É.-U.
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com