

CIMENT RÉSINE AUTO-ADHÉSIF
À POLYMÉRISATION DUALE



SoloCem

Scellement fiable en une seule étape

**LE NOUVEAU
SUPERKRAFT**


 **COLTENE**

Votre partenaire pour pratiquement toutes les indications de collage indirectes. En fonction de la situation, vous pouvez sceller avec ou sans adhésif. Pour un universel – exigez **SoloCem**.

Aperçu des avantages



Un seul ciment pour pratiquement toutes les indications indirectes



Restaurations durables



Scellement esthétique



Utilisation simple



Un partenaire sur lequel vous pouvez toujours compter

SoloCem



Une multitude d'indications différentes, mais toujours la même solution

Vous croyez à la rapidité et à l'efficacité ? Choisissez alors SoloCem, car l'application auto-adhésive est non seulement rapide mais aussi sûre. Cependant, selon le cas clinique, un agent adhésif plus fort peut être nécessaire. Même dans ce cas, SoloCem est le bon choix – utilisez en complément ONE COAT 7 UNIVERSAL comme « booster d'adhérence ».


Moins de travail.

Plus de temps pour les choses importantes.

Un seul ciment étant nécessaire pour les deux options de scellement (adhésif et auto-adhésif) avec SoloCem, vous gagnez non seulement de la place dans votre stock, mais aussi du temps dans l'administration d'autres produits. Cela signifie plus de temps pour ce qui compte le plus : le patient.

Évite les hiatus marginaux grâce à un faible retrait

Retrait selon le principe d'Archimède




Source : données internes
* Marques non déposées du groupe COLTENE

Si le retrait du ciment adhésif est important, cela peut entraîner des hiatus marginaux. Ceux-ci créent un risque d'infiltration bactérienne. SoloCem est associé à un faible retrait et constitue donc une option sûre.

Intégration optimale = restauration esthétique


Une restauration esthétique doit répondre à de multiples exigences. D'une part, la couleur du ciment doit être discrète et s'harmoniser complètement avec la teinte naturelle des dents. Une bonne stabilité des couleurs et une résistance aux aliments ayant un fort effet de décoloration – comme le vin rouge ou le curry – sont également des caractéristiques importantes pour une intégration parfaite. SoloCem offre les deux. Et grâce aux propriétés fluorescentes de SoloCem, les obturations sont invisibles dans des conditions d'éclairage spéciales, comme la lumière noire dans une boîte de nuit.

Décoloration moyenne après conservation dans une solution de vin rouge, de curry et de cresson ainsi que dans de l'eau distillée



Source : Liebermann et al. (2017): The Effect of Different Storage Media on Color Stability of Self-Adhesive Composite Resin Cements for up to One Year
* Marques non déposées du groupe COLTENE

Une gamme claire et simple, mais toujours avec la bonne teinte




**LE NOUVEAU
SUPERKRAFT**



Forts individuellement, imbattables ensemble

Résistance au cisaillement sur différents matériaux



Des résistances adhésives élevées sont des indicateurs d'une bonne liaison entre le ciment et différents matériaux. C'est essentiel pour la réussite du traitement. SoloCem présente de manière fiable des valeurs d'adhérence élevées tant sur la dentine que sur l'émail, en particulier en association avec ONE COAT 7 UNIVERSAL. En application auto-adhésive, le matériau s'avère également convaincant sur divers autres matériaux comme les métaux ou les céramiques.



« Le ciment adhésif universel à base de résine SoloCem est une aide pour les cliniciens. »

Prof. Brian Millar, BDS, PHD, FDSRCS, FHEA, FDT, R.-U.

« SoloCem offre la possibilité d'obtenir de manière simple un résultat sûr et stable à long terme. »

Dr Anton Wetzel, Suisse



Références produits

60013986 Kit d'introduction SoloCem

- 1 × SoloCem Dentine, 5 ml
- 1 × SoloCem Trans, 5 ml
- 10 × embouts mélangeurs marrons courts super fins
- 10 × embouts mélangeurs marrons courts fins

60014062 SoloCem Dentine Réassort

- 1 × SoloCem Dentine, 5 ml
- 5 × embouts mélangeurs marrons courts super fins
- 5 × embouts mélangeurs marrons courts fins

60014061 SoloCem Blanc Opaque Réassort

- 1 × SoloCem Blanc Opaque, 5 ml
- 5 × embouts mélangeurs marrons courts super fins
- 5 × embouts mélangeurs marrons courts fins

60019840 SoloCem Trans Réassort

- 1 × SoloCem Trans, 5 ml
- 5 × embouts mélangeurs marrons courts super fins
- 5 × embouts mélangeurs marrons courts fins

6747 Embout mélangeur marron court super fin

- 40 × embouts mélangeurs, Ø 1 mm

6759 Embout mélangeur marron court fin

- 40 × embouts mélangeurs, Ø 1,8 mm

© COLTENE – www.coltene.com

Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
info.fr@coltene.com

Coltène /Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suisse
T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

 **COLTENE**